

ОКПД2 32.50.30.119

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Холдинговая компания

«ИНТЕГРАЛ»

О.В.Борисевич.

« 14 » 04 2023 г.



Руководство по эксплуатации

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ

по ТУ 32.50.30-004-90813646-2017

Производства: ООО «Холдинговая компания «ИНТЕГРАЛ» Россия,
г. Санкт-Петербург

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Настоящие технические условия распространяются на тумбу медицинскую лабораторную (далее - тумба), предназначенную для установки в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений, медицинских лабораториях с целью выделения места для хранения лекарств, медицинских инструментов, медицинской аппаратуры при проведении медицинской реабилитации заболеваний и проведении медицинских исследований.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения, медицинские лаборатории.

Тумба относится к изделиям для многократного применения.

Тумба относится к нестерильным изделиям.

В зависимости от потенциального риска применения тумба относится к классу 1 (согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012)

Вид тумбы в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 261570 «Стеллаж лабораторный» (согласно приказа министерства здравоохранения Российской федерации №4н от 06.06.2012).

Перечень исполнений изделий тумбы, габаритные размеры приведены в таблице 1.

Конструктивное исполнение тумбы унифицировано по типоразмерам, что обеспечивает возможность размещения необходимого количества приборов и аппаратов около пациента.

Функциональное назначение для каждого варианта исполнения изделия указаны в таблице 1.3.

Тумбы комплектуются выдвижными ящиками, нишами, и комплектом дополнительных принадлежностей по согласованию с заказчиком.

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям тумба относится виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации тумба относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Перечень приборов, инструментов и оборудования, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении Б.

Обозначение тумбы при заказе и в других документах должно включать: наименование, артикул и номер настоящих технических условий.

Пример обозначения:

«Тумба ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.06 по ТУ 32.50.30-004-90813646-2017»

Технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.105.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При изготовлении тумбы применяются:

№	Узел, часть	Марка материала	Наименование НДТ или производителя	Тип контакта с телом человека
1	ПГЛ-ТП1, ПГЛ-ТП2, ПГЛ-ТП3, ПГЛ-Т1, ПГЛ-Т2, ПГЛ-Т3, ПГЛ-Т4, ПГЛ-Т5, ПГЛ-Т6, ПГЛ-Т7, ПГЛ-Т8, ПГЛ-Т9, ПГЛ-ТУ, ПГЛ-ТУП; ПГЛ.ЛА-ТП1, ПГЛ.ЛА-ТП2, ПГЛ.ЛА-ТП3, ПГЛ.ЛА-Т1, ПГЛ.ЛА-Т2, ПГЛ.ЛА-Т3, ПГЛ.ЛА-Т4, ПГЛ.ЛА-Т5, ПГЛ.ЛА-Т6, ПГЛ.ЛА-Т7, ПГЛ.ЛА-Т8, ПГЛ.ЛА-Т9, ПГЛ.ЛА-ТУ, ПГЛ.ЛА-ТУП; ПГЛ.Лабростоун-ТП1, ПГЛ.Лабростоун-ТП2, ПГЛ.Лабростоун-ТП3, ПГЛ.Лабростоун-Т1, ПГЛ.Лабростоун-Т2, ПГЛ.Лабростоун-Т3, ПГЛ.Лабростоун-Т4, ПГЛ.Лабростоун-Т5, ПГЛ.Лабростоун-Т6, ПГЛ.Лабростоун-Т7, ПГЛ.Лабростоун-Т8, ПГЛ.Лабростоун-Т9, ПГЛ.Лабростоун-ТУ, ПГЛ.Лабростоун-ТУП	Алюминиевый профиль, марка сплава АД31, состояние материала Т1 по ГОСТ 22233-201	Группа компаний Авангард, Санкт-Петербург	Кратковременный с неповрежденной кожей
2	ПГЛ.ЛА-ТП1, ПГЛ.ЛА-ТП2, ПГЛ.ЛА-ТП3, ПГЛ.ЛА-Т1, ПГЛ.ЛА-Т2, ПГЛ.ЛА-Т3, ПГЛ.ЛА-Т4, ПГЛ.ЛА-Т5, ПГЛ.ЛА-Т6, ПГЛ.ЛА-Т7, ПГЛ.ЛА-Т8, ПГЛ.ЛА-Т9, ПГЛ.ЛА-ТУ, ПГЛ.ЛА-ТУП;	Пластик декоративный бумажно-слоистый «Слотекс»	ОАО «Слотекс», Санкт-Петербург	Кратковременный с неповрежденной кожей
3	ПГЛ-ТП1, ПГЛ-ТП2, ПГЛ-ТП3, ПГЛ-Т1, ПГЛ-Т2, ПГЛ-Т3, ПГЛ-Т4, ПГЛ-Т5, ПГЛ-Т6, ПГЛ-Т7, ПГЛ-Т8, ПГЛ-Т9, ПГЛ-ТУ, ПГЛ-ТУП; ПГЛ-М.ЛК-ТП1, ПГЛ-М.ЛК-ТП2, ПГЛ-М.ЛК-ТП3, ПГЛ-М.ЛК-Т1, ПГЛ-М.ЛК-Т2, ПГЛ-М.ЛК-Т3, ПГЛ-М.ЛК-Т4, ПГЛ-М.ЛК-Т5, ПГЛ-М.ЛК-Т6, ПГЛ-М.ЛК-Т7, ПГЛ-М.ЛК-Т8, ПГЛ-М.ЛК-Т9, ПГЛ-М.ЛК-ТУ, ПГЛ-М.ЛК-ТУП; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1, ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2, ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3, ПГЛ-М.ЛКМ-Т1, ПГЛ-М.ЛКМ-Т2, ПГЛ-М.ЛКМ-Т3, ПГЛ-М.ЛКМ-Т4, ПГЛ-М.ЛКМ-Т5, ПГЛ-М.ЛКМ-Т6, ПГЛ-М.ЛКМ-Т7, ПГЛ-М.ЛКМ-Т8, ПГЛ-М.ЛКМ-Т9, ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ, ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП;	Ламинированная древесно-стружечная плита EURODEKOR Состав: 1. ДСП Р2, мелкоструктурная, шлифованная, сорт 1, класс эмиссии формальдегида Е1. 2. Бумажно-смоляная пленка на основе термоактивных полимеров, пропитанная меламиновыми слоями.	ООО «Эггер Древпродукт Шуя»	Кратковременный с неповрежденной кожей
4	ПГЛ-М.ЛН-ТП1, ПГЛ-М.ЛН-ТП2, ПГЛ-М.ЛН-ТП3, ПГЛ-М.ЛН-Т1, ПГЛ-М.ЛН-Т2,	СТАЛЬ 12Х18Н10Т	ТУ 3-1002 ГОСТ 5632	Кратковременный с

	ПГЛ-М.ЛН-Т3, ПГЛ-М.ЛН-Т4, ПГЛ-М.ЛН-Т5, ПГЛ-М.ЛН-Т6, ПГЛ-М.ЛН-Т7, ПГЛ-М.ЛН-Т8, ПГЛ-М.ЛН-Т9, ПГЛ-М.ЛН-ТУ, ПГЛ-М.ЛН-ТУП; ПГЛ-М.ЛМ-ТП1, ПГЛ-М.ЛМ-ТП2, ПГЛ-М.ЛМ-ТП3, ПГЛ-М.ЛМ-Т1, ПГЛ-М.ЛМ-Т2, ПГЛ-М.ЛМ-Т3, ПГЛ-М.ЛМ-Т4, ПГЛ-М.ЛМ-Т5, ПГЛ-М.ЛМ-Т6, ПГЛ-М.ЛМ-Т7, ПГЛ-М.ЛМ-Т8, ПГЛ-М.ЛМ-Т9, ПГЛ-М.ЛМ-ТУ, ПГЛ-М.ЛМ-ТУП;			неповрежденной кожей
5	ПГЛ.Лабростоун-ТП1, ПГЛ.Лабростоун-ТП2, ПГЛ.Лабростоун -ТП3, ПГЛ.Лабростоун -Т1, ПГЛ.Лабростоун -Т2, ПГЛ.Лабростоун -Т3, ПГЛ.Лабростоун -Т4, ПГЛ.Лабростоун -Т5, ПГЛ.Лабростоун -Т6, ПГЛ.Лабростоун -Т7, ПГЛ.Лабростоун -Т8, ПГЛ.Лабростоун -Т9, ПГЛ.Лабростоун -ТУ, ПГЛ.Лабростоун – ТУП ПГЛ-М.ЛМ-ТП1, ПГЛ-М.ЛМ-ТП2, ПГЛ-М.ЛМ-ТП3, ПГЛ-М.ЛМ-Т1, ПГЛ-М.ЛМ-Т2, ПГЛ-М.ЛМ-Т3, ПГЛ-М.ЛМ-Т4, ПГЛ-М.ЛМ-Т5, ПГЛ-М.ЛМ-Т6, ПГЛ-М.ЛМ-Т7, ПГЛ-М.ЛМ-Т8, ПГЛ-М.ЛМ-Т9, ПГЛ-М.ЛМ-ТУ, ПГЛ-М.ЛМ-ТУП;	Эпоксидный композит «Лабростоун»	ООО «Сателлит» г. Санкт-Петербург	Кратковременный с неповрежденной кожей

Тумба должна соответствовать комплекту документации: руководство по эксплуатации по ТУ 32.50.30-004-90813646-2017

Тумба должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации согласно таблице 1.1 -1.2

Таблица 1.1 Основные размеры и масса тумбы.

Наименование	Артикул(Шифр)	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса не более
ТУМБА	ПГЛ-ТП1-04.05.05;	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП1-04.05.05;	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП1-04.05.05	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3

ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП2-05.05.05	500	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП2-05.05.05	500	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП2-04.05.06	500	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3

ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3

ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ -ТУ-09.09.08	900	900	800	55±3

ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУ-09.09.08	900	900	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУ-09.06.08	900	900	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-ТУ-09.09.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУ-09.09.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУ-09.06.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ -ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-ТУП -15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУП -15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун -ТУП -15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3
ТУМБА	ПГЛ.ЛА-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3
ТУМБА	ПГЛ.Лабростоун А-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП1-04.05.05	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-04.05.05	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП1-04.05.05	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-04.05.05	400	575	590	15±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-04.05.06	400	575	690	20±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-05.05.05	500	575	590	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-05.05.06	500	575	690	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-04.05.05	400	575	590	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-04.05.06	400	575	690	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП2-05.05.05	500	575	590	35±3

ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.05	500	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП2-05.05.05	500	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-05.05.05	500	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-05.05.06	500	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-04.05.05	400	575	590	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-04.05.06	400	575	690	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-05.05.05	500	575	590	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-05.05.06	500	575	690	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т1-06.06.06	600	600	650	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т1-06.06.08	600	600	800	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т1-06.06.09	600	600	900	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т2-09.06.08	900	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3

ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т2-09.06.09	900	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т2-12.06.08	1200	600	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т2-12.06.09	1200	600	900	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т3-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т3-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т3-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т3-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т4-05.06.08	500	600	800	35±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т4-05.06.09	500	600	900	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т5-05.06.08	500	600	800	25±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т5-05.06.09	500	600	900	30±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3

ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т6-09.06.08	900	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т6-09.06.09	900	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т6-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т6-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т7-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т7-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т7-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т7-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т8-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т8-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3

ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т8-15.06.08	1500	600	800	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т8-15.06.09	1500	600	900	75±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т9-09.06.08	900	600	800	60±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т9-09.06.09	900	600	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т9-12.06.08	1200	600	800	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-Т9-12.06.09	1200	600	900	70±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-06.06.08	600	600	800	40±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-06.06.09	600	600	900	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУ-09.09.08	900	900	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-09.09.08	900	900	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУ-09.09.08	900	900	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-09.09.08	900	900	800	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУ-09.09.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-09.09.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУ-09.09.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-09.09.09	900	900	900	65±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-12.06.08	1200	600	800	45±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3

ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-12.06.09	1200	600	900	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУП-15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУП-15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-15.06.08	1500	600	800	50±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛК-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛН-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3
ТУМБА	ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-15.06.09	1500	600	900	55±3

Таблица 1.2 Функциональные характеристики тумб

Артикул (Шифр)	Длина, мм	Количество ящиков, шт	Габаритные размеры ящиков, мм	Расположение ящиков, мм (высота от пола)	Наличие замков, шт	Наличие ручек, шт	Расположение ручек, мм (высота от пола)
ПГЛ-ТП1-04.05.05; ПГЛ.ЛА-ТП1-04.05.05; ПГЛ.Лабростоун-ТП1-04.05.05	400	-	-	-	-	1	500
ПГЛ-ТП1-04.05.06; ПГЛ.ЛА-ТП1-04.05.06; ПГЛ.Лабростоун-ТП1-04.05.06	400	-	-	-	-	1	600
ПГЛ-ТП1-05.05.05; ПГЛ.ЛА-ТП1-05.05.05; ПГЛ.Лабростоун-ТП1-05.05.05	500	-	-	-	-	1	500
ПГЛ-ТП1-05.05.06; ПГЛ.ЛА-ТП1-05.05.06; ПГЛ.Лабростоун-ТП1-05.05.06	500	-	-	-	-	1	600
ПГЛ-ТП2-04.05.05; ПГЛ.ЛА-ТП2-04.05.05; ПГЛ.Лабростоун-ТП2-04.05.05	400	4	400x500	120/240/360/480x400	-	4	120/240/360/480
ПГЛ-ТП2-04.05.06; ПГЛ.ЛА-ТП2-04.05.06; ПГЛ.Лабростоун-ТП2-04.05.06	400	4	400x500	160/300/440/600x400	-	4	160/300/440/600
ПГЛ-ТП2-05.05.05; ПГЛ.ЛА-ТП2-05.05.05; ПГЛ.Лабростоун-ТП2-05.05.05	500	4	500x500	120/240/360/480x500	-	4	120/240/360/480
ПГЛ-ТП2-05.05.06; ПГЛ.ЛА-ТП2-05.05.06; ПГЛ.Лабростоун-ТП2-05.05.06	500	4	500x500	160/300/440/600x500	-	4	160/300/440/600
ПГЛ-ТП3-04.05.05; ПГЛ.ЛА-ТП3-04.05.05; ПГЛ.Лабростоун-ТП3-04.05.05	400	1	400x500	480x400	-	2	480/350

ПГЛ-ТПЗ-04.05.06; ПГЛ.ЛА-ТПЗ-04.05.06; ПГЛ.Лабростоун-ТПЗ-04.05.06	400	1	400x500	600x400	-	2	600/450
ПГЛ-ТПЗ-05.05.05; ПГЛ.ЛА-ТПЗ-05.05.05; ПГЛ.Лабростоун-ТПЗ-05.05.05	500	1	500x500	480x500	-	2	480/350
ПГЛ-ТПЗ-05.05.06; ПГЛ.ЛА-ТПЗ-05.05.06; ПГЛ.Лабростоун-ТПЗ-05.05.06	500	1	500x500	600x500	-	2	600/450
ПГЛ-Т1-06.06.06; ПГЛ.ЛА-Т1-06.06.06; ПГЛ.Лабростоун-Т1-06.06.06	600	-	-	-	-	1	550
ПГЛ-Т1-06.06.08; ПГЛ.ЛА-Т1-06.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т1-06.06.08	600	-	-	-	-	1	700
ПГЛ-Т1-06.06.09; ПГЛ.ЛА-Т1-06.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т1-06.06.09	600	-	-	-	-	1	800
ПГЛ-Т2-09.06.08; ПГЛ.ЛА-Т2-09.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т2-09.06.08	900	-	-	-	-	2	700
ПГЛ-Т2-09.06.09; ПГЛ.ЛА-Т2-09.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т2-09.06.09	900	-	-	-	-	2	800
ПГЛ-Т2-12.06.08; ПГЛ.ЛА-Т2-12.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т2-12.06.08	1200	-	-	-	-	2	700
ПГЛ-Т2-12.06.09; ПГЛ.ЛА-Т2-12.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т2-12.06.09	1200	-	-	-	-	2	800
ПГЛ-Т3-12.06.08; ПГЛ.ЛА-Т3-12.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т3-12.06.08	1200	4	360x500	220/370/520/670x360	-	6	220/370/520/670/700
ПГЛ-Т3-12.06.09; ПГЛ.ЛА-Т3-12.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т3-12.06.09	1200	4	360x500	250/420/590/760x360	-	6	250/420/590/760/800
ПГЛ-Т3-15.06.08; ПГЛ.ЛА-Т3-15.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т3-15.06.08	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	-	8	220/370/520/670/700
ПГЛ-Т3-15.06.09; ПГЛ.ЛА-Т3-15.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т3-15.06.09	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	-	8	250/420/590/760/800
ПГЛ-Т4-05.06.08; ПГЛ.ЛА-Т4-05.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т4-05.06.08	500	4	500x500	220/370/520/670x500	-	4	220/370/520/670
ПГЛ-Т4-05.06.09; ПГЛ.ЛА-Т4-05.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т4-05.06.09	500	4	500x500	250/420/590/760x500	-	4	250/420/590/760
ПГЛ-Т5-05.06.08; ПГЛ.ЛА-Т5-05.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т5-05.06.08	500	1	500x500	670x500	-	2	670/550
ПГЛ-Т5-05.06.09; ПГЛ.ЛА-Т5-05.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т5-05.06.09	500	1	500x500	760x500	-	2	760/650

ПГЛ-Т6-09.06.08; ПГЛ.ЛА-Т6-09.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т6-09.06.08	900	2	450x500	670x450	-	4	670/550
ПГЛ-Т6-09.06.09; ПГЛ.ЛА-Т6-09.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т6-09.06.09	900	2	450x500	760x450	-	4	760/650
ПГЛ-Т6-12.06.08; ПГЛ.ЛА-Т6-12.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т6-12.06.08	1200	2	600x500	670x600	-	4	670/550
ПГЛ-Т6-12.06.09; ПГЛ.ЛА-Т6-12.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т6-12.06.09	1200	2	600x500	760x600	-	4	760/650
ПГЛ-Т7-09.06.08; ПГЛ.ЛА-Т7-09.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т7-09.06.08	900	8	450x500	220/370/520/670x450	-	8	220/370/520/670
ПГЛ-Т7-09.06.09; ПГЛ.ЛА-Т7-09.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т7-09.06.09	900	8	450x500	250/420/590/760x450	-	8	250/420/590/760
ПГЛ-Т7-12.06.08; ПГЛ.ЛА-Т7-12.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т7-12.06.08	1200	8	600x500	220/370/520/670x600	-	8	220/370/520/670
ПГЛ-Т7-12.06.09; ПГЛ.ЛА-Т7-12.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т7-12.06.09	1200	8	600x500	250/420/590/760x600	-	8	250/420/590/760
ПГЛ-Т8-12.06.08; ПГЛ.ЛА-Т8-12.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т8-12.06.08	1200	8	360x500	220/370/520/670x360	-	10	220/370/520/670/700
ПГЛ-Т8-12.06.09; ПГЛ.ЛА-Т8-12.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т8-12.06.09	1200	8	360x500	250/420/590/760x360	-	10	250/420/590/760/800
ПГЛ-Т8-15.06.08; ПГЛ.ЛА-Т8-15.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т8-15.06.08	1500	8	360x500	220/370/520/670x360	-	10	220/370/520/670/700
ПГЛ-Т8-15.06.09; ПГЛ.ЛА-Т8-15.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т8-15.06.09	1500	8	360x500	250/420/590/760x360	-	10	250/420/590/760/800
ПГЛ-Т9-09.06.08; ПГЛ.ЛА-Т9-09.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т9-09.06.08	900	4	450x500	220/370/520/670x450	-	5	220/370/520/670/700
ПГЛ-Т9-09.06.09; ПГЛ.ЛА-Т9-09.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т9-09.06.09	900	4	450x500	250/420/590/760x450	-	5	250/420/590/760/800
ПГЛ-Т9-12.06.08; ПГЛ.ЛА-Т9-12.06.08; ПГЛ.Лабростоун-Т9-12.06.08	1200	4	600x500	220/370/520/670x600	-	5	220/370/520/670/700
ПГЛ-Т9-12.06.09; ПГЛ.ЛА-Т9-12.06.09; ПГЛ.Лабростоун-Т9-12.06.09	1200	4	600x500	250/420/590/760x600	-	5	250/420/590/760/800
ПГЛ-ТУ-06.06.08 ПГЛ.ЛА-ТУ-06.06.08 ; ПГЛ.Лабростоун-ТУ-06.06.08	600	-	-	-	-	1	700

ПГЛ-ТУ-06.06.09 ПГЛ.ЛА-ТУ-06.06.09 ; ПГЛ.Лабростоун-ТУ-06.06.09	600	-	-	-	-	1	800
ПГЛ-ТУ-09.09.08 ПГЛ.ЛА-ТУ-09.09.08 ; ПГЛ.Лабростоун-ТУ-09.09.08	900	-	-	-	-	1	700
ПГЛ-ТУ -09.09.09 ПГЛ.ЛА-ТУ-09.09.09; ПГЛ.Лабростоун-ТУ-09.09.09	900	-	-	-	-	1	800
ПГЛ-ТУП-12.06.08 ПГЛ.ЛА-ТУП-12.06.08 ПГЛ.Лабростоун-ТУП-12.06.08	1200	-	-	-	-	2	700
ПГЛ-ТУП-12.06.09 ПГЛ.ЛА-ТУП-12.06.09 ПГЛ.Лабростоун-ТУП-12.06.09	1200	-	-	-	-	2	800
ПГЛ-ТУП-15.06.08 ПГЛ.ЛА-ТУП-15.06.08 ПГЛ.Лабростоун-ТУП-15.06.08	1500	-	-	-	-	2	700
ПГЛ-ТУП-15.06.09 ПГЛ.ЛА-ТУП-15.06.09 ПГЛ.Лабростоун-ТУП-15.06.09	1500	-	-	-	-	2	800
ПГЛ-М.ЛК-ТП1-04.05.05; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-04.05.05; ПГЛ-М.ЛН-ТП1-04.05.05; ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-04.05.05	400	-	-	-	1	1	500
ПГЛ-М.ЛК-ТП1-04.05.06; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-04.05.06; ПГЛ-М.ЛН-ТП1-04.05.06; ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-04.05.06	400	-	-	-	1	1	600
ПГЛ-М.ЛК-ТП1-05.05.05; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-05.05.05; ПГЛ-М.ЛН-ТП1-05.05.05; ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-05.05.05	500	-	-	-	1	1	500
ПГЛ-М.ЛК-ТП1-05.05.06; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1-05.05.06; ПГЛ-М.ЛН-ТП1-05.05.06; ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-05.05.06	500	-	-	-	1	1	600
ПГЛ-М.ЛК-ТП2-04.05.05; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-04.05.05; ПГЛ-М.ЛН-ТП2-04.05.05; ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-04.05.05	400	4	400x500	120/240/360/480x400	-	4	120/240/360/480
ПГЛ-М.ЛК-ТП2-04.05.06; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-04.05.06; ПГЛ-М.ЛН-ТП2-04.05.06; ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-04.05.06	400	4	400x500	160/300/440/600x400	-	4	160/300/440/600
ПГЛ-М.ЛК-ТП2-05.05.05; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.05; ПГЛ-М.ЛН-ТП2-05.05.05; ПГЛ-М.ЛМ-ТП2-05.05.05	500	4	500x500	120/240/360/480x500	-	4	120/240/360/480

ПГЛ-М.ЛК-ТП2-05.05.06; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.06; ПГЛ-М.ЛН-ТП1-05.05.06; ПГЛ-М.ЛМ-ТП1-05.05.06	500	4	500x500	160/300/440/600x500	-	4	160/300/440/600
ПГЛ-М.ЛК-ТП3-04.05.05; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-04.05.05; ПГЛ-М.ЛН-ТП3-04.05.05; ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-04.05.05	400	1	400x500	480x400	1	2	480/350
ПГЛ-М.ЛК-ТП3-04.05.06; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-04.05.06; ПГЛ-М.ЛН-ТП3-04.05.06; ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-04.05.06	400	1	400x500	600x400	1	2	600/450
ПГЛ-М.ЛК-ТП3-05.05.05; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.05; ПГЛ-М.ЛН-ТП3-05.05.05; ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-05.05.05	500	1	500x500	480x500	1	2	480/350
ПГЛ-М.ЛК-ТП3-05.05.06; ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2-05.05.06; ПГЛ-М.ЛН-ТП3-05.05.06; ПГЛ-М.ЛМ-ТП3-05.05.06	500	1	500x500	600x500	1	2	600/450
ПГЛ-М.ЛК-Т1-06.06.06; ПГЛ-М.ЛКМ-Т1-06.06.06; ПГЛ-М.ЛН-Т1-06.06.06; ПГЛ-М.ЛМ-Т1-06.06.06	600	-	-	-	1	1	550
ПГЛ-М.ЛК-Т1-06.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т1-06.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т1-06.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т1-06.06.08	600	-	-	-	1	1	700
ПГЛ-М.ЛК-Т1-06.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т1-06.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т1-06.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т1-06.06.09	600	-	-	-	1	1	800
ПГЛ-М.ЛК-Т2-09.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-09.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т2-09.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т2-09.06.08	900	-	-	-	1	2	700
ПГЛ-М.ЛК-Т2-09.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-09.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т2-09.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т2-09.06.09	900	-	-	-	1	2	800
ПГЛ-М.ЛК-Т2-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т2-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т2-12.06.08	1200	-	-	-	1	2	700
ПГЛ-М.ЛК-Т2-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т2-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т2-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т2-12.06.09	1200	-	-	-	1	2	800
ПГЛ-М.ЛК-Т3-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т3-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т3-12.06.08	1200	4	360x500	220/370/520/670x360	2	6	220/370/520/670/700

ПГЛ-М.ЛК-Т3-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т3-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т3-12.06.09	1200	4	360x500	250/420/590/760x360	2	6	250/420/590/760/800
ПГЛ-М.ЛК-Т3-15.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-15.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т3-15.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т3-15.06.08	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	2	8	220/370/520/670/700
ПГЛ-М.ЛК-Т3-15.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т3-15.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т3-15.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т3-15.06.09	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	2	8	250/420/590/760/800
ПГЛ-М.ЛК-Т4-05.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т4-05.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т4-05.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т4-05.06.08	500	4	500x500	220/370/520/670x500	-	4	220/370/520/670
ПГЛ-М.ЛК-Т4-05.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т4-05.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т4-05.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т4-05.06.09	500	4	500x500	250/420/590/760x500	-	4	250/420/590/760
ПГЛ-М.ЛК-Т5-05.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т5-05.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т5-05.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т5-05.06.08	500	1	500x500	670x500	1	2	670/550
ПГЛ-М.ЛК-Т5-05.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т5-05.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т5-05.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т5-05.06.09	500	1	500x500	760x500	1	2	760/650
ПГЛ-М.ЛК-Т6-09.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-09.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т6-09.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т6-09.06.08	900	2	450x500	670x450	1	4	670/550
ПГЛ-М.ЛК-Т6-09.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-09.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т6-09.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т6-09.06.09	900	2	450x500	760x450	1	4	760/650
ПГЛ-М.ЛК-Т6-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т6-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т6-12.06.08	1200	2	600x500	670x600	1	4	670/550
ПГЛ-М.ЛК-Т6-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т6-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т6-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т6-12.06.09	1200	2	600x500	760x600	1	4	760/650
ПГЛ-М.ЛК-Т7-09.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-09.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т7-09.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т7-09.06.08	900	8	450x500	220/370/520/670x450	-	8	220/370/520/670
ПГЛ-М.ЛК-Т7-09.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-09.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т7-09.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т7-09.06.09	900	8	450x500	250/420/590/760x450	-	8	250/420/590/760

ПГЛ-М.ЛК-Т7-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т7-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т7-12.06.08	1200	8	600x500	220/370/520/670x600	-	8	220/370/520/670
ПГЛ-М.ЛК-Т7-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т7-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т7-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т7-12.06.09	1200	8	600x500	250/420/590/760x600	-	8	250/420/590/760
ПГЛ-М.ЛК-Т8-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т8-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т8-12.06.08	1200	8	360x500	220/370/520/670x360	1	10	220/370/520/670/700
ПГЛ-М.ЛК-Т8-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т8-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т8-12.06.09	1200	8	360x500	250/420/590/760x360	1	10	250/420/590/760/800
ПГЛ-М.ЛК-Т8-15.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-15.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т8-15.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т8-15.06.08	1500	8	360x500	220/370/520/670x360	1	10	220/370/520/670/700
ПГЛ-М.ЛК-Т8-15.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т8-15.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т8-15.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т8-15.06.09	1500	8	360x500	250/420/590/760x360	1	10	250/420/590/760/800
ПГЛ-М.ЛК-Т9-09.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-09.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т9-09.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т9-09.06.08	900	4	450x500	220/370/520/670x450	1	5	220/370/520/670/700
ПГЛ-М.ЛК-Т9-09.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-09.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т9-09.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т9-09.06.09	900	4	450x500	250/420/590/760x450	1	5	250/420/590/760/800
ПГЛ-М.ЛК-Т9-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-Т9-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-Т9-12.06.08	1200	4	600x500	220/370/520/670x600	1	5	220/370/520/670/700
ПГЛ-М.ЛК-Т9-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-Т9-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-Т9-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-Т9-12.06.09	1200	4	600x500	250/420/590/760x600	1	5	250/420/590/760/800
ПГЛ-М.ЛК-ТУ-06.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-06.06.08; ПГЛ-М.ЛН-ТУ-06.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-06.06.08	600	-	-	-	1	1	700
ПГЛ-М.ЛК-ТУ-06.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-06.06.09; ПГЛ-М.ЛН-ТУ-06.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-06.06.09	600	-	-	-	1	1	800
ПГЛ-М.ЛК-ТУ-09.09.08; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-09.09.08; ПГЛ-М.ЛН-ТУ-09.09.08; ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-09.09.08	900	-	-	-	1	1	700

ПГЛ-М.ЛК-ТУ-09.09.09; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ-09.09.09; ПГЛ-М.ЛН-ТУ-09.09.09; ПГЛ-М.ЛМ-ТУ-09.09.09	900	-	-	-	1	1	800
ПГЛ-М.ЛК-ТУП-12.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-12.06.08; ПГЛ-М.ЛН-ТУП-12.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-12.06.08	1200	-	-	-	1	2	700
ПГЛ-М.ЛК-ТУП-12.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-12.06.09; ПГЛ-М.ЛН-ТУП-12.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-12.06.09	1200	-	-	-	1	2	800
ПГЛ-М.ЛК-ТУП-15.06.08; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-15.06.08; ПГЛ-М.ЛН-ТУП-15.06.08; ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-15.06.08	1500	-	-	-	1	2	700
ПГЛ-М.ЛК-ТУП-15.06.09; ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП-15.06.09; ПГЛ-М.ЛН-ТУП-15.06.09; ПГЛ-М.ЛМ-ТУП-15.06.09	1500	-	-	-	1	2	800

Таблица 1.3.

Функциональное назначение и различие изделий модельного ряда

Артикул(Шифр)	Функциональные особенности, различия изделий модельного ряда	Особенность назначения
ПГЛ-ТП1; ПГЛ.ЛА-ТП1; ПГЛ.Лабростоун-ТП1; ПГЛ-Т1 ПГЛ.ЛА-Т1 ПГЛ.Лабростоун-Т1 ПГЛ-Т2 ПГЛ.ЛА-Т2 ПГЛ.Лабростоун-Т2 ПГЛ-ТУ ПГЛ.ЛА-ТУ ПГЛ.Лабростоун-ТУ ПГЛ-ТУП ПГЛ.ЛА-ТУП ПГЛ.Лабростоун-ТУП	Тумбы с распашными дверками без замков	Тумбы предназначены для хранения инструментов, медицинских приборов и аппаратуры, препаратов для обработки инструментов.
ПГЛ-ТП3 ПГЛ.ЛА-ТП3 ПГЛ.Лабростоун-ТП3 ПГЛ-Т3 ПГЛ.ЛА-Т3 ПГЛ.Лабростоун-Т3 ПГЛ-Т5 ПГЛ.ЛА-Т5 ПГЛ.Лабростоун-Т5 ПГЛ-Т6 ПГЛ.ЛА-Т6 ПГЛ.Лабростоун-Т6 ПГЛ-Т8 ПГЛ.ЛА-Т8 ПГЛ.Лабростоун-Т8 ПГЛ-Т9 ПГЛ.ЛА-Т9 ПГЛ.Лабростоун-Т9	Тумбы с распашными дверками и ящиками без замков	Тумбы предназначены для хранения инструментов, медицинских, препаратов для обработки инструментов и перевязочных материалов.

ПГЛ-Т4 ПГЛ.ЛА-Т4 ПГЛ.Лабростоун-Т4 ПГЛ-Т7 ПГЛ.ЛА-Т7 ПГЛ.Лабростоун-Т7 ПГЛ-ТП2 ПГЛ.ЛА-ТП2 ПГЛ.Лабростоун-ТП2 ПГЛ-М.ЛК-ТП2 ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2 ПГЛ-М.ЛН-ТП2 ПГЛ-М.ЛМ-ТП2 ПГЛ-М.ЛК-Т4 ПГЛ-М.ЛКМ-Т4 ПГЛ-М.ЛН-Т4 ПГЛ-М.ЛМ-Т4 ПГЛ-М.ЛК-Т7 ПГЛ-М.ЛКМ-Т7 ПГЛ-М.ЛН-Т7 ПГЛ-М.ЛМ-Т7	Тумбы с выдвижными ящиками без замков	Тумбы предназначены для хранения инструментов, медицинских препаратов для обработки инструментов и перевязочных материалов.
ПГЛ-М.ЛК-ТП1 ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1 ПГЛ-М.ЛН-ТП1 ПГЛ-М.ЛМ-ТП1 ПГЛ-М.ЛК-Т1 ПГЛ-М.ЛКМ-Т1 ПГЛ-М.ЛН-Т1 ПГЛ-М.ЛМ-Т1 ПГЛ-М.ЛК-Т2 ПГЛ-М.ЛКМ-Т2 ПГЛ-М.ЛН-Т2 ПГЛ-М.ЛМ-Т2 ПГЛ-М.ЛК-ТУ ПГЛ-М.ЛКМ-ТУ ПГЛ-М.ЛН-ТУ ПГЛ-М.ЛМ-ТУ ПГЛ-М.ЛК-ТУП ПГЛ-М.ЛКМ-ТУП ПГЛ-М.ЛН-ТУП ПГЛ-М.ЛМ-ТУП	Тумбы с распашными дверками с замками	Тумбы предназначены для хранения лекарственных средств, медицинских приборов и препаратов.
ПГЛ-М.ЛК-ТП3 ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3 ПГЛ-М.ЛН-ТП3 ПГЛ-М.ЛМ-ТП3 ПГЛ-М.ЛК-Т3 ПГЛ-М.ЛКМ-Т3 ПГЛ-М.ЛН-Т3 ПГЛ-М.ЛМ-Т3 ПГЛ-М.ЛК-Т5 ПГЛ-М.ЛКМ-Т5 ПГЛ-М.ЛН-Т5 ПГЛ-М.ЛМ-Т5 ПГЛ-М.ЛК-Т6 ПГЛ-М.ЛКМ-Т6 ПГЛ-М.ЛН-Т6 ПГЛ-М.ЛМ-Т6 ПГЛ-М.ЛК-Т8 ПГЛ-М.ЛКМ-Т8 ПГЛ-М.ЛН-Т8 ПГЛ-М.ЛМ-Т8 ПГЛ-М.ЛК-Т9 ПГЛ-М.ЛКМ-Т9	Тумбы с распашными дверками с замками и выдвижными ящиками	Тумбы предназначены для хранения лекарственных средств, медицинских приборов и препаратов, перевязочных материалов.

ПГЛ-М.ЛН-Т9 ПГЛ-М.ЛМ-Т9		
ПГЛ-ТП1 ПГЛ.ЛА-ТП1 ПГЛ.Лабростоун-ТП1 ПГЛ-ТП2 ПГЛ.ЛА-ТП2 ПГЛ.Лабростоун-ТП2 ПГЛ-ТП3 ПГЛ.ЛА-ТП3 ПГЛ.Лабростоун-ТП3 ПГЛ-М.ЛК-ТП1 ПГЛ-М.ЛКМ-ТП1 ПГЛ-М.ЛН-ТП1 ПГЛ-М.ЛМ-ТП1 ПГЛ-М.ЛК-ТП2 ПГЛ-М.ЛКМ-ТП2 ПГЛ-М.ЛН-ТП2 ПГЛ-М.ЛМ-ТП2 ПГЛ-М.ЛК-ТП3 ПГЛ-М.ЛКМ-ТП3 ПГЛ-М.ЛН-ТП3 ПГЛ-М.ЛМ-ТП3	Тумбы подкатные (передвижные, на колесах)	Тумбы предназначены для легкого перемещения изделия по помещениям, хранения медицинских приборов и препаратов, перевязочных материалов.

3. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показания:

Тумба медицинская лабораторная предназначена для установки в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений, медицинских лабораториях с целью выделения места для хранения лекарств, медицинских инструментов, медицинской аппаратуры при проведении медицинской реабилитации заболеваний и проведении медицинских исследований.

Противопоказания:

Изделия применяются только в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских лабораториях.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед применением необходимо проверить упаковку и изделие на предмет повреждений.

Никогда не используйте поврежденное изделие!

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Тумба применяется с целью обеспечения функциональности и выделения места для хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры.

После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать тумбу в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тумба должна применяться в целях, установленных техническими условиями 32.50.30-004-90813646-2017, при строгом соблюдении руководства изготовителя.

Тумба в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания; допустимый зазор между одной из опор и полом у тумб – не более 3 мм, у остальных изделий – не более 5 мм.

При эксплуатации изделия следует предохранять от механических повреждений.

В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов тумбы (в разборных конструкциях), особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. Условия эксплуатации:

Тумба соответствует требованиям токсикологической, санитарно-химической безопасности в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993, а также действующих стандартов, утвержденных в установленном порядке.

Тумба устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от +10 до +40°C, относительная влажность при температуре 25 °C – до 75%.

Наружные поверхности тумбы должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства типа "Лотос" ГОСТ 25644.

6.2 Упаковка:

Упаковка тумбы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Тумба в индивидуальной потребительской упаковке, исполнений и количества определенных заказом, допускается помещать в групповую упаковку - ящики из картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ 7933 или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики оклеивают лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в ящик.

~~Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту тумбы от воздействия~~
механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

Масса тумбы в транспортной таре должна быть, не более 250 кг.

7.Транспортирование и хранение:

Транспортирование и хранение тумбы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование тумбы может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования тумбы должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Условия хранения тумбы в упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

8.Срок годности:

Изготовитель гарантирует соответствие качества тумбы требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации тумбы – 24 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Средний срок службы тумбы должен быть не менее 7 лет. Критерием предельного состояния тумбы считается техническая невозможность или экономическая нецелесообразность ее восстановления.

9.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации тумбы – 24 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

При обнаружении неисправности изделия возникшей в течение гарантийного срока, приведшей к нарушению их характеристик, данные изделия заменяются предприятием-изготовителем безвозмездно.

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ИНТЕГРАЛ» (ООО «Холдинговая компания «ИНТЕГРАЛ»). Юридический адрес: 198152, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Автово, д.31, лит. А

10. Утилизация.

Утилизация должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.3674-21. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.3674-21 тумба относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

Перед утилизацией тумба должна быть подвергнута санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

Тумба подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медработников, пациентов и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

11. Маркировка

Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка в полном объеме наносится на индивидуальную потребительскую упаковку и должна содержать:

- а) наименование и (или) торговую марку изготовителя, его адрес и телефон;
- б) порядковый (заводской/серийный) номер;
- в) номер по каталогу (артикул);
- г) наименование изделия;
- д) номера партии;
- е) слова "Дата изготовления", а также год и месяца изготовления;
- ж) слова «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- з) символ "Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация";
- и) обозначение настоящих технических условий;
- к) обозначение регистрационного удостоверение Росздравнадзора;
- л) отметка ОТК.

Маркировка групповой тары, должна содержать так же, дополнительно:

- а) количество изделий в упаковке;
- б) дата упаковки.
- в) отметка ОТК

Допускается использование соответствующие символов ГОСТ Р ИСО 15223-1:

Номер по каталогу (артикул)		(номер)
Номер партии		(номер)
Порядковый (заводской) номер		(номер)
"Дата изготовления"		(год/месяц)
«Обратитесь к руководству по эксплуатации»		
«Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация»		-
«Беречь от влаги»		

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажные или картонные ярлыки или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

12. Применяемые при изготовлении национальные стандарты

При изготовлении медицинского изделия применяются следующие национальные стандарты:

Таблица 2:

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012	Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р 50444-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ 2.114-2016	ЕСКД. Технические условия
ГОСТ Р 2.105-2019	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.104-2006	ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ	Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.
ГОСТ 19882-91	Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 5378-88	Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия
ГОСТ 8074-82	Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 8.051-81	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500±50 мм
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 13837-79	Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ 9.707-81	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение
ТУ 25-1894.003-90	Секундомеры механические
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
МУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
--------------------	---

Генеральный директор
ООО «Холдинговая компания «ИНТЕГРАЛ»

Борисевич О.В.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Категория изделия _____
 Производитель _____
 Модель _____
 Серийный номер/арт. _____
 Дата продажи _____
 Организация продавец _____
 Подпись продавца _____
 Изделие проверено, повреждений не имеет.
 С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.
 Подпись покупателя _____
 Срок гарантии – 24 месяца с даты производства
 По вопросам гарантии обращаться:

Штамп
о продаже

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ИНТЕГРАЛ» (ООО «Холдинговая компания «ИНТЕГРАЛ»). Юридический адрес: 198152, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Автово, д.31, лит. А

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикула должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением графы для гарантийного центра) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях. Изделие не должно носить следов механического или термического воздействия, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

ОТМЕТКА О ГАРАНТИИ

ДАТА	ОПИСАНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 29 (двадцать девять) листов

Должность ген. директор

Подпись

ФИО

