



Правила применения:

Предназначены для использования в качестве средства индивидуальной защиты рук.

Недопустимо использование при нарушении целостности перчаток. Недопустимо использование перчаток несоответствующего размера.

Используются однократно.

Не рекомендуется длительное (более 2-х часов) ношение перчаток.

При частом и длительном ношении перчаток необходимо соблюдать уход за кожей рук.

Возможна индивидуальная непереносимость, раздражения, зуд, покраснения, шелушения кожи. Прекратите использовать перчатки и обратитесь к врачу.

Возможно проявление дерматитов и иных заболеваний при длительном использовании средства неправильного ухода за кожей и рук и жестких условий изоляции кожи от внешней среды, вентиляции воздухом.

Данное изделие изготовлено из натурального латекса, который может вызывать аллергическую реакцию у отдельных лиц.

При наличии аллергии на натуральный латекс необходимо использовать перчатки из синтетических материалов.

Не обеспечивают гарантированной защиты от инфекций.

100 штук

Изготовлено в Таиланде

NORMA

Перчатки одноразовые смотровые латексные неопудренные


LOT



LOF0402_BG240_MED, AQL1.5

09.2014

09.2017



NORMA

Перчатки одноразовые смотровые латексные неопудренные


LATEX



NORMA

Перчатки одноразовые смотровые латексные неопудренные

- Одноразовые
- Универсальные на правую и левую руки
- Нестерильные



NORMA



ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ «NORMA» («НОРМА»)

Изготовитель: Сиам Семпермед Корпорэйшн Лимитед, Таиланд (Siam Sempmed Corporation Limited, Thailand)

Изготовлены из натурального латекса. Текстурированные. Нестерильные.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО СП "ХИРАТРЕЙД", 600000 г. Владимир, ул. Гоголя, д.20-а
Соответствуют ГОСТ Р 52239-2004.

Хранение: боится жары, сырости, яркого света, озона, горюче-смазочных материалов. Температура хранения: 0° - 25° С.

MADE IN THAILAND