

Макет маркировки медицинского изделия



АО «НПО «СКАНЕР»
109316, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, Волгоградский пр-кт,
д.42, к. 24, этаж 1, ком. 135. Тел.: +7 (499) 495-14-20

НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ:

Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60»
по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями

МОДЕЛЬ: РуСкан 60



Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/6719

Номинальное напряжение сети питания: ~220 В ± 10 %,

Номинальная частота сети питания: (50 ± 0,5) Гц

Номинальное значение потребляемой мощности: 620 ВА

Масса нетто: 57 кг

С/Н:



ВНИМАНИЕ

Внутри системы опасное для жизни высокое напряжение. Никогда не
включайте в сеть УЗ сканер со снятыми панелями корпуса.

Всегда используйте защитное заземление при работе системы.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Макет маркировки, наносимой на электронную консоль в составе с функциональными модулями управления, мобильным шасси для перемещения системы, панелью управления, сенсорным монитором, пластиковым корпусом, задней ручкой управления, производства фирмы АО «НПО «СКАНЕР», Россия.



АО «НПО «СКАНЕР»

109316 Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 24, этаж 1, ком. 135. Тел.+7(499)495-14-20

НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ: Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями

МОДЕЛЬ: РуСкан 60

Регистрационное удостоверение:

Наименование грузополучателя:

Наименование грузоотправителя:

Наименование пункта назначения:

Место нанесения надписей транспортной организации


МАССА НЕТТО: XX, кг

МАССА БРУТТО: XXX, кг

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ: ДДДхШШШхГГГ, мм

МЕСТ: X из Y

Макет маркировки, наносимой на транспортную тару.



Макет маркировочного ярлыка (наносится на транспортировочную тару в месте, свободном от транспортировочной маркировки).


Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов

Генеральный директор
АО «НПО «Сканер»

А.Р. Ломаков



Фотографические материалы медицинского изделия



1. Электронная консоль в составе с функциональными модулями управления, мобильным шасси для перемещения системы, панелью управления, сенсорным монитором, пластиковым корпусом, задней ручкой управления, производства фирмы АО «НПО «СКАНЕР»
2. Специальный медицинский жидкокристаллический монитор.



3. Программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом «РуСкан 60 версия 1.03», производства фирмы ЗАО «Медизйс», Россия.



4. Датчик конвексный CA2-8AD, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



5. Датчик конвексный С2-5, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




6. Датчик конвексный С2-8, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




7. Датчик конвексный CF4-9, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




8. Датчик конвексный CA1-7AD, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



9. Датчик конвексный CA2-6BM, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



10. Датчик конвексный СА4-10М, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



11. Датчик линейный LA3-16AD, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ №РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



12. Датчик линейный LN5-12, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




13. Датчик линейный L5-12/50, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);



14. Датчик линейный L4-7, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);



15. Датчик линейный LS6-15, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




16. Датчик линейный LA2-9S, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости)



17. Датчик микроконвексный EVN4-9, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);



18. Датчик микроконвексный ER4-9, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




19. Датчик фазированный PN2-4, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ №ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);



20. Датчик фазированный SP3-8, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ №РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



21. Датчик фазированный PA1-5A, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ №РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



22. Датчик фазированный PA3-9B, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости)



23. Датчик объемный VN4-8, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);




24. Датчик объемный V5-9, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017 г. (при необходимости);



25. Датчик объемный EV2-10A, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



26. Постоянно-волновой датчик DP2B, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, РУ № РЗН 2020/10698 от 14.12.2022 г. (при необходимости);



27. Ключ активации дополнительной функции построения объёмных изображений в режиме реального времени (**4D**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
28. Ключ активации дополнительной функции получения произвольных сечений из объемного изображения (**3DXI**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
29. Ключ активации дополнительной функции для передачи данных по сети в формате (**DICOM**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
30. Ключ активации дополнительной функции программируемых протоколов исследования (**EzExam+**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
31. Ключ активации дополнительной функции измерения толщины воротникового пространства плода и интракраниального пространства в режиме объемного сканирования (**5D NT**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
32. Ключ активации дополнительной функции для реализации функции постоянно-волнового доплера (**CW Function**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
33. Ключ активации дополнительной функции кардиологических расчетов (**CARDIAC Measurement**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
34. Ключ активации дополнительной функции количественной оценки глобальной и локальной сократимости миокарда левого желудочка (**Strain+**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
35. Ключ активации дополнительной функции автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа (**Auto IMT+**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
36. Ключ активации дополнительной функции получения медицинских изображений в режиме эластографии (**Elastoscan**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);


37. Ключ активации дополнительной функции для получения медицинских изображений в режиме панорамного сканирования (**Panoramic+**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
38. Ключ активации дополнительной функции объёмной динамической визуализации сердца плода (**XI STIC**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
39. Ключ активации дополнительной функции недоплеровской визуализации кровотока (**SEE Stream**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
40. Ключ активации дополнительной функции улучшенной визуализации биопсийной иглы (**Needle Mate+**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
41. Ключ активации дополнительной функции визуализации объёмного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения (**RealisticVue**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
42. Ключ активации дополнительной функции передачи выбранных изображений плода посредством QR-кода (**MobileExport**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
43. Ключ активации дополнительной функции для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в режиме объёмного сканирования с цветным кодированием (**5D Follicle**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
44. Ключ активации дополнительной функции расчета коэффициента деформации в режиме компрессионной эластографии (**E-Strain**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
45. Ключ активации дополнительной функции автоматического измерения толщины воротникового пространства плода в режиме 2D (**2D NT**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
46. Ключ активации дополнительной функции проведения исследований в режиме стресс эхо (**StressEcho**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
47. Ключ активации дополнительной функции расширения емкости базы данных на 1 ТБ (**Expanded Storage 1TB**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
48. Ключ активации дополнительной функции для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в 2D режиме сканирования (**2D Follicle**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
49. Ключ активации дополнительной функции для диагностики стадии родов с помощью угла прогрессии (**LaborAssist**), производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
50. Ключ активации дополнительной функции визуализации объёмного изображения, с усиленной способностью к контрасту за счет использования различных степеней прозрачности и подсветки структур (**CrystalVue**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
51. Ключ активации дополнительной функции автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в молочной железе с использованием стандартного лексикона и балльной шкалы системы BI-RADS (**S-Detect for Breast**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
52. Ключ активации дополнительной функции обнаружения и предоставления информации о местоположении нерва в режиме реального времени при ультразвуковом сканировании (**NerveTrack**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);
53. Ключ активации дополнительной функции для обнаружения изменений в тканях и проведения измерений гладкомышечного полового органа (**UterineAssist**) производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);



54. Модуль детекции физиологических сигналов, с кабелем 3,5 метра на 3 отведения, производства фирмы Norav Medical GmbH, Германия или производства фирмы Norav Medical Ltd., Израиль (при необходимости)




55. Сетевой кабель



56. Заземляющий кабель

Код ОКПД2 26.60.12.132
УТВЕРЖДЕН
РДСН.941118.002 ПС-ЛУ




СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

«РУСКАН 60»

Заводской номер _____

Паспорт

РДСН.941118.002 ПС



СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
«РУСКАН 60»


по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями

Руководство по эксплуатации
РДСН.941118.002 РЭ


Принадлежности




1. Трехклавишная педаль управления системой, производства фирмы WHANAM ELECTRONICS CO., LTD, или производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., или производства SAMSUNG, Республика Корея (при необходимости);



2. Модуль зарядного устройства включая батарею аккумуляторную, производства фирмы DAEAN ELECOM CO., LTD, или производства фирмы ELENTEC CO., LTD, или производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея (при необходимости);



3. Опциональный модуль подогревателя геля, производства фирмы SEONGJI INDUSTRIAL CO., LTD., или производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD, Республика Корея, (при необходимости);



4. Клавиатура производства фирмы CHALGOMU KEYBOARD CO., LTD., Республика Корея, или производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея, (при необходимости);



5. Модуль расширения памяти на 1TB производства фирмы SEC SAMSUNG ELECTRONICS, или производства SAMSUNG MEDISON CO.LTD., Республика Корея. (при необходимости)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 39 листов

Генеральный директор
АО «НПО «Сканер»

А.Р. Ломаков

