



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Тонус»
С.В.Наталуха
01 » марта 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА»
по ТУ 9396-017-10434277-2010 вариант исполнения: пояснично-крестцовый с
металлическими вставками, артикул С-340М



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М, размер 1(S) – вид с внешней стороны (аналогичный внешний вид размеров 2(M), 3(L), 4(XL), 5(XXL), 6(XXXL))



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М, размер 1(С) – вид с внутренней стороны (аналогичный внешний вид размеров 2(М), 3(Л), 4(ХЛ), 5(ХХЛ), 6(ХХХЛ))



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М – вид изделия в полиэтиленовом пакете (индивидуальной упаковке)

УНГА®

ТРАДИЦИИ НОВАТОРСТВА И КАЧЕСТВА С 1989 г.



БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ «БКД-УНГА» ПО ТУ 9396-017-10434277-2010 ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2011/09949 от 25.01.2011 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) ГОСТ ИСО 13485-2017 (ISO 13485:2016)

Артикул С-340М LYCRA®

Таблица подбора размеров	
№ типоразмера	Обхват талии, см
1	60-73
2	73-86
3	86-99
4	99-112
5	112-125
6	125-138

● Будьте внимательны при выборе размера!
Правильно подобранный размер — гарантия эффективности применения изделия. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.



ИСПОЛНЕНИЕ: КОРСЕТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ


Предназначен для профилактики и лечения деформаций позвоночника путем компрессионной коррекции шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника. Рекомендуется для формирования навыков физиологически правильной осанки у взрослых и детей. Для устранения болезненного напряжения мышц в области грудного и шейного отделов позвоночника при длительных нагрузках и деформациях в сидячем положении. Является многообразным ортопедическим приспособлением.

ПОКАЗАНИЯ

С профилактической целью для предупреждения искривления осанки, для профилактики и лечения таких заболеваний как: сутулость, остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних стадиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- с помощью измерительной ленты произведите замер обхвата талии и сопоставьте полученный результат с данными таблицы подбора размеров;
- надевайте бандаж в положении стоя или лежа;
- моделируйте и фиксируйте бандаж по фигуре, используя возможности застежки «велкро»;
- стирайте бандаж мягкими стиральными средствами, предназначенными для трикотажных изделий;
- сушите бандаж в расправленном состоянии на ровной поверхности.

Сделан в России
на оборудовании фирм
Comez (Италия) и PFAFF (Германия).

СОСТАВ:

хлопок, ПАН,
полиэфир, лайкра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ТОНУС» (Россия)

243300, Брянская обл., г. Унеча,
ул. Совхозная, 30. Тел. (4832) 505-155.
Рекламации принимаются по адресу производителя.
Медицинское представительство
в Москве — (499) 374-71-58.
Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.
www.unga.ru E-mail: unga@unga.ru

Размер
Партия №, ОТК
Дата изготовления
Срок годности 5 лет
Хранить в сухом месте

Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010,
вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М —
фотографическое изображение вкладыша в индивидуальную упаковку (пример)



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М – макет индивидуальной картонной упаковки (пример)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). ГОСТ ИСО 13485-2017 (ISO 13485:2016)

БАНДАЖ

ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ «БКД-УНГА»

по ТУ 9396-017-10434277-2010, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ

Артикул С-340М

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/09949 от 25.01.2011



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М – фотографическое изображение индивидуальной картонной упаковки с маркировкой, вид спереди (пример)

УНГА®

Таблица подбора размера	
№ типоразмера	Обхват талии, см
1	60-73
2	73-86
3	86-99
4	99-112
5	112-125
6	125-138

Будьте внимательны при выборе размера!
Правильно подобранный размер — гарантия эффективности применения изделия.

Назначение

Бандажи предназначены для поддержания органов и тканей брюшной полости и пояснично-крестцовой области спины в состоянии покоя с целью профилактики обострения в обостренных органах и спинальных заболеваний (остеохондроз, радикулит и др.).

Противопоказания

Бандажи должны применяться строго по указанию врача и при соблюдении правил индивидуального подбора.

Противопоказаниями к применению являются:


- неправильная осанка;
- синдром портальной гипертензии;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- индивидуальная аллергическая реакция (зуд, покраснение, раздражение) на материалы, из которых изготовлено изделие.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- с помощью измерительной ленты произведите замер обхвата талии и сопоставьте полученный результат с данными таблицы подбора размеров;
- надевайте бандаж в положении стоя или лежа;
- моделируйте и фиксируйте бандаж по фигуре, используя возможности застежки «велкро»;
- стирайте бандаж мягкими стиральными средствами, предназначенными для трикотажных изделий;
- сушите бандаж в расправленном состоянии на ровной поверхности.

СОСТАВ:

Хлопок
ПАН
Полиэфир
Лайкра



Сделан в России
на оборудовании фирм «Cometz»
(Италия) и PFAFF (Германия)

Производитель АО «ТОНУС» (Россия)

243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Совхозная, 30. Тел.: (4832) 505-155

Представительство в Москве:


111395, г. Москва, ул. Юности, 5/1, корп. Б, офис 209.

Бесплатный звонок по России: 8-800-775-41-55


Рекламации направлять производителю по указанному адресу.

www.unga.ru E-mail: unga@unga.ru

Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010,
вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М –
фотографическое изображение индивидуальной картонной упаковки с маркировкой, вид сзади (пример)



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М – фотографическое изображение индивидуальной картонной упаковки с маркировкой, вид сбоку (пример)



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М – фотографическое изображение индивидуальной картонной упаковки с маркировкой, вид сбоку (пример)

УНГА®

УНИКОВЫЕ НОВАТОРСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ С 1989 г.



**БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ
«БКД-УНГА»
ПО ТУ 9396-017-10434277-2010
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ**

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2011/0948 от 25.09.2011

Артикул С-340М LYCRA®

Таблица подбора размеров

№ типоразмера	Обхват талии, см
1	60-73
2	73-86
3	86-99
4	99-112
5	112-125
6	125-138

Важно! Будьте внимательны при выборе размера!
Правильно подобранный размер — гарантия эффективности применения изделия. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ КАЧЕСТВА
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 ИСО 9001:2015 ГОСТ Р ИСО 14001-2017 ИСО 14001:2015




НАЗНАЧЕНИЕ:
Лечебно-профилактическое средство для профилактики и лечения деформаций позвоночника, в том числе кривошеи, кривизны позвоночника, сколиоза, сутулости, а также для коррекции осанки у взрослых и детей. Для профилактики и лечения мышечной атрофии и гипертонии мышц в области пояснично-крестцового отдела позвоночника при длительном нахождении в сидячем положении. Является многофункциональным ортопедическим средством.

ПОКАЗАНИЯ:
Пояснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, спондилез, спондилолистез, грыжа межпозвоночного диска, протрузия межпозвоночного диска, сколиоз, сутулость, кривошея, кривизна позвоночника, мышечная атрофия, гипертония мышц.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:
Абсолютная реакция на компоненты в составе изделия, острые воспалительные процессы.

ИСПОЛЗУЕМЫЕ: КОРСЕТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- а) с помощью измерительной ленты произведите замер обхвата талии и сопоставьте с полученным результатом с данными таблицы подбора размеров;
- а) надевайте бандаж в положении стоя или лежа;
- а) моделируйте и фиксируйте бандаж по фигуре, используя возможности застежки молнии;
- а) стирайте бандаж только стиральными средствами, предназначенными для трикотажных изделий;
- а) сушите бандаж в расправленном состоянии на ровной поверхности.

СОСТАВ:
хлопок, ПА, полиэфир, лайкра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «ТОНУС» (Россия)
243300, Брянская обл., г. Унеча,
ул. Советская, 30. Тел. (4832) 505-155.
Рекламации принимаются по адресу производителя,
в Москве — (499) 374-71-58.
Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.
www.lingal.ru E-mail: unga@lingal.ru


Размер
Партия №, ОТК 0-1022
Дата изготовления
Срок годности 5 лет
Хранить в сухом месте



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М, размер 1(S) - фотографическое изображение индивидуальной упаковки с маркировкой (полиэтиленовый пакет), вид спереди (пример)



Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М, размер 1(S) - фотографическое изображение индивидуальной упаковки с маркировкой (полиэтиленовый пакет), вид сзади (пример)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОНУС» (Россия)

УНГА®

БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ «БКД-УНГА»
ПО ТУ 9396-017-10434277-2010,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ

Размер

Партия №, ОТН

Дата изготовления

Количество 10 штук

Срок годности 5 лет
Хранить в сухом месте.



Артикул

С-340М

243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Союзная, 30. Тел.: (4832) 505-155
Медицинское представительство в г. Москве: (499) 374-71-58
Бесплатный тел. по России: 8-800-775-41-55 www.unga.ru E-mail: unga@unga.ru

Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул С-340М – фотографическое изображение групповой транспортной упаковки с маркировкой (пример)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОНУС» (Россия)

УНГА®

БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ «БКД-УНГА»
ПО ТУ 9396-017-10434277-2010,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ

Размер

Партия №, ОТН

Дата изготовления

Количество 10 штук

Артикул

C-340M

Срок годности 5 лет

Хранить в сухом месте.



243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Совхозная, 30. Тел.: (4832) 505-155
Медицинское представительство в г. Москве: (499) 374-71-58
Бесплатный тел. по России: 8-800-775-41-55 www.unga.ru E-mail: unga@unga.ru

Бандаж эластичный компрессионный поддерживающий «БКД-УНГА» по ТУ 9396-017-10434277-2010, вариант исполнения: пояснично-крестцовый с металлическими вставками, артикул C-340M – макет этикетки для групповой транспортной упаковки

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись Ватсух / Наталуха С.В. /

03 » апреля 20 23 г. М.П.

