

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

 *Сюнь Вэй* Сюнь Вэй
по доверенности от 11.09.21
СЫСОВА Н.В.
«19» октября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реагент лизирующий М-5LEO(II) для анализатора автоматического
гематологического BC-5390 CRP

Реагент лизирующий M-5LEO(II) для анализатора автоматического гематологического
BC-5390 CRP



M-5LEO(II) LYSE

M-5LEO(II) Lyse applies to Mindray BC-5390 CRP/BC-5390/BC-5180 CRP/BC-5310 CRP/BC-5100 CRP Auto Hematology Analyzer. It cooperates with M-5LEO(I) Lyse to 4-differentiate WBCs. Use the M-5LEO(II) Lyse as instructed by the operator's manual of the analyzer.

WARNING :

Do not inhale and/or ingest. In case of inhaling or ingestion, seek medical advice immediately.

Avoid contact with skin. In case of contact with skin, rinse immediately with plenty of water.

Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice immediately.

PRECAUTIONS :

Do not use expired products.


If product has been frozen (either partially or completely), warm it up to room temperature and then mix it by gentle inversion.

Verify background results before analyzing patient samples.

Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China





Hematology Analyzer Reagent

500 mL x 4



mindray

M-SLEO(II) LYSE

Active Ingredients/Ingrédients actifs/Ingredientes
activos/Ingredientes ativos/Principi attivi:
Surfactant/ Surfactant/ Surfactante/ Surfactante/
Surfattante <40 g/L

IVD

CE

99%

30°C

500mL x 4

P/N:105-011729-00



0XC202101210100046

LOT 2021012101 2023-01-20



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Elfenstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

047-019031-0002 (0)

M-SLEO(II) Lyse applies to Mindray BC-5390 CRP/BC-5180
/BC-5180 CRP/BC-5310 CRP/BC-5100 CRP Auto Hematology Analyzer.
It cooperates with the M-SLEO(I) Lyse to 4-differentiate WBCs. Use the
M-SLEO(II) Lyse as instructed by the operator's manual of the analyzer.

La lyse M-SLEO(II) peut être utilisée avec automates d'hématologie
Mindray BC-5390 CRP/BC-5390/BC-5180 CRP/BC-5310 CRP/BC-5100 CRP.
Son utilisation conjointe avec la lyse M-SLEO(I) permet de différencier les
globules blancs en quatre types. Utiliser la lyse M-SLEO(II) en respectant
les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation de l'automate.

El lisante M-SLEO(II) se aplica al analizador hematológico automático
BC-5390 CRP/BC-5390/BC-5180 CRP/BC-5310 CRP/BC-5100 CRP de
Mindray, interactúa con el lisante M-SLEO(I) para diferenciar los 4 WBC.
Utilice el lisante M-SLEO(II) según se indica en el manual del operador
del analizador.

O Use M-SLEO (II) aplica-se ao Analisador automático de hematologia
Mindray BC-5390 CRP/BC-5390/BC-5180 CRP/BC-5310 CRP/BC-5100 CRP.
Ele coopera com o Use M-SLEO (I) para diferenciar 4 WBCs. Use o Use
M-SLEO (II) conforme instruído no manual do operador do analisador.

Il reagente M-SLEO(II) Lyse viene utilizzato con gli analizzatori
ematologici automatici Mindray BC-5390 CRP/BC-5390/BC-5180 CRP/
BC-5310 CRP/BC-5100 CRP. Assieme al reagente M-SLEO(I) Lyse, è utile
per la differenziazione dei globuli bianchi in quattro sottopopolazioni.
Per l'utilizzo del reagente M-SLEO(II) Lyse, fare riferimento alle
istruzioni riportate nel manuale d'uso dell'analizzatore.

mindray

Макет русскоязычной маркировки упаковки

Реагент лизирующий M-5LEO(II) для анализатора автоматического гематологического BC-5390 CRP

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва,
Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I,
ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36, E-mail: info.ru@mindray.com

Регистрационное удостоверение № от





по доверенности от 11.05.21
Н.Б. Сысоева

Handwritten signature
Ирина