







Микропланшет в рамке-держателе, состоящий из двенадцати отделяемых 8-луночных стрипов, с иммобилизованными мышинными моноклональными антителами к кальпротектину человека, 96 определений




Буфер для экстракции, 2-х кратный концентрат, содержит Трисбуфер, 0,05% раствор NaN_3 , 2 шт×100 мл



Буфер для разведения образцов, готов к использованию, содержит белковый забуференный раствор NaCl, 0,1% раствор NaN₃, 100 мл




Промывочный буфер; 10-кратный концентрат, Содержит фосфатный буфер NaCl и 0,1% тимеросал и 0,1% детергент, 100 мл



Калибратор (1-точечная калибровка), готов к использованию, содержит 0,1% раствор NaN_3 , 1 мл





Стандарты с 1 по 5 (многократная калибровка), концентрации: 19,5-56-95-275-800 мг/кг, готовы к использованию, содержат 0,1% раствор NaN₃, 5шт × 1 мл




Положительный контроль, готов к использованию, содержит 0,1% раствор NaN_3 , 1 мл











Прошито и пронумеровано 13 листа
Генеральный директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»



П.Г. Каленик