

Форма комплектации 1: Комплект реагентов «НК-Экстра-М» для ручного выделения и выделения с использованием автоматизированных станций пробоподготовки



**Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из
клинического материала «НК-Экстра»
по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019**


**Форма комплектации 1: Комплект реагентов
«НК-Экстра-М» для ручного выделения и выделения с
использованием автоматизированных станций
пробоподготовки**

 202301-04
 2023-01
 2024-01
 96
 от 2 до 30°C
 

Состав набора:

Буфер для связывания	1 флакон, 48 мл
Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 960 мкл
Раствор для промывки №1	1 флакон, 68 мл
Раствор для промывки № 2	2 флакона по 68 мл
Элюент	1 флакон, 21 мл

РУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021
Только для *In vitro* диагностики
Только для профессионального применения







REDMI NOTE 9.
AI QUAD CAMERA

Форма комплектации 2: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-и» (нераскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex





Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала «НК-Экстра» по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019

**Форма комплектации 2: Комплект реагентов «НК-Экстра-КР-ч»
(необаскапанный) для автоматизированного выделения с
использованием процесса магнитных частиц для очистки
нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex**

LOT 202301-05

Состав набора:

 2023-01

 2024-01

 96

 от 2 до 30°C

Буфер для связывания	1 флакон, 48 мл
Магнитные частицы, MC	1 пробирка, 960 мкл
Раствор для промывки №1	1 флакон, 68 мл
Раствор для промывки №2	2 флакона по 68 мл
Элюент	1 флакон, 21 мл

РУ № РЗН 2021/16428 от 24.08.2021


Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения




ИНСТРУКЦИЯ
ПО КАМЕРЕ

ТОСТОН
Тестовый образец

МН





Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала «НК-Экстра» по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019

Форма комплектации 2: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-и» (нераскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex



202301-05



2023-01



2024-01



96



от 2 до 30°C



Состав набора:


Глубокий планшет 96 для KingFisher	5 шт.
Гребенка наконечников для магнитов DW для KF 96	1 шт.
Планшет (200 мкл) для KingFisher 96	1 шт.

РУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения





ТестГен «НК-Экстра»
Форма комплектации 2 IVD


Планшет (200 мкл) для
KingFisher 96, 1 шт.

LOT 202301-05 2024-01 от 2 до 30°C

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA



Форма комплектации 3: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-г» (раскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex



ТестГен

Генетика нового поколения



Генетика нового поколения



ООО «ТестГен»
432072, РФ, г. Ульяновск
44-й проезд Инженерный, дом. 9, офис 13
+7 499 705 03 75
info@testgen.ru / www.testgen.ru

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала «НК-Экстра» по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019

Форма комплектации 3: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-r» (раскаланный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex

Состав набора:

 202301-06

 2023-01

 2024-01

 96

 от 2 до 30°C

Планшет 1 - Магнитные частицы	96-луночный планшет, по 100 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 2 - Буфер для связывания	96-луночный планшет, по 500 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 3 - Раствор для промывки №1	96-луночный планшет, по 700 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 4 и 5 - Раствор для промывки №2	два 96-луночных планшета, по 700 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 6 - Элюент	96-луночный планшет, по 200 мкл раствора в каждой лунке
Планшет (200 мкл) для KingFisher 96	1 шт.
Гребенка наконечников для магнитов DW для KF 96	1 шт.

РУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения



ТестГен, фирма-производитель 2
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 1-Матричный
 для анализа ДНК

ТестГен, фирма-производитель 2
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 3-Раствор для
 промывки №1

ТестГен, фирма-производитель 2
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 2-Буфер для
 связывания

ТестГен, фирма-производитель 1
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 1-Матричный

ТестГен, фирма-производитель 2
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет (200 мкл) для
 Kingfisher 06, 1 шт.

ТестГен, фирма-производитель 2
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 6-Этиловый спирт


ТестГен, фирма-производитель 2
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 5-Раствор для
 промывки №2

ТестГен, фирма-производитель 1
 ЛСР 002313-08 № 002313-08
 1 шт. 1 шт.
 Планшет 4-Раствор для
 промывки №2

ТестГен

ТестГен

Генетика нового поколения





«НК-Экстра»
Форма комплектации 3

IVD



Планшет 1 - Магнитные частицы

96-луночный планшет, по 100 мкл
раствора в каждой лунке

LOT

202301-06



2024-01



от 2 до 30°C



«НК-Экстра»
Форма комплектации 3

IVD



Планшет 2 - Буфер для СВЯЗЫВАНИЯ

96-луночный планшет, по 500 мкл
раствора в каждой лунке

LOT

202301-06




2024-01



от 2 до 30°C














Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

31 (тридцать один) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №95/01 от 30.12.2022 г.)

Халилова Л.М.





"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель отдела сертификации
ООО "ТестГен"
Халилова Л.М.
30 " января 2023 г.

**«Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала "НК-Экстра"
по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019»
(ПУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021)**

Макет этикеток первичной упаковки

Форма комплектации 1: Комплект реагентов «НК-Экстра-М» для ручного выделения и выделения с использованием автоматизированных станций пробоподготовки

 "НК-Экстра" IVD Форма комплектации 1 Буфер для связывания ДНК 48 мл LOT: ГТТГММ-ХХХ ⏰ ГТТГ-ММ 🧪 2 до 30 °C	 "НК-Экстра" IVD Форма комплектации 1 Раствор для промывки №1 68 мл LOT: ГТТГММ-ХХХ ⏰ ГТТГ-ММ 🧪 2 до 30 °C
 "НК-Экстра" IVD Форма комплектации 1 Раствор для промывки №2 68 мл LOT: ГТТГММ-ХХХ ⏰ ГТТГ-ММ 🧪 2 до 30 °C	 "НК-Экстра" IVD Форма комплектации 1 Раствор для промывки №2 68 мл LOT: ГТТГММ-ХХХ ⏰ ГТТГ-ММ 🧪 2 до 30 °C
 «НК-Экстра» IVD Форма комплектации 1 Элюент 21 мл LOT: ГТТГММ-ХХХ ⏰ ГТТГ-ММ 🧪 2 до 30 °C	

Макет этикетки на
крышке пробирки

Макет этикетки на пробирке

МЧ

«НК-Экстра»
Магнитные частицы
960 мкл
Лот: ГТГГММ-ХХ



Форма комплектации 2: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-и» (нераскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex

 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Буфер для связывания ДНК 48 мл  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C	 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Раствор для промывки №1 68 мл  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C
 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Раствор для промывки №2 68 мл  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C	 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Раствор для промывки №2 68 мл  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C
 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Элюент 21 мл  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C	 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Глубокий планшет 96 для Kingfisher, 5 шт  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C
 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Планшет (200 мкл) для Kingfisher 96 - 1 шт.  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C	 «НК-Экстра»  Форма комплектации 2  Гребенка наконечников для магнитов DW для KF 96, 1 шт.  ГГГГММ-XX  ГГГГ-ММ  α 2 до 38 °C

Макет этикетки на
крышке пробирки

Макет этикетки на пробирке

МЧ

«НК-Экстра»
Магнитные частицы
960 мкл
Лот: ГГГГММ-XX



Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Форма комплектации 1: Комплект реагентов «НК-Экстра-М» для ручного выделения и выделения с использованием автоматизированных станций пробоподготовки

Размер 80x80

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала "НК-Экстра" по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019											
<u>Форма комплектации 1: Комплект реагентов "НК-Экстра-М" для ручного выделения и выделения с использованием автоматизированных станций пробоподготовки</u>											
LOT	ПТТММ-XXX Состав набора:										
 ПТТ-ММ	<table><tr><td>Буфер для связывания</td><td>1 флакон, 48 мл</td></tr><tr><td>Магнитные частицы, МЧ</td><td>1 пробирка, 960 мкл</td></tr><tr><td>Раствор для промывки №1</td><td>1 флакон, 68 мл</td></tr><tr><td>Раствор для промывки №2</td><td>2 флакона по 68 мл</td></tr><tr><td>Элюент</td><td>1 флакон, 21 мл</td></tr></table>	Буфер для связывания	1 флакон, 48 мл	Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 960 мкл	Раствор для промывки №1	1 флакон, 68 мл	Раствор для промывки №2	2 флакона по 68 мл	Элюент	1 флакон, 21 мл
Буфер для связывания	1 флакон, 48 мл										
Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 960 мкл										
Раствор для промывки №1	1 флакон, 68 мл										
Раствор для промывки №2	2 флакона по 68 мл										
Элюент	1 флакон, 21 мл										
 ПТТ-ММ											
 96											
 от 2 до 30 °C											
 IVD											
РУ № РЗН 2021/16428 от 24.09.2021 Только для in vitro диагностики Только для профессионального применения											

Форма комплектации 2: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-и» (нераскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex

Размер 80x80

**Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из
клинического материала "НК-Экстра"
по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019**

**Форма комплектации 2: Комплект реагентов "НК-Экстра-KF-и"
(нераскапанный) для автоматизированного выделения с
использованием процессора магнитных частиц для очистки
нуклеиновых кислот, клеток и белков Kingfisher Flex**

LOT ПТТММ-XXX **Состав набора:**

	ПТТ-ММ	Буфер для связывания	1 флакон, 48 мл
	ПТТ-ММ	Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 960 мкл
	96	Раствор для промывки №1	1 флакон, 68 мл
	от 2 до 30 °C	Раствор для промывки №2	2 флакона по 68 мл
		Элюент	1 флакон, 21 мл

IVD

РУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения

Размер 105x74

**Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического
материала "НК-Экстра" по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019**

**Форма комплектации 2: Комплект реагентов "НК-Экстра-KF-и"
(нераскапанный) для автоматизированного выделения с использованием
процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот,
клеток и белков Kingfisher Flex**

LOT ПТТММ-XXX

Состав набора:

	ПТТ-ММ	Глубокий планшет 96 для KingFisher	5 шт.
	ПТТ-ММ	Гребенка наконечников для магнитов DW для KF 96	1 шт.
	96	Планшет (200 мкл) для KingFisher 96	1 шт.

 от 2 до 30 °C

IVD

РУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения

Форма комплектации 3: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-г» (раскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex

Размер 105x74

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала "НК-Экстра" по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019

Форма комплектации 3: Комплект реагентов «НК-Экстра-KF-г» (раскапанный) для автоматизированного выделения с использованием процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher Flex

Состав набора:

 ПТТММ-XXX

 ПТТ-ММ

 ПТТ-ММ

 96

 от 2 до 30 °C


Планшет 1 - Магнитные частицы	96-луночный планшет, по 100 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 2 - Буфер для связывания	96-луночный планшет, по 500 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 3 - Раствор для промывки №1	96-луночный планшет, по 700 мкл раствора в каждой лунке
Планшеты 4 и 5 - Раствор для промывки №2	два 96-луночных планшета, по 700 мкл раствора в каждой лунке
Планшет 6 - Элюент	96-луночный планшет, по 200 мкл раствора в каждой лунке
Планшет (200 мкл) для KingFisher 96	1 шт.
Гребенка наконечников для магнитов DW для KF 96	1 шт.

РУ № РЗН 2021/15428 от 24.09.2021

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения

Макет вторичной (потребительской) упаковки
Информация, нанесенная типографическим методом



Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала «НК-Экстра» по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019, Форма комплектации 1

Наименование и адрес производителя	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности комплекта реагентов	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления набора реагентов	год _____ месяц _____
Условия хранения и транспортировки	Хранение. Набор реагентов хранить при температуре от +2 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование. Транспортировать набор реагентов «НК-Экстра» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению набора реагентов находится внутри транспортной тары
Номер серии (лот)	_____
Предупреждения и меры предосторожности в отношении набора реагентов	
Число единиц набора реагентов в транспортной таре	
Масса нетто/брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто набора реагентов	0,35 кг

Наименование и адрес производителя	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности комплекта реагентов	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления набора реагентов	год _____ месяц _____
Условия хранения и транспортировки	Хранение. Набор реагентов хранить при температуре от +2 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование. Транспортировать набор реагентов «НК-Экстра» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению набора реагентов находится внутри транспортной тары
Номер серии (лот)	_____
Предупреждения и меры предосторожности в отношении набора реагентов	 
Число единиц набора реагентов в транспортной таре	
Масса нетто/брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто набора реагентов	0,6 кг

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала «НК-Экстра» по ТУ 21.20.23-013-97638376-2019, Форма комплектации 3

Наименование и адрес производителя	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности комплекта реагентов	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления набора реагентов	год _____ месяц _____
Условия хранения и транспортировки	Хранение. Набор реагентов хранить при температуре от +2 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование. Транспортировать набор реагентов «НК-Экстра» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению набора реагентов находится внутри транспортной тары
Номер серии (лот)	_____
Предупреждения и меры предосторожности в отношении набора реагентов	 
Число единиц набора реагентов в транспортной таре	
Масса нетто/брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто набора реагентов	0,5 кг

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

№ (4444) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №95/01 от 30.12.2022 г.)

Халилова Л.М.

