



**Фотографические изображения медицинского изделия:
"Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite
(Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе"**

Материал "композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе - варианты оттенков A1, A2, A3, B2, B3, C3, D4 (общий вид)



материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе - варианты оттенков A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3 (общий вид)



пный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе - вариант отливки А3, А3.5, В2, В3, С3 (пример упаковки с маркировкой)



DENTAL
TECHNOLOGIES

COMPOSITE

RESIN-BASED DENTAL RESTORATIVE MATERIAL

Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе:

- 1 Бокс однокомпонентный для эмали во флаконе - 3 мл
- 2 Гель для травления эмали зуба - 7,0 мл
- 3 Подложки бумажные - 1 шт. 25 листов
- 4 Одноразовые аппликаторы для эмали - 20 шт
- 5 Ручка для эмали - 1 шт
- 6 Шпатель с композитной массой 4,5 г в варианте отливки по шкале Vita - 7 шт

Варианты отливки:

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3

7 Инструкция на русском языке

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

(Общество с ограниченной ответственностью «Лингма Дентал» (ООО «Лингма Дентал»))

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петровская, дом 7, помещение 311

E-mail: enigma.dental@yandex.ru

Только для профессионального использования стоматологами

РУ 01

Инструкция внутри упаковки с рос. годиком см. на упаковке

HYBRID ■

STANDARD KIT

REF 101.0001.001

CONTAINS

- 7 x 4.5g SYRINGES
- 3ml BONDING ADHESIVE
- 7ml ETCHANT
- BRUSHES
- BRUSH HOLDER
- DISPENSING PAD
- INSTRUCTIONS FOR USE

LIGHT CURE ■

RADIO-OPAQUE ■

TYPE 2 COMPOSITE ■

CONFORMS TO ANSI/ADA
SPECIFICATION
NO. 27 AND ISO 4049

LOT C149QC

2022-03-31



AVAILABLE SHADES

A1	1	B2	1	Inisal	1
A2	1	B3	1	Universal	1
A3	1	C1	1	Lt Yellow	1
A3.5	1	C2	1	Lt Gray	1
A4	1	C3	1		1
B1	1	D4	1		1

*D73510100000010/
553220331C149QCA*





DENTAL
TECHNOLOGIES

COMPOSITE

RESIN-BASED DENTAL RESTORATIVE MATERIAL

Материал стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе:

1. Бонд - адгезивный материал для тканей во флаконе - 1 мл
2. Гель для травления тканей зуба - 7,0 мл
3. Полировка (бразильяне) - 1 шт. x 25-миллиметров
4. Одноразовые диспенсеры для кисточек - 20 шт.
5. Ручка для кисточек - 1 шт.
6. Шпатель с композитной массой 4,5 г в картридже отечественного производства - 7 шт.

Варианты оттенков:

A1, A2, A3, B2, B3, C3, D4

7. Инструкция на русском языке

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энigma Дентал» (ООО «Энigma Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петроградская, дом 7, помещение 311

E-mail: enigma.dental@yandex.ru

Только для профессионального использования стоматологами

RU

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке

HYBRID ■

LIGHT CURE ■

RADIO-OPAQUE ■

TYPE 2 COMPOSITE ■

STANDARD KIT

REF 101.0001.001

CONTAINS:

- 7 x 4.5g SYRINGES
- 3ml BONDING ADHESIVE
- 7ml ETCHANT
- BRUSHES
- BRUSH HOLDER
- DISPENSING PAD
- INSTRUCTIONS FOR USE

AVAILABLE SHADES

A1	B2	Incasal
A2	B3	Universal
A3	C1	L1 Yellow
A3.5	C2	L1 Gray
A4	C3	
B1	D4	

CONFORMS TO ANSI/ADA
SPECIFICATION
NO. 27 AND ISO 4049

LOT C142PW

2022-02-28




+D73510100000010/


\$53220228C142PWR



Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе (пример упаковки с маркировкой)




Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе (пример упаковки с маркировкой)





**DENTAL
TECHNOLOGIES**
3300 N. HAY AVE. SUITE 100
CHICAGO, IL 60641-1000
TEL: 773.291.2881 FAX: 773.291.2882
WWW.DENTALTECH.COM


Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе (пример упаковки с маркировкой)




Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) наборе (пример упаковки с маркировкой)











Одноразовые аппликаторы для кисточки - 20 шт.




Ручка для кисточки - 1 шт.





Пример транспортной упаковки



Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе:

1. Бонд однокомпонентный для эмали во флаконе - 3 мл.
2. Гель для травления тканей зуба - 7,0 мл.
3. Подложки бумажные - 1 уп. х 25 листов.
4. Одноразовые аппликаторы для кисточки - 20 шт.
5. Ручка для кисточки - 1 шт.
6. Шприцы с композитной массой 4,5 г в вариантах оттенков по шкале Вита - 7 шт.

Варианты оттенков:

- A1, A2, A3, B2, B3, C3, D4.

7. Инструкция на русском языке.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru

Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____.

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.

Материал композитный стоматологический светового отверждения «Composite» (Alpha-dent Light Cure Composite Restorative Material) в наборе:

1. Бонд однокомпонентный для эмали во флаконе - 3 мл.
2. Гель для травления тканей зуба - 7,0 мл.
3. Подложки бумажные - 1 уп. х 25 листов.
4. Одноразовые аппликаторы для кисточки - 20 шт.
5. Ручка для кисточки - 1 шт.
6. Шприцы с композитной массой 4,5 г в вариантах оттенков по шкале Вита - 7 шт.

Варианты оттенков:

- A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3.

7. Инструкция на русском языке.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru

Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____.

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.

УПРАВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО
17 *госнадзор*

