

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор бактериологический автоматический ЮОНОА[®] LABSTAR,

варианты исполнения:

ЮОНОА[®] LABSTAR 50,

ЮОНОА[®] LABSTAR 100,

с принадлежностями


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Триопромтрейд»



Житных Ю. В




Анализатор бактериологический автоматический ЮНОНА[®] LABSTAR 50 (общий вид с принадлежностями)

1 – основной модуль, 2 – компьютер, 3 – монитор, 4 – клавиатура, 5 – мышь, 6 – сканер, 7 – индикатор питания,

8 – индикатор температуры, 9 – программное обеспечение

СОСТАВ




Основной модуль (вид спереди)



Основной модуль (вид сзади)

Наименование: Анализатор бактериологический
автоматический ЮНОНА® LABSTAR



Модель: ЮНОНА® LABSTAR 50

Номинальное напряжение сети/частота/ мощность:
220В/50Гц/450ВА

Номер производственного стандарта: YZB/LU 0278-2012

Серийный номер изделия: A1160302001A


Дата выпуска изделия: 2016 03 02

Производитель: «СИНЬКЭ Биолоджикал Текнолоджи Ко., Лтд.»
Восточная сторона Вайер Роуд, промышленная зона Фэнхуан, г. Ляочэн,
провинция Шаньдун, Китай, 252000
телефон (86) 800-860-8018

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Триопромтрейд»
Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова 28/Толедова 43,
телефон +7 (343) 2707500

№ рег. удостоверения в РФ: **Дата**


Этикетка на задней панели модели LABSTAR 50



Кабель коммуникационный.



Шнур питания сетевой основного модуля



Компьютер с предустановленным программным обеспечением (компьютерный блок и монитор с изображением информации о системе)




Устройство считывания штрих-кодов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Монитор




Клавиатура



Манипулятор типа «мышь»




Кабель сигнальный




Анализатор бактериологический автоматический ЮНОНА® LABSTAR 100 (общий вид с принадлежностями)
*1 – основной модуль, 2 – компьютер, 3 – монитор, 4 – клавиатура, 5 – мышь, 6 – сканер, 7 – индикатор питания,
 8 – индикатор температуры, 9 – программное обеспечение*

СОСТАВ



Основной модуль (вид спереди)



Основной модуль (вид сзади)

Наименование: Анализатор бактериологический
автоматический ЮНОНА® LABSTAR

IVD

Модель: ЮНОНА® LABSTAR 100

Номинальное напряжение сети/частота/ мощность:
220В/50Гц/450ВА

Номер производственного стандарта: YZB/LU 0278-2012

Серийный номер изделия: C160302012

Дата выпуска изделия: 2016 03 02

Производитель: «СИНЬКЭ Биолоджикал Текнолоджи Ко., Лтд.»
Восточная сторона Вайер Роуд, промышленная зона Фэнхуан,
г. Ляочэн, провинция Шаньдун, Китай, 252000
телефон (86) 800-860-8018

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Триопромтрейд»
Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова 28/Толедова 43,
телефон +7 (343) 2707500

№ рег. удостоверения в РФ: **Дата**


Этикетка на задней панели модели LABSTAR 100



Кабель коммуникационный.



Шнур питания сетевой основного модуля



Компьютер с предустановленным программным обеспечением (компьютерный блок и монитор с изображением информации о системе)



Устройство считывания штрих-кодов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Монитор



Клавиатура



Манипулятор типа «мышь»



Кабель сигнальный

Итого пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 31 листа (ов)

Директор

ООО «Трипромтрейд»

Житных Ю.В.

