

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов
«» _____ 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
секс-стероидсвязывающего глобулина
в сыворотке крови человека
«ССГ-Имаксиз (IMAXIZ)»,
ТУ 21.20.23-119-94568735-2023**

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)

ТУ 21.20.23-119-04568735-2023

РУ №

REF BP12-26

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
секс-стероидсвязывающего глобулина
в сыворотке крови человека
"ССГ-Имаксиз(IMAXYZ)"

Состав набора:**LOT** серия: 008**Дата выпуска:**
2023-01**Годен до:**
2025-01

АО "Витал Девелопмент
Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку,
д.56, лит А
тел: (812) 250-55-10

- | | |
|---|-------------|
| 1. Микропланшет | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл(0,5мл) |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл(0,5мл) |
| 4. Конъюгат | 1 фл(14мл) |
| 5. Буфер Р | 1 фл(50мл) |
| 6. Буфер П | 1 фл(20мл) |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл(14мл) |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл(14мл) |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Плёнка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |


Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют







9



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

5 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)

ТУ 21.20.23-119-94568735-2023

РУ №

REF BP12-26

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
секс-стероидсвязывающего глобулина
в сыворотке крови человека
"ССГ-Имаксиз(IMAXYZ)"

Состав набора:

только для in vitro диагностики

серия: 008

Дата выпуска: 2023-01

Годен до: 2025-01

АО "Витал Девелопмент
Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку,
д.56, лит А
тел:(812)250-55-10

1. Микропланшет
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка
4. Конъюгат
5. Буфер Р
6. Буфер П
7. Раствор ТМБ
8. Стоп-реагент
9. Пакет закрывающийся
10. Плёнка для заклеивания микропланшета
11. Ванночки для внесения реагентов
12. Одноразовые наконечники для дозаторов

- 1 упак
- 6 фл(0,5мл)
- 1 фл(0,5мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 фл(50мл)
- 1 фл(20мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт
- 16 шт

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Микропланшет
антителами к ССГ
Готов к использованию
REF BP12-26
LOT 008
Годен до: 2025-01
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Конъюгат
14 мл
Готов к использованию
REF BP12-26
LOT 008
Годен до: 2025-01
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Буфер Р
50 мл
Готов к использованию
REF BP12-26
LOT 008
Годен до: 2025-01
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Калибровочная проба №1
0 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
БУФЕР П
Буфер для промывки (20X)
20 мл
Развести в 20 раз
LOT 008
Годен до: 2025-01
только для in vitro диагностики
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Раствор ТМБ
14 мл
Готов к использованию
LOT 008
Годен до: 2025-01
только для in vitro диагностики
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Калибровочная проба №2
10 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Калибровочная проба №3
30 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Стоп-реагент
14 мл
Готов к использованию
LOT 008
Годен до: 2025-01
только для in vitro диагностики
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Калибровочная проба №4
100 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Калибровочная проба №5
200 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Калибровочная проба №6
500 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)
Контрольная сыворотка
24-37 нмоль/л
0,5 мл
Годен до: 2025-01
Готова к использованию
Vital

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН ДИРЕКТОР
А. Г. ПЛЕХОВ



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов

«12» апреля 2023г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения секс-стероидсвязывающего глобулина в сыворотке крови человека «ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)», ТУ 21.20.23-119-94568735-2023

ССГ-Имаксиз (IMAXYZ)

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
секс-стероидсвязывающего глобулина в сыворотке крови человека
ТУ 21.20.23-119-94568735-2023**

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А**

 **+2-8°C**



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.

