

Индивидуальный предприниматель Гайдамак Наталия Владленовна

ИНН 772728642515

117218, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 7/12, квартира 279

Банковские реквизиты: Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

р/с 40802810201480000750 БИК 044525297 к/с 30101810945250000297

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель

Гайдамак Наталия Владленовна

ИНН 772728642512



Гайдамак Н.В.

«4» августа 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile,
в вариантах исполнения

2023



1.1 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – общий вид спереди



1.2 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – общий вид сбоку 1



1.3 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – общий вид сбоку 2



1.4 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – общий вид сзади

Manufacturer



LAMBDA SpA

Model

LA8D0001.3

Serial Nr

3388

Manufact. Date

2021-02-23

Power Supply

12V ===

Laser Class

4

Medical Class

I Ib

Electric Class

I -




Working mode

3min ON / 2min OFF

Via Dell'Impresa, 1

36040 Brendola (VI) - Italy

www.lambdaspa.com



0051



MADE IN ITALY

1.5 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – маркировка изделия



1.6 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – общий вид потребительской упаковки



1.7 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.3 – общий вид внутри потребительской упаковки



2. Батарея AA 1,2 В – общий вид




3. Блок питания и Кабель для блока питания – общий вид



4. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем – общий вид



5. Сменный цилиндр для рукоятки Doctor Smile – общий вид



6. Интерлок – общий вид



7.1 Внешний вид индивидуальной упаковки для составных комплектующих:

1. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем

2. Интерлок

3. Кисточка для очистки линзы (25 шт./уп.)



7.1 Внешний вид внутри индивидуальной упаковки составных комплектующих:

1. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем

2. Интерлок

3. Кисточка для очистки линзы (25 шт./уп.)



8.1 Педаль беспроводная, в составе:
- Педаль беспроводная – общий вид.



Manufacturer  LAMBDA SpA

Via Dell'Impresa, 1
I-36040 BRENDOLA (VI)
www.lambdaspa.com



Model L A ACS 001.12P

Serial Nr. 4957

Date 2021-07-26



IPX1




0051
MADE IN ITALY

 4 x 1.2V AA RECHARGEABLE

8.2 Педаль беспроводная, в составе:
- Педаль беспроводная – общий вид маркировки.



8.3 Педаль беспроводная, в составе:
- Батарея AA 1,2 В – общий вид.



8.4 Педаль беспроводная, в составе:
- Блок питания с кабелем – общий вид



9.1 Комплект насадок для эндодонтии, в составе:
- Насадка Wiser для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.);
- Кольцо (1 шт./уп.).

- 1 PLACE ITEM IN POUCH. - INSERIRE L'OGGETTO NELLA BUSTA.
2 PEEL OFF PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA.
3 FOLD ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS - RIEPIGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA PREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.


LOT 6010-20 / 1 2 3 4 5 6



9.2 Комплект насадок для эндодонтии, в составе:
- Насадка Wisep для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.) – общий вид



9.3 Комплект насадок для эндодонтии, в составе:
- Кольцо (1 шт./уп.) – общий вид



9.4 Комплект насадок для эндодонтии – общий вид индивидуальной упаковки



10.1 Комплект насадок для парадонтологии, в составе:
- Насадка Wisper для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.);
- Кольцо (1 шт./уп.)

- 1 PLACE ITEM IN POUCH. - INSERIRE L'OGGETTO NELLA BUSTA.
- 2 PEEL OFF PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND. - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA.
- 3 FOLD ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS. - RIFIEGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA PREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.

LOT 6010-20 / 1 2 3 4 5 6



10.2 Комплект насадок для парадонтологии, в составе:


- Насадка Wiser для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.) – общий вид

- 1 PLACE ITEM IN POUCH. - INSERIRE L'OGGETTO NELLA BUSTA.
2 PEEL OFF PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND. - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA.
3 OLD ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS. - RPIEGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA PREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.


LOT 6010-20 / 1 2 3 4 5 6



10.3 Комплект насадок для парадонтологии, в составе:
- Кольцо (1 шт./уп.) – общий вид




10.4 Комплект насадок для парадонтологии – общий вид индивидуальной упаковки



11.1 Комплект насадок для хирургии, в составе:
- Насадка Wiser для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.);
- Кольцо (1 шт./уп.).

LOT S010-20 / 1 2 3 4 5 6



11.2 Комплект насадок для хирургии, в составе:
- Насадка Wiser для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.) – общий вид

- 1 PLACE ITEM IN POUCH. INSERIRE L'OGGETTO NELLA BUSTA.
2 PEEL OFF PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND. - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA.
3 FOLD ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS. RPIEGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA FREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.

LOT 6010-20 / 1 2 3 4 5 6




11.3 Комплект насадок для хирургии, в составе:
- Кольцо (1 шт./уп.) – общий вид



11.4 Комплект насадок для хирургии – общий вид потребительской упаковки




12.1 Комплект насадок для имплантологии, в составе:
 - Насадка Wiseg для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.);
 - Кольцо (1 шт./уп.).



12.2 Комплект насадок для имплантологии, в составе:
- Насадка Wiser для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.) – общий вид

3 REMOVE PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND. - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA.
3 OLD ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS. RIPIEGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA PREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.

LOT 6010-1 2 3 4 5 6 7 8



12.3 Комплект насадок для имплантологии, в составе:
- Кольцо (1 шт./уп.) – общий вид




12.4 Комплект насадок для имплантологии – общий вид индивидуальной упаковки



13.1 Комплект насадок для терапии, в составе:
- Насадка Wiser для терапии черного цвета (4 шт./уп.);
- Кольцо (1 шт./уп.).

- 1 PLACE ITEM IN POUCH. - INSERIRE L'OGGETTO NELLA BUSTA.
- 2 PEEL OFF PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND. - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA.
- 3 ROLL ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS. RPIEGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA PREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.

LOT 6010-20 / 1 2 3 4 5 6



13.2 Комплект насадок для терапии, в составе:
- Насадка Wiset для терапии черного цвета (4 шт./уп.) – общий вид

- 1 PLACE ITEM IN POUCH. - INSERIRE L'OGGETTO NELLA BUSTA.
- 2 PEEL OFF PROTECTIVE STRIP FROM ADHESIVE BAND. - TOGLIERE LA STRISCIA PROTETTIVA DALLA BANDA ADESIVA
- 3 ROLL ALONG PERFORATION AND PRESS DOWN FIRMLY FROM THE CENTRE OUTWARDS. RPIEGARE LA BANDA ADESIVA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA PREMENDO CON DECISIONE DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO.

LOT 6010-20 / 1 2 3 4 5 6



13.3 Комплект насадок для терапии, в составе:
- Кольцо (1 шт./уп.) – общий вид

THERAPY TIPS




MADE IN ITALY

WARNING
NON-STERILE TIPS



**DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME


13.1 Комплект насадок для терапии – общий вид потребительской упаковки



14. Насадка Wiset для отбеливания широкая – общий вид



15. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции – общий вид



16. Инструмент для сгибания насадок Wisner (30°- 60°- 90°) – общий вид



- 17.1 Общий вид индивидуальной упаковки для составных частей: 1. Насадка Wiser для отбеливания широкая
2. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции
3. Инструмент для сгибания насадок Wiser (30°- 60°- 90°)



- 17.2 Общий вид внутри индивидуальной упаковки для составных частей: 1. Насадка Wiser для отбеливания широкая
 2. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции
 3. Инструмент для сгибания насадок Wiser (30°- 60°- 90°)



18.1 Очки защитные, в составе:
- Очки защитные – общий вид.



18.2 Очки защитные, в составе:
- Шнурок – общий вид



18.3 Очки защитные, в составе:
- Салфетка для протирки очков – общий вид




18.4 Очки защитные, в составе:
- Мешок для хранения очков – общий вид




19. Предупреждающие наклейки – общий вид



20.1 Кисточка для очистки линзы – общий вид




20.2 Кисточка для очистки линзы – общий вид упаковки сзади



20.3 Кисточка для очистки линзы – общий вид упаковки спереди




21. Кейс для транспортировки (при необходимости) – общий вид



22. Кабель Mini-USB для подключения к компьютеру – общий вид



23. Держатель соединительного кабеля рукоятки – общий вид



24. Руководство пользователя и клинические протоколы на оптическом носителе – общий вид

Производитель

 «ЛЯМБДА СПА»
VIA DELL'IMPRESA SN-
36040 BRENDOLA (VT), Italy

Лазер дентальный
WISER 2 Doctor Smile

Модель

LA8D0001.3

Серийный номер

XXXX

Дата производства

XXXX-XX-XX

Напряжение

12 V 

источника питания

Класс лазера

4

Класс электрической
безопасности

I - 

100 ÷ 240 В ~ / 50 ÷ 60 Гц / 430 мА при 230 В

Непродолжительный режим работы с
чередованием нагрузки: активная фаза 3 минуты,
пауза 2 минуты.

УПП: ИП Гайдамак Наталия

Владленовна

117218, Россия, г. Москва, ул.
Профсоюзная, дом 7/12, кв.279

Тел.: +7-916-581-94-06
zhukova@stomlaser.ru



IPX1


0051






РУ № XXXX от XX.XX.XXXX
Сделано в Италии

25.1 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile, в вариантах исполнения – макет русскоязычной маркировки для лазера после государственной регистрации

Производитель



VIA DELL'IMPRESA SN-36040
BRENDOLA (VI), Italy
www.lambdaspa.com

Модель

LAACS001.12

Серийный номер

XXXX

Дата производства

XXXX-XX-XX

Лазер дентальный WISER 2

Doctor Smile

Педаль беспроводная



IPX1

 4 x 1,2 В перезаряжаемые

Сделано в Италии



CE
0051

25.2 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile, в вариантах исполнения – макет русскоязычной маркировки для педали беспроводной после государственной регистрации

Здесь указывается
каталожный
номер



LAMBDA SPA («ЛЯМБДА СПА»)
VIA DELL'IMPRESA SN-36040
BRENDOLA (VT), Италия

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile
в варианте исполнения

МОДЕЛЬ: LA 8D0 00X.X

Здесь указывается
дата изготовления
комплектующих

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Здесь
указывается
наименование
комплектующих

Уполномоченный представитель производителя:
Индивидуальный предприниматель Гайдамак Наталия Владленовна
(ИП Гайдамак Наталия Владленовна)
Адрес 117218, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 7/12, кв.279

25.3 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile, в вариантах исполнения – макет русскоязычной маркировки для индивидуальных упаковок составных частей (комплектующих) изделия после государственной регистрации



LAMBDA SPA («ЛЯМБДА СПА»),
VIA DELL'IMPRESA SN-36040 BRENDOLA (VT), Италия

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile, в вариантах исполнения

МОДЕЛЬ: LA8D000X.X

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XXXX-XX-XX

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.



УП на территории РФ: ИП Гайдамак Наталия Владленовна
117218, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 7/12, кв.279

25.4 Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile, в вариантах исполнения – макет русскоязычной маркировки для потребительской упаковки изделия после государственной регистрации

Все перечисленные выше фотографические изображения просим распространить на остальные варианты исполнения медицинского изделия, так как внешний вид вариантов исполнений и их комплектующих идентичен, а именно:

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.1, в составе:

1. Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.1;
2. Батарея AA 1,2 В – 6 шт.;
3. Блок питания, не более 5 шт.
4. Кабель для блока питания, не более 5 шт.;
5. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем, не более 5 шт.;
6. Сменный цилиндр для рукоятки Doctor Smile, не более 5 шт.;
7. Интерлок, не более 5 шт.;
8. Педаль беспроводная, не более 5 шт., в составе:
 - 8.1. Педаль беспроводная;
 - 8.2. Батарея AA 1,2 В – 4 шт.;
 - 8.3. Блок питания с кабелем;
9. ве, не более 25 уп., в составе:
 - 9.1. Насадка Wiser для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.);
 - 9.2. Кольцо (1 шт./уп.).
10. Комплект насадок для парадонтологии, не более 25 уп., в составе:
 - 10.1. Насадка Wiser для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.);
 - 10.2. Кольцо (1 шт./уп.).
11. Комплект насадок для хирургии, не более 25 уп., в составе:
 - 11.1. Насадка Wiser для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.);
 - 11.2. Кольцо (1 шт./уп.).
12. Комплект насадок для имплантологии, не более 25 уп., в составе:
 - 12.1. Насадка Wiser для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.);
 - 12.2. Кольцо (1 шт./уп.).
13. Комплект насадок для терапии, не более 25 уп., в составе:
 - 13.1. Насадка Wiser для терапии черного цвета (4 шт./уп.);
 - 13.2. Кольцо (1 шт./уп.).
14. Насадка Wiser для отбеливания широкая, не более 10 шт.;
15. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции, не более 10 шт.;
16. Инструмент для сгибания насадок Wiser (30°- 60°- 90°), не более 10 шт.;
17. Очки защитные, не менее 3 шт., не более 12 шт., в составе:
 - 17.1. Очки защитные – 1 шт.;
 - 17.2. Шнурок – 1 шт.;
 - 17.3. Салфетка для протирки очков – 1 шт.;
 - 17.4. Мешок для хранения очков – 1 шт.
18. Предупреждающие наклейки, не менее 2 шт., не более 6 шт.;
19. Кисточка для очистки линзы (25 шт./ уп.), не более 2 уп.;
20. Кейс для транспортировки (при необходимости);
21. Кабель Mini-USB для подключения к компьютеру;
22. Держатель соединительного кабеля рукоятки;
23. Руководство пользователя и клинические протоколы на оптическом носителе.

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.2, в составе:

1. Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 001.2
2. Батарея AA 1,2 В – 6 шт.;
3. Блок питания, не более 5 шт.
4. Кабель для блока питания, не более 5 шт.;
5. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем, не более 5 шт.;
6. Сменный цилиндр для рукоятки Doctor Smile, не более 5 шт.;

7. Интерлок, не более 5 шт.;
8. Педаль беспроводная, не более 5 шт., в составе:
 - 8.1. Педаль беспроводная;
 - 8.2. Батарея AA 1,2 В – 4 шт.;
 - 8.3. Блок питания с кабелем;
9. Комплект насадок для эндодонтии, не более 25 уп., в составе:
 - 9.1. Насадка Wiser для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.);
 - 9.2. Кольцо (1 шт./уп.).
10. Комплект насадок для парадонтологии, не более 25 уп., в составе:
 - 10.1. Насадка Wiser для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.);
 - 10.2. Кольцо (1 шт./уп.).
11. Комплект насадок для хирургии, не более 25 уп., в составе:
 - 11.1. Насадка Wiser для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.);
 - 11.2. Кольцо (1 шт./уп.);
12. Комплект насадок для имплантологии, не более 25 уп., в составе:
 - 12.1. Насадка Wiser для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.);
 - 12.2. Кольцо (1 шт./уп.).
13. Комплект насадок для терапии, не более 25 уп., в составе:
 - 13.1. Насадка Wiser для терапии черного цвета (4 шт./уп.);
 - 13.2. Кольцо (1 шт./уп.).
14. Насадка Wiser для отбеливания широкая, не более 10 шт.;
15. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции, не более 10 шт.;
16. Инструмент для сгибания насадок Wiser (30°- 60°- 90°), не более 10 шт.;
17. Очки защитные, не менее 3 шт., не более 12 шт., в составе:
 - 17.1. Очки защитные – 1 шт.;
 - 17.2. Шнурок – 1 шт.;
 - 17.3. Салфетка для протирки очков – 1 шт.;
 - 17.4. Мешок для хранения очков – 1 шт.
18. Предупреждающие наклейки, не менее 2 шт., не более 6 шт.;
19. Кисточка для очистки линзы (25 шт./ уп.), не более 2 уп.;
20. Кейс для транспортировки (при необходимости);
21. Кабель Mini-USB для подключения к компьютеру;
22. Держатель соединительного кабеля рукоятки;
23. Руководство пользователя и клинические протоколы на оптическом носителе.

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 002.1, в составе:

1. Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 002.1
2. Батарея AA 1,2 В – 6 шт.;
3. Блок питания, не более 5 шт.
4. Кабель для блока питания, не более 5 шт.;
5. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем, не более 5 шт.;
6. Сменный цилиндр для рукоятки Doctor Smile, не более 5 шт.;
7. Интерлок, не более 5 шт.;
8. Педаль беспроводная, не более 5 шт., в составе:
 - 8.1. Педаль беспроводная;
 - 8.2. Батарея AA 1,2 В – 4 шт.;
 - 8.3. Блок питания с кабелем;
9. Комплект насадок для эндодонтии, не более 25 уп., в составе:
 - 9.1. Насадка Wiser для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.);
 - 9.2. Кольцо (1 шт./уп.).
10. Комплект насадок для парадонтологии, не более 25 уп., в составе:
 - 10.1. Насадка Wiser для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.);

- 10.2. Кольцо (1 шт./уп.).
- 11. Комплект насадок для хирургии, не более 25 уп., в составе:
 - 11.1. Насадка Wiset для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.);
 - 11.2. Кольцо (1 шт./уп.);
- 12. Комплект насадок для имплантологии, не более 25 уп., в составе:
 - 12.1. Насадка Wiset для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.);
 - 12.2. Кольцо (1 шт./уп.).
- 13. Комплект насадок для терапии, не более 25 уп., в составе:
 - 13.1. Насадка Wiset для терапии черного цвета (4 шт./уп.);
 - 13.2. Кольцо (1 шт./уп.).
- 14. Насадка Wiset для отбеливания широкая, не более 10 шт.;
- 15. Насадка Wiset для контактной интраоральной биостимуляции, не более 10 шт.;
- 16. Инструмент для сгибания насадок Wiset (30°- 60°- 90°), не более 10 шт.;
- 17. Очки защитные, не менее 3 шт., не более 12 шт., в составе:
 - 17.1. Очки защитные – 1 шт.;
 - 17.2. Шнурок – 1 шт.;
 - 17.3. Салфетка для протирки очков – 1 шт.;
 - 17.4. Мешок для хранения очков – 1 шт.
- 18. Предупреждающие наклейки, не менее 2 шт., не более 6 шт.;
- 19. Кисточка для очистки линзы (25 шт./уп.), не более 2 уп.;
- 20. Кейс для транспортировки (при необходимости);
- 21. Кабель Mini-USB для подключения к компьютеру;
- 22. Держатель соединительного кабеля рукоятки;
- 23. Руководство пользователя и клинические протоколы на оптическом носителе.

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 002.2, в составе:

- 1. Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 002.2
- 2. Батарея AA 1,2 В – 6 шт.;
- 3. Блок питания, не более 5 шт.
- 4. Кабель для блока питания, не более 5 шт.;
- 5. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем, не более 5 шт.;
- 6. Сменный цилиндр для рукоятки Doctor Smile, не более 5 шт.;
- 7. Интерлок, не более 5 шт.;
- 8. Педаль беспроводная, не более 5 шт., в составе:
 - 8.1. Педаль беспроводная;
 - 8.2. Батарея AA 1,2 В – 4 шт.;
 - 8.3. Блок питания с кабелем;
- 9. Комплект насадок для эндодонтии, не более 25 уп., в составе:
 - 9.1. Насадка Wiset для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.);
 - 9.2. Кольцо (1 шт./уп.).
- 10. Комплект насадок для парадонтологии, не более 25 уп., в составе:
 - 10.1. Насадка Wiset для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.);
 - 10.2. Кольцо (1 шт./уп.).
- 11. Комплект насадок для хирургии, не более 25 уп., в составе:
 - 11.1. Насадка Wiset для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.);
 - 11.2. Кольцо (1 шт./уп.);
- 12. Комплект насадок для имплантологии, не более 25 уп., в составе:
 - 12.1. Насадка Wiset для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.);
 - 12.2. Кольцо (1 шт./уп.).
- 13. Комплект насадок для терапии, не более 25 уп., в составе:
 - 13.1. Насадка Wiset для терапии черного цвета (4 шт./уп.);

- 13.2. Кольцо (1 шт./уп.).
14. Насадка Wiser для отбеливания широкая, не более 10 шт.;
15. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции, не более 10 шт.;
16. Инструмент для сгибания насадок Wiser (30°- 60°- 90°), не более 10 шт.;
17. Очки защитные, не менее 3 шт., не более 12 шт., в составе:
 - 17.1. Очки защитные – 1 шт.;
 - 17.2. Шнурок – 1 шт.;
 - 17.3. Салфетка для протирки очков – 1 шт.;
 - 17.4. Мешок для хранения очков – 1 шт.
18. Предупреждающие наклейки, не менее 2 шт., не более 6 шт.;
19. Кисточка для очистки линзы (25 шт./ уп.), не более 2 уп.;
20. Кейс для транспортировки (при необходимости);
21. Кабель Mini-USB для подключения к компьютеру;
22. Держатель соединительного кабеля рукоятки;
23. Руководство пользователя и клинические протоколы на оптическом носителе.

Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 002.3. в составе:

1. Лазер дентальный WISER 2 Doctor Smile LA 8D0 002.3
2. Батарея AA 1,2 В – 6 шт.;
3. Блок питания, не более 5 шт.
4. Кабель для блока питания, не более 5 шт.;
5. Рукоятка Doctor Smile с соединительным кабелем, не более 5 шт.;
6. Сменный цилиндр для рукоятки Doctor Smile, не более 5 шт.;
7. Интерлок, не более 5 шт.;
8. Педаль беспроводная, не более 5 шт., в составе:
 - 8.1. Педаль беспроводная;
 - 8.2. Батарея AA 1,2 В – 4 шт.;
 - 8.3. Блок питания с кабелем;
9. Комплект насадок для эндодонтии, не более 25 уп., в составе:
 - 9.1. Насадка Wiser для эндодонтии голубого цвета (4 шт./уп.);
 - 9.2. Кольцо (1 шт./уп.).
10. Комплект насадок для парадонтологии, не более 25 уп., в составе:
 - 10.1. Насадка Wiser для парадонтологии желтого цвета (4 шт./уп.);
 - 10.2. Кольцо (1 шт./уп.).
11. Комплект насадок для хирургии, не более 25 уп., в составе:
 - 11.1. Насадка Wiser для хирургии зеленого цвета (4 шт./уп.);
 - 11.2. Кольцо (1 шт./уп.);
12. Комплект насадок для имплантологии, не более 25 уп., в составе:
 - 12.1. Насадка Wiser для имплантологии белого цвета (4 шт./уп.);
 - 12.2. Кольцо (1 шт./уп.).
13. Комплект насадок для терапии, не более 25 уп., в составе:
 - 13.1. Насадка Wiser для терапии черного цвета (4 шт./уп.);
 - 13.2. Кольцо (1 шт./уп.).
14. Насадка Wiser для отбеливания широкая, не более 10 шт.;
15. Насадка Wiser для контактной интраоральной биостимуляции, не более 10 шт.;
16. Инструмент для сгибания насадок Wiser (30°- 60°- 90°), не более 10 шт.;
17. Очки защитные, не менее 3 шт., не более 12 шт., в составе:
 - 17.1. Очки защитные – 1 шт.;
 - 17.2. Шнурок – 1 шт.;
 - 17.3. Салфетка для протирки очков – 1 шт.;
 - 17.4. Мешок для хранения очков – 1 шт.
18. Предупреждающие наклейки, не менее 2 шт., не более 6 шт.;

19. Кисточка для очистки линзы (25 шт./ уп.), не более 2 уп.;
20. Кейс для транспортировки (при необходимости);
21. Кабель Mini-USB для подключения к компьютеру;
22. Держатель соединительного кабеля рукоятки;
23. Руководство пользователя и клинические протоколы на оптическом носителе.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 65

Шестидесяти пяти листах

