


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


**Проводник RotaWire Drive и устройство для управления
проводником wireClip Torquer в составе, варианты
исполнения**




Общий вид МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, с усиленной поддержкой (Extra Support) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» в запечатываемом пакете




Общий вид МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, гибкий (Floppy) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» в запечатываемом пакете




Общий вид МИ «Проводник RotaWire Drive и устройство для управления проводником wireClip Torquer в составе, варианты исполнения»



Проводник



Дистальный пружинный кончик




Припой




Устройство для управления проводником wireClip Torquer




Карточка устройства управления проводником




Трубка-держатель




Дистальная защитная трубка



Дистальная фиксирующая трубка



Проксимальное крепление



Зажимы трубки-держателя




Запечатываемый пакет вид сзади



Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, с усиленной поддержкой (Extra Support) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» сторона 1



Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, с усиленной поддержкой (Extra Support) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» сторона 2



Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, гибкий (Floppy) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» сторона 1



Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, гибкий (Floppy) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» сторона 2

Boston
Scientific

ROTAWIRE™ Drive



Boston Scientific

ROTAWIRE™ Drive and wireClip™ Torquer
FLOPPY

Guidewire and Guidewire Manipulation Device

0.009in
(≤0.23mm)
x330cm

Contents (5)

2.2cm 330cm

0.014in (±0.36mm) 0.009in (±0.23mm)

For Use with Proximate™ Manipulation System

Not Pyrogenic

GTIN 08714729996262

LOT 29240032

REF 747439462005

Use By 2024-04-17

STERILE/EO Sterilized using ethylene oxide.



Medic la TESTA IRECA
100 Parkway
Gibbstown, NJ 08040
COSTA RICA



STERILE/EO

Floppy

Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, гибкий (Floppy) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе» сторона 3



Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive и устройство для управления проводником wireClip Torquer в составе, варианты исполнения» сторона 1



Картонная коробка МИ «Проводник RotaWire Drive и устройство для управления проводником wireClip Torquer в составе, варианты исполнения» сторона 2

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
23 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, гибкий (Floppy) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе:

1. Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, гибкий (Floppy) и устройство для управления проводником wireClip Torquer; - 5 шт./уп.

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, с усиленной поддержкой (Extra Support) и устройство для управления проводником wireClip Torquer, в составе:

1. Проводник RotaWire Drive, внешний диаметр 0.009 in (≤ 0.23 мм), эффективная длина 330 см, с усиленной поддержкой (Extra Support) и устройство для управления проводником wireClip Torquer - 5 шт./уп.

2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/labeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
3 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

