

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ИМБИАН»



**Экспресс-тест для качественного и полуколичественного
колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ
21.20.23-024-39271034-2022**

Проект маркировки

2023

Комплект 1: Ури-1[Hb]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 1: Ури-1
[Hb]

Imbian

25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 25 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF

iOR-001/25.1



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 2: Ури-1[Hb]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 3: Ури-1
[Hb]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.


Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 100 ШТ.

Инструкция по применению 1 ШТ.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.3



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 3: Ури-1[Hb]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022.

Комплект 2: Ури-1 [Hb]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



LOT XXXXXX


XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.2

IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 4: Ури-1[Hb]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 4: Ури-1 [Hb]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 150 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.4 2°C



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 5: Ури-2
[PRO+pH]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	pH (ед. pH)
0,0	5,0
0,1	6,0
0,3	6,5
1,0	7,0
3,0	8,0
10,0 ≤	9,0 ≤

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF IOR-001/25.5 2°C



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 6: Ури-2[PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 6: Ури-2
[PRO+pH]


Imbian

50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 50 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	pH (ед. pH)
 0,0	 5,0
 0,1	 6,0
 0,3	 6,5
 1,0	 7,0
 3,0	 8,0
 10,0 ≤	 9,0 ≤

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF

IOR-001/25.5

2°C



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 7: Ури-2[PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 7: Ури-2
[PRO+pH]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 100 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	pH (ед. pH)
0,0	5,0
0,1	6,0
0,3	6,5
1,0	7,0
3,0	8,0
10,0	9,0

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.7



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 8: Ури-2[PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 8 Ури-2
[PRO+pH]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	pH (ед. pH)
0,0	5,0
0,1	6,0
0,3	6,5
1,0	7,0
3,0	8,0
10,0 ≤	9,0 ≤

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.8



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 9: Ури-2[BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 9: Ури-2
[BIL+URO]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 25 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Уробилиноген (мкмоль/л мг/дл)		Билирубин (мкмоль/л)	
	3,5		0,0
	17,5		9,0
	35,0		17,0
	70,0		50,0 ≤
	140,0		
	210,0 ≤		
	12,0		
	8,0		

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.9



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 10: Ури-2[BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 10: Ури-2
[BIL+URO]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Уробилиноген (мкмоль/л мг/дл)		Билирубин (мкмоль/л)	
	3,5		0,0
	0,2		9,0
	17,5		2,0
	1,0		50,0 ≤ 17,0
	35,0		
	2,0		
	70,0		
	4,0		
	140,0		
	8,0		
	210,0 ≤ 12,0		

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.10



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 11: Ури-2[BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 11: Ури-2
[BIL+URO]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 100 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

		Уробилиноген (мкмоль/л мг/дл)		Билирубин (мкмоль/л)	
			3,5		0,0
			17,5		9,0
			35,0		17,0
			70,0		50,0 ≤
			140,0		
			210,0		
			≤ 12,0		
			8,0		


LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.11



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 12: Ури-2[BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 12: Ури-2
[BIL+URO]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 150 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Уробилиноген (мкмоль/л мг/дл)		Билирубин (мкмоль/л)	
	3,5	0,2	0,0
	17,5	1,0	9,0
	35,0	2,0	50,0 ≤ 17,0
	70,0	4,0	
	140,0	8,0	
	210,0 ≤ 12,0		

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.12 z°C



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 13: Ури-2[GLU+PRO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 13 Ури-2
[GLU+PRO]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)
0,0	0,0 0,0
0,1	2,8 50
0,3	5,6 100
1,0	14,0 250
3,0	28,0 500
10,0 ≤	56,0 1000
	112,0 ≤ 2000

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.13



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 14: Ури-2
[GLU+PRO]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 50 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)
0,0	0,0 0,0
0,1	2,8 50
0,3	5,6 100
1,0	14,0 250
3,0	28,0 500
10,0 ≤	56,0 1000
	112,0 ≤ 2000

LOT XXXXXX

REF XXXX.XX.XX

EXP XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.14



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 15: Ури-2[GLU+PRO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 15: Ури-2
[GLU+PRO]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 100 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)
0,0	0,0 0,0
0,1	2,8 50
0,3	5,6 100
1,0	14,0 250
3,0	28,0 500
10,0 ≤	56,0 1000
	112,0 ≤ 2000

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.15 2°C



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 16: Ури-2
[GLU+PRO]


Imbian

150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 150 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)
 0,0	 0,0 0,0
 0,1	 2,8 50
 0,3	 5,6 100
 1,0	 14,0 250
 3,0	 28,0 500
 10,0 ≤	 56,0 1000
	 112,0 ≤ 2000

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF IOR-001/150.16 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 17: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 17: Ури-3
[GLU+PRO+pH]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Белок (г/л)			Глюкоза (ммоль/л мг/дл)			pH (ед.рН)		
0,0			0,0 0,0			5,0		
0,1			2,8 50			6,0		
0,3			5,6 100			6,5		
1,0			14,0 250			7,0		
3,0			28,0 500			8,0		
10,0 ≤			56,0 1000			9,0 ≤		
			112,0 2000					

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.17 2°C



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 18: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 18: Ури-3
[GLU+PRO+pH]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

50 ШТ.
Тест-полоска
Инструкция по применению 1 ШТ.

СОСТАВ НАБОРА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)	pH (ед.рН)
0,0	0,0 0,0	5,0
0,1	2,8 50	6,0
0,3	5,6 100	6,5
1,0	14,0 250	7,0
3,0	28,0 500	8,0
10,0 ≤	56,0 1000	9,0 ≤
	112,0 ≤ 2000	

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.18 2°C



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 19: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 19: Ури-3
[GLU+PRO+pH]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 100 шт.

Инструкция по применению 1 шт.



Белок
(г/л)

Глюкоза
(ммоль/л
мг/дл)

pH
(ед.рН)

0,0	0,0	0,0	5,0
0,1	2,8	50	6,0
0,3	5,6	100	6,5
1,0	14,0	250	7,0
3,0	28,0	500	8,0
10,0	56,0	1000	9,0
112,0	2000		

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.19



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 20: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 20: Ури-3
[GLU+PRO+pH]

Imbian

150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

150 ШТ.

Состав набора
Тест-полоска

Инструкция по применению 1 ШТ.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)	pH (ед.рН)
0,0	0,0 0,0	5,0
0,1	2,8 50	6,0
0,3	5,6 100	6,5
1,0	14,0 250	7,0
3,0	28,0 500	8,0
10,0 ≤	56,0 1000	9,0 ≤
	112,0 ≤ 2000	

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.20



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 21: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 21: Ури-4
[GLU+PRO+KET+pH]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кетоны (ммоль/л)						
	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0	≥ 16,0
Белок (г/л)						
	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0	≥ 10,0
Глюкоза (ммоль/л мг/дл)						
	0,0	2,8	5,6	14,0	28,0	≥ 56,0
	0,0	50	100	250	500	1000
pH (ед. pH)						
	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.21



30°C

2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 22: Ури-4
[GLU+PRO+KET+pH]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кетоны (ммоль/л)						
	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0	≥16,0
Белок (г/л)						
	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0	≥10,0
Глюкоза (ммоль/л мг/дл)						
	0,0	2,8	5,6	14,0	28,0	56,0
	0,0	50	100	250	500	≥1000
pH (ед. pH)						
	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	≥ 9,0

50 ШТ.
Тест-полоска
Инструкция по применению

СОСТАВ НАБОРА


LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.22



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 23: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 23 : Ури-4 [GLU+PRO+KET+pH]



100 ТЕСТОВ
Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кетоны (ммоль/л)	Белок (г/л)	Глюкоза (ммоль/л мг/дл)	pH (ед.рН)
0,0	0,0	0,0	5,0
0,5	0,1	2,8	6,0
1,5	0,3	5,6	6,5
4,0	1,0	14,0	7,0
8,0	3,0	28,0	8,0
≥ 16,0	≥ 10,0	56,0	≥ 9,0

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.23

IVD

30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 100 ШТ.

Инструкция по применению 1 ШТ.

Комплект 24: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 24 Ури-4
[GLU+PRO+KET+pH]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кетоны (ммоль/л)						
	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0	≥ 16,0
Белок (г/л)						
	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0	≥ 10,0
Глюкоза (ммоль/л мг/дл)						
	0,0	2,8	5,6	14,0	28,0	56,0
	0,0	50	100	250	500	≥ 1000
pH (ед.рН)						
	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.24



30°C

2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 25: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 25 : Ури-5
[GLU+PRO+Hb+KET+pH]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЗРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЗРИ/МКЛ)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 ≥ 500 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.25



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 26 : Ури-5
[GLU+PRO+Hb+KET+pH]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (эри/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эри/мкл)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 ≥ 500 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.26 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 27: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 27: Ури-5
[GLU+PRO+Hb+KET+pH]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 ≥ 56,0 500 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 100 шт.
Инструкция по применению 1 шт.


LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.27 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 28: Ури-5
[GLU+PRO+Hb+KET+pH]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 ≥ 56,0 500 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.28 2°C



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 29: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 29: Ури-5
[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроцитов/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроцитов/мкл)		10	25	50	≥ 250
Нитриты	Нег.	Поз.			
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.29



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 30: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 30 : Ури-5
[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)	10	25	50	≥ 250	
Нитриты	Нег.	Поз.			
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX


XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.30



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 31: Ури-5[PRO+Нб+LEO+NIT+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 31 : Ури-5
[PRO+Нб+LEO+NIT+pH]



100 ТЕСТОВ
Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0	
Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250	
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)		10	25	50	≥ 250	
Нитриты	Нег.	Поз.				
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0	≥ 10,0
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	≥ 9,0

ЛОТ XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.31 2°C

IVD

30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 32: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 32: Ури-5
[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоциты/мкл)	0,0	15	70,0	125 ≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50 ≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)		10	25	50 ≥ 250
Нитриты	Нег.	Поз.		
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0 3,0 ≥ 10,0
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0 8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.32 zc



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 33: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 33: Ури-6
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]



25 ТЕСТОВ
Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 25 ШТ.
Инструкция по применению 1 ШТ.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ММОЛЬ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Уробилиноген (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0 ≥ 9,0

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.33

IVD

30°C

2°C

300554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 34: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 34: Ури-6
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (эритроциты)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (г/л)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 ≥ 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоски 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.34



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 35: Ури-6[GLU+PRO+НЬ+KET+рН+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 35 : Ури-6
[GLU+PRO+НЬ+KET+рН+URO]

Imbian

100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатель	0,0	10	25	50	≥ 250
Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ММОЛЬ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Уробилиноген (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 12,0
Глюкоза (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 1000
рН (ед. рН)	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0 ≥ 9,0

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.35 2°C

IVD

30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 36: Ури-6
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (эритроциты)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.36 2°C



30°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 37: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 37: Ури-7
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

25

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250	
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)		10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ММОЛЬ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0	
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0	
Билирубин (ММОЛЬ/Л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0		
Уробилиноген (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0	210,0 12,0
Глюкоза (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500	56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0	

СОСТАВ НАБОРА
 Тест-полоска 25 шт.
 Инструкция по применению 1 шт.

30°C

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.37

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 38: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 38 : Ури-7
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (эри/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эри/мкл)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.38 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 39: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 39: Ури-7
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 100 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (эритроциты)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.39 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 40: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 40 : Ури-7
[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ММОЛЬ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (ММОЛЬ/Л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ММОЛЬ/Л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 210,0 12,0
Глюкоза (ММОЛЬ/Л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT 221201

2022.12.01

2024.12.01

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.40 2°C



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 41: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 41: Ури-8
[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска
Инструкция по применению 1 шт.


LOT XXXXXX

REF XXXX.XX.XX

EXP XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.41 z's



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 42: Ури-8
[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.42



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 43: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+рН+BIL+URO]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 43: Ури-8
[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+рН+BIL+URO]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
рН (ед рН)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска
Инструкция по применению

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.43 z'c



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 44 : Ури-8
[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

REF XXXX.XX.XX

EXP XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.44



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 45: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 45: Ури-9
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.45 2°C



30°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 46: Ури-9
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro.

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 280,0 ≥ 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 ≥ 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.46 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 47: Ури-9
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ММОП/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (МКОП/Л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (МКОП/Л, МГ/ДЛ)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ММОП/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 100 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.47 2°C



30°C
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 48: Ури-9
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ММОЛ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (МКОМЛ/Л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (МКОМЛ/Л, МГ/ДЛ)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ММОЛ/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.48 2°C



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 49 : Ури-10
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Кровь (ЭРИМкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
В-ноглобин (ЭРИМкл)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нер.	Поз.			
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,8 0,2	17,4 1,0	34,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (мг/дл)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF

iOR-001/25.49

2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 50 : Ури-10
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ММОЛЬ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ММОЛЬ/Л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	1,1 0,2	17,2 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 280,0 12,0
Глюкоза (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (в pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (МГ/ДЛ)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.50 2°C



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 51: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 51: Ури-10
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ММОЛЬ/Л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (Г/Л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ММОЛЬ/Л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ММГ/ДЛ)	3,8 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ММОЛЬ/Л, МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,4 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 54,0 1000
pH (ска. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (МГ/ДЛ)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 100 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

REF XXXX.XX.XX

EXP XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.51 2°C



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 52 : Ури-10
[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Кровь (pH/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (pH/мкл)	10	25	50	≥ 250	
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,3 0,2	11,1 1,9	33,0 5,0	70,0 10,0	140,0 20,0 ≥ 210,0 30,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (мг/дл)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.52 2°C



30°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 53: Ури-10
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (лейкоцит/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроцит)	0,0				250
Гемоглобин (эритроцит)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,8 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 280,0 16,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	11,2 200	22,4 400 ≥ 33,6 600
pH (по pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.


LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.53 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 54: Ури-10
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроц/мкл)	0,0			250	
Висмутин (эритроц/мкл)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,3 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (на pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.54 2°C



30°C
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 55: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 55: Ури-10
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (лейкоциты/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты)	0,0				250
Гемоглобин (эритроциты)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мг/дл)	3,5 0,2	11,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 270,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Опн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 100 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.55



IVD



30°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 56: Ури-10
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (единицы/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (мкл)	0,0				≥ 250
Ваноглобин (мг/мкл)		10	25	50	≥ 250
Кетоны (мг/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	1,0 0,2	17,5 4,0	35,0 8,0	70,0 16,0	140,0 32,0 ≥ 250,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	3,0 50	5,5 100	14,0 250	35,0 600 ≥ 55,0
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.


LOT XXXXXX

REF XXXX.XX.XX

EXP XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.56 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 57: Ури-11 [GLU+PRO+НЬ+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 57: Ури-11
[GLU+PRO+НЬ+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



25 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (лейкоциты/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	350,0 ≥ 20,0 10,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 ≥ 500 1000
pH (от. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (мг/дл)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 25 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/25.57



30°C

2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 58: Ури-11 [GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 58 : Ури-11
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



50 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (л/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (ммоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (ммоль/л, мг/дл)	1,5 0,2	10 1,0	30,0 3,0	70,0 8,0	140,0 ≥ 20,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 ≥ 500 5,0
pH (по pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (мг/дл)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/50.58



30°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 59: Ури-11
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



100 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (лейкоциты/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (эритроциты/мкл)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л, мг/дл)	3,5 0,2	17,5 1,0	35,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 210,0 12,0
Глюкоза (ммоль/л, мг/дл)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 1000
pH (ед. pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (мг/дл)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 100 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/100.59 7°C



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbiana.ru

Комплект 60: Ури-11 [GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Комплект 60: Ури-11
[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



150 ТЕСТОВ

Только для диагностики in vitro

РУ №
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Замораживать не допускается!
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Лейкоциты (лейкоцитов/мкл)	0,0	15	70,0	125	≥ 500,0
Кровь (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Гемоглобин (ЭРИ/МКЛ)	0,0	10	25	50	≥ 250
Кетоны (ммоль/л)	0,0	0,5	1,5	4,0	8,0 ≥ 16,0
Белок (г/л)	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0 ≥ 10,0
Нитриты	Нег.	Поз.			
Билирубин (мкмоль/л)	0,0	9,0	17,0	≥ 50,0	
Уробилиноген (мкмоль/л МГ/ДЛ)	5,5 0,2	17,5 1,0	34,0 2,0	70,0 4,0	140,0 8,0 ≥ 280,0 16,0
Глюкоза (ммоль/л МГ/ДЛ)	0,0 0,0	2,8 50	5,6 100	14,0 250	28,0 500 ≥ 56,0 160,0
pH (на pH)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5 8,0 ≥ 9,0
Отн. плотность	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020 1,025 ≥ 1,030
Аскор. к-та (мг/дл)	0,0	10,0	20,0	≥ 40,0	

СОСТАВ НАБОРА
Тест-полоска 150 шт.
Инструкция по применению 1 шт.


LOT XXXXXX

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX

ООО «ИМБИАН»

REF iOR-001/150.60 2°C



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Транспортная упаковка
Комплект 1: Ури-1[Нб]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг
кг
кг

шт.

LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.1
ГГГГ.ММ.ДД
ГГГГ.ММ.ДД

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 2: Ури-1[Нб]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг
кг
кг

шт.

LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.2
ГГГГ.ММ.ДД
ГГГГ.ММ.ДД

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/100.3
кг		ГГГГ.ММ.ДД
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/150.4
кг		ГГГГ.ММ.ДД
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.5
КГ ГГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.6
КГ ГГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ XXXXXX
РЕФ iOR-001/100.7
ГГГГ.ММ.ДД
ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ XXXXXX
РЕФ iOR-001/150.8
ГГГГ.ММ.ДД
ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 9: Ури-2[BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/25.9
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		ГГГГ.ММ.ДД

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 10: Ури-2[BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/50.10
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		ГГГГ.ММ.ДД

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/100.11
кг		ГГГГ.ММ.ДД
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/150.12
кг		ГГГГ.ММ.ДД
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/25.13
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/50.14
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/100.15
КГ ГГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/150.16
КГ ГГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 17: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
REF	iOR-001/25.17
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
шт.	


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 18: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
REF	iOR-001/50.18
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
шт.	


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 19: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/100.19
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 20: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/150.20
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 21: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	IOR-001/25.21
кг	ГГГГ.ММ.ДД
кг	ГГГГ.ММ.ДД
шт.	


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 22: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	IOR-001/50.22
кг	ГГГГ.ММ.ДД
кг	ГГГГ.ММ.ДД
шт.	


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 23: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/100.23
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 24: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/150.24
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/25.25
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/50.26
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 27: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/100.27
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 28: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/150.28
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.29
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.30
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/100.31
кг		ГГГГ.ММ.ДД
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



	LOT	XXXXXX
кг	REF	iOR-001/150.32
кг		ГГГГ.ММ.ДД
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 33: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/25.33
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 34: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/50.34
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 35: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/100.35
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 36: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/150.36
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 37: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF IOR-001/25.37
ГТГГ.ММ.ДД
ГТГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 38: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF IOR-001/50.38
ГТГГ.ММ.ДД
ГТГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 39: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	IOR-001/100.39
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 40: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	IOR-001/150.40
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 41: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.41
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.


ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 42: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.42
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.


ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 43: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	IOR-001/100.43
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 44: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	IOR-001/150.44
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 45: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/25.45
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 46: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



ЛОТ	XXXXXX
РЕФ	iOR-001/50.46
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 47: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/100.47
КГ ГГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 48: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/150.48
КГ ГГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 49: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.49
кг ГГГ.ММ.ДД
кг ГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 50: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.50
кг ГГГ.ММ.ДД
кг ГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 51: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/100.51
КГ ГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГ.ММ.ДД

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 52: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/150.52
КГ ГГГ.ММ.ДД
КГ ГГГ.ММ.ДД

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 53: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.53
кг ГГГ.ММ.ДД
кг ГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 54: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.54
кг ГГГ.ММ.ДД
кг ГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 55: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/100.55
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 56: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/150.56
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/25.57
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iOR-001/50.58
кг ГГГГ.ММ.ДД
кг ГГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 59: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX

REF iOR-001/100.59

кг

кг

кг



ГГГГ.ММ.ДД



ГГГГ.ММ.ДД

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 60: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX

REF iOR-001/150.60

кг

кг

кг



ГГГГ.ММ.ДД



ГГГГ.ММ.ДД

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Директор ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

91 лист

Директор ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов "15" 07 2023

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИМБИАН»

Иванов С.А.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022


2023 г.

В состав наборов входят следующие компоненты:

Тест-полоска для комплектов №№1-4




Тест-полоска для комплектов №№5-8



Тест-полоска для комплектов №№9-12



Тест-полоска для комплектов №№13-16



Тест-полоска для комплектов №№17-20



Тест-полоска для комплектов №№21-24



Тест-полоска для комплектов №№25-28




Тест-полоска для комплектов №№29-32



Тест-полоска для комплектов №№33-36




Тест-полоска для комплектов №№37-40




Тест-полоска для комплектов №№41-44



Тест-полоска для комплектов №№45-48



Тест-полоска для комплектов №№49-52




Тест-полоска для комплектов №№53-56



Тест-полоска для комплектов №№57-60




Туба с осушителем для тест-полосок



Потребительская упаковка. Комплект 1: Ури-1[Нб]



Потребительская упаковка. Комплект 2: Ури-1[Нб]



Потребительская упаковка. Комплект 3: Ури-1[Нб]



Потребительская упаковка. Комплект 4: Ури-1[Нб]



Потребительская упаковка. Комплект 5: Ури-2[PRO+PH]



Потребительская упаковка. Комплект 6: Ури-2[PRO+рН]



Потребительская упаковка. Комплект 7: Ури-2[PRO+рН]



Потребительская упаковка. Комплект 8: Ури-2[PRO+рН]



Потребительская упаковка. Комплект 9: Ури-2[BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 10: Ури-2[BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 11: Ури-2[BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 12: Ури-2[BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 13: Ури-2[GLU+PRO]



Потребительская упаковка. Комплект 14: Ури-2[GLU+PRO]



Потребительская упаковка. Комплект 15: Ури-2[GLU+PRO]



Потребительская упаковка. Комплект 16: Ури-2[GLU+PRO]



Потребительская упаковка. Комплект 17: Ури-3[GLU+PRO+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 18: Ури-3[GLU+PRO+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 19: Ури-3[GLU+PRO+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 20: Ури-3[GLU+PRO+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 21: Ури-4[GLU+PRO+KET+rH]



Потребительская упаковка. Комплект 22: Ури-4[GLU+PRO+KET+rH]



Потребительская упаковка. Комплект 23: Ури-4[GLU+PRO+KET+rH]



Потребительская упаковка. Комплект 24: Ури-4[GLU+PRO+KET+rH]



Потребительская упаковка. Комплект 25: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+rH]



Потребительская упаковка. Комплект 26: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+rH]



Потребительская упаковка. Комплект 27: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 28: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 29: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 30: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 31: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 32: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



Потребительская упаковка. Комплект 33: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 34: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 35: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]




Потребительская упаковка. Комплект 36: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 37: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 38: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 39: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 40: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 41: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 42: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+rH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 43: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+rH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 44: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+rH+BIL+URO]



Потребительская упаковка. Комплект 45: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 46: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 47: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 48: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 49: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Потребительская упаковка. Комплект 50: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Потребительская упаковка. Комплект 51: Ури-
10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Потребительская упаковка. Комплект 52: Ури-
10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Потребительская упаковка. Комплект 53: Ури-
10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 54: Ури-
10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 55: Ури-
10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 56: Ури-
10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Потребительская упаковка. Комплект 57: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Потребительская упаковка. Комплект 58: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Потребительская упаковка. Комплект 59: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Потребительская упаковка. Комплект 60: Ури-
11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 1: Ури-1[Нб]





Общий вид медицинского изделия. Комплект 2: Ури-1[Hb]







Общий вид медицинского изделия. Комплект 4: Ури-1[Hb]














Общий вид медицинского изделия. Комплект 9: Ури-2[BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 10: Ури-2[BIL+URO]









Общий вид медицинского изделия. Комплект 13: Ури-2[GLU+PRO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 14: Ури-2[GLU+PRO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 15: Ури-2[GLU+PRO]





Общий вид медицинского изделия. Комплект 16: Ури-2[GLU+PRO]







Общий вид медицинского изделия. Комплект 18: Ури-3[GLU+PRO+pH]














Общий вид медицинского изделия. Комплект 23: Ури-4[GLU+PRO+KET+рН]







Общий вид медицинского изделия. Комплект 25: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 26: Ури-5[GLU+PRO+Nb+KET+pH]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 27: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 28: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 29: Ури-5[PRO+НЬ+LEO+NIT+рН]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 30: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+PH]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 31: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 32: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]



Общий вид медицинского изделия. Комплект 33: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]





ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия

**Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»**
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022
(Разработана и введена впервые)

УРИТЕСТ-ИМБИАН-КМ
Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Количество тестов: 100 шт.
[СД+PRO+НБ+KET+PH+URO]

100 ТЕСТОВ

ООО «ИМБИАН»
2022.12.01

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия

**Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»**
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022
(Разработана и введена впервые)

УРИТЕСТ-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного
колориметрического анализа мочи
«УРИТЕСТ-ИМБИАН-КМ»
ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

Код тест-полоски: Ури-6
УРИ-6-КЕТ-УРН-УРО

150 ТЕСТОВ

ТУ 21.20.23-024-39271034-2022


ООО «ИМБИАН»
ИОР-001/150.36

IVD


Общий вид медицинского изделия. Комплект 37: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 38: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 39: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 40: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 41: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 42: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 43: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 44: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 45: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 46: Ури-
9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 47: Ури-
9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 48: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]



Общий вид медицинского изделия. Комплект 49: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 50: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 51: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 52: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 53: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 54: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 55: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 56: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 57: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]




Общий вид медицинского изделия. Комплект 58: Ури-
11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Общий вид медицинского изделия. Комплект 59: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Общий вид медицинского изделия. Комплект 60: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]



Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 1: Ури-1[Нб]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг	LOT	221201
кг	REF	iOR-001/25.1
кг		2022.12.01
шт.		2024.12.01

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 2: Ури-1[Hb]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг

кг

кг

шт.

LOT 221201

REF iOR-001/50.2

2022.12.01

2024.12.01


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 3: Ури-1[Нб]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

REF iOR-001/100.3

2022.12.01

2024.12.01

кг

кг

кг

шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 4: Ури-1[Нб]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

REF iOR-001/150.4

2022.12.01

2024.12.01

кг
кг
кг
шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 5: Ури-2[PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

REF iOR-001/25.5

2022.12.01

2024.12.01

кг

кг

кг

шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 6: Ури-2[PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

REF iOR-001/50.6

2022.12.01

2024.12.01

кг

кг

кг

шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.7

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.


Imbian

 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

REF iOR-001/150.8

2022.12.01

2024.12.01

кг

кг

кг

шт.

Замораживать не допускается!



IVD



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

кг	LOT	221201
кг	REF	IOR-001/50.10
кг		2022.12.01
		2024.12.01
шт.		

Замораживать не допускается!




Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 10: Ури-2[BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

REF iOR-001/50.10


кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD




Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 11: Ури-2[BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD



LOT 221201

REF iOR-001/100.11

кг

кг

кг



2022.12.01



2024.12.01

шт.


Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 12: Ури-2[BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.12

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 13: Ури-2[GLU+PRO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/25.13

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 14: Ури-2[GLU+PRO]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

REF IOR-001/50.14

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 15: Ури-2[GLU+PRO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

REF iOR-001/100.15

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 16: Ури-2[GLU+PRO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

REF iOR-001/150.16

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 17: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ


Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

REF iOR-001/25.17

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 18: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

REF iOR-001/50.18

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 19: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.19

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 20: Ури-3[GLU+PRO+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

REF iOR-001/150.20

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 21: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

кг	LOT	221201
кг	REF	iOR-001/25.21
кг		2022.12.01
шт.		2024.12.01

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 22: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.22

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 23: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.23

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.


Imbian

 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 24: Ури-4[GLU+PRO+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.24

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 25: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/25.25

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 26: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

REF iOR-001/50.26

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 27: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.27

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 28: Ури-5[GLU+PRO+Hb+KET+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C



+30°C

IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.28

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 29: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/25.29

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 30: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.30

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 31: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.31

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.



Imbian

 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 32: Ури-5[PRO+Hb+LEO+NIT+pH]

Уритест-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/150.32

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 33: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/25.33

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 34: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/50.34

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 35: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.35

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.


Imbian

 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 36: Ури-6[GLU+PRO+Hb+KET+pH+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.36

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 37: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022


РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/25.37

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 38: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.38

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 39: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.39

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 40: Ури-7[GLU+PRO+Hb+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.40

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 41: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/25.41

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 42: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.42

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 43: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.43

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 44: Ури-8[GLU+PRO+Hb+LEO+KET+pH+BIL+URO]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/150.44

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 45: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/25.45

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 46: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/50.46

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD




Imbian

 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 47: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.47

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 48: Ури-9[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.48

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 49: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/25.49

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 50: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.50

кг  2022.12.01

кг  2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 51: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022


РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.51

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 52: Ури-10[GLU+PRO+Hb+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.52

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.


Imbian
 ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 53: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/25.53

кг  2022.12.01


кг  2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C  +30°C

IVD



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 54: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.54

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 55: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.55

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 56: Ури-10[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/150.56

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 57: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/25.57

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 58: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



LOT 221201

кг REF iOR-001/50.58

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 59: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT 221201

кг REF iOR-001/100.59

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект 60: Ури-11[GLU+PRO+Hb+LEO+NIT+KET+pH+BIL+URO+SG+ASC]

Уритест- ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
анализа мочи «Уритест-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-024-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

LOT 221201

кг REF iOR-001/150.60

кг 2022.12.01

кг 2024.12.01

шт.

Замораживать не допускается!

+2°C



IVD



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

146 лист 06
Директор ООО «ИМБИАН»

[Signature] С.А. Иванов "20" 07 2023

