

Фотографические изображения медицинского изделия

Насос инфузионный волюметрический Agilia VP,
с принадлежностями

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации медицинских изделий и энтерального питания
ООО «Фрезениус Каби»


Вицкова Г. Ю.

«16» ноября 2022 г.

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью "Фрезениус Каби" настоящим сообщает, что медицинское изделие «Насос инфузионный волюметрический Agilia VP, с принадлежностями» выпускается в вариантах исполнения: Насос инфузионный волюметрический Agilia VP, Насос инфузионный волюметрический Agilia VP MC, Насос инфузионный волюметрический Agilia VP MC WiFi.

Поскольку базовые составы отличаются лишь насосами, то на фотографических изображениях представлены фотографии покрывающие состав для всех вариантов исполнения Насос инфузионный волюметрический Agilia VP, с принадлежностями

Список принадлежностей МИ «Насос инфузионный волюметрический Agilia VP, с принадлежностями» идентичен для всех вариантов исполнения .
В данном документе представлены фотографические изображения, покрывающие принадлежности для всех вариантов исполнения.

Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий и энтерального питания
ООО «Фрезениус Каби»

Вицкова Г. Ю

Насос инфузионный волюметрический Agilia VP, с принадлежностями

Вариант исполнения: Насос инфузионный волюметрический Agilia VP, в составе (макет маркировки)

AGILIA VP RU

Насос инфузионный волюметрический AGILIA VP

REF Z019556 **SN** 12345678

UDI **MD**

(01)04052682011573
(21)12345678
(11)220222
(240)Z019556

Представитель в РФ:
ООО «Фрезениус Каби»
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т,
д. 37, корп. 9, пом. XXIV, ком.15
+7 495 988-45-78
P3H 2019/8658 от **XX.XX.XXXX**

IP 22 EAC CE 0123

Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg, GERMANY
Tel.: +49 (0) 6172 / 686-0
www.fresenius-kabi.com
2022-02-22

MADE IN FRANCE

EP12970-2

⊕ ~ 100 - 240 V 50 / 60 Hz 10 - 15 VA


⊕ 5 V == 150 mA

⊕ == 10 V 15 W

⊕ 3,3 V == 45 mA

Вариант исполнения: Насос инфузионный волнометрический Agilia VP, в составе :





1. Насос Agilia VP MC - 1 шт.



AGILIA VP MC WIFI RU     **IP 22**   **0123**

Насос инфузионный волюметрический AGILIA VP MC WIFI

REF Z019756 **SN** 12345678

UDI  (01)00000000000000 (21)12345678 (11)220223 (240)Z019756

MD Представитель в РФ:
ООО «Фрезениус Каби» 
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т,
д. 37, корп. 9, пом. XXIV, ком.15
+7 495 988-45-78

Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg, GERMANY
Tel.: +49 (0) 6172 / 686-0
www.fresenius-kabi.com
2022-02-23

MADE IN FRANCE

 **~ 100 - 240 V 50 / 60 Hz 10 - 15 VA**  **T1.6AH250V**


 **5 V === 150 mA**  **== 10 V 15 W**  **3,3 V === 45 mA** **EP12974-1**

1. Насос Agilia VP MC WiFi - 1 шт.



Вариант исполнения: Насос инфузионный волуметрический Agilia VP MC WiFi в составе

1. Насос Agilia VP MC WiFi - 1 шт.



2. Шнур питания - 1 шт.



3. Комплект эксплуатационной документации – 1 шт

- Инструкция по применению



**FRESENIUS
KABI**

caring for life


Agilia VP

Волюметрический инфузионный насос

Применимо к версии программного обеспечения 4.1

Руководство по эксплуатации

Для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Agilia VP MC Agilia VP MC WIFI

Объемные инфузионные насосы

Применимо к версии программного обеспечения 4.1

Инструкция по применению

Для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях



3. Комплект эксплуатационной документации – 1 шт

- Брошюра «Компоненты системы»




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Инфузионная система Agilia Connect

Компоненты системы

Инструкция по применению




Принадлежности:

Держатель Agilia Holder Ambulance для крепления инфузионных насосов серии Agilia в автомобилях скорой помощи, в составе:




Держатель Agilia Holder Ambulance для крепления инфузионных насосов серии Agilia в автомобилях скорой помощи, в составе:

- держатель [Agilia Holder Ambulance](#) – 1 шт



- ключ для одного насоса Agilia - 2 шт.;






- ключ гаечный номер 13 - 1 шт.



- ключ шестигранный - 1 шт.




2. Датчик капель - 1 шт.




3. Кабель для подключения насоса Agilia к компьютеру через USB-порт - 1 шт.




4. Кабель для подключения насоса Agilia к компьютеру через COM-порт - 1 шт.



5. Кабель для подключения насоса Agilia к системе вызова медсестры - 1 шт.



7. Программное обеспечение Vigilant Software Suite _ 1 шт.



Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью

24 листа (ов)

Руководитель отдела
регистрации Вицкова Г.Ю.

