

ООО «Инстр Мед» 420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1,
офис 401, тел.8(843)2-000-905, факс 8(843)2-000-906 ИНН/КПП 1659051665/165901001 ОГРН 1041628206157 ОКВЭД
51.46.1, 51.46.2 р/с №40702810967000000898 к/с № 30101810400000000706 в ТАТАРСТАНСКИЙ РФ АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. КАЗАНЬ, г. Казань БИК 049205706

Фотографические изображения медицинского изделия

***Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов
внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22–001–
70872486–2021***




Директор ООО «Инстр Мед»

Килькинов Д.А.


2023 г.

1 Дуга, в необходимом варианте исполнения:

1.1 Дуга - радиусом от 80 до 280 мм с шагом 5 мм, не более 300 шт., (при необходимости);



1.2 Дуга 60°-радиусом от 130 до 165 мм с шагом 5 мм, не более 100 шт., (при необходимости);



2 Кольцо, в необходимом варианте исполнения.

2.1 Кольцо - диаметром от 90 до 300 мм с шагом 10 мм, не более 100 шт., (при необходимости);



2.2 Кольцо 5/8 - диаметром от 130 до 180 мм с шагом 10 мм, не более 80 шт., (при необходимости);



3 Полукольцо, в необходимом варианте исполнения.

6

3.1 Полукольцо - диаметром от 90 до 300 мм с шагом 10 мм, не более 5000 шт.;




3.2 Полукольцо с отогнутыми концами - диаметром от 120 до 160 мм с шагом 10 мм., не более 100 шт., (при необходимости);




4.1 Планка - длиной от 38 до 126 мм с шагом 11 мм., не более 500 шт., (при необходимости);




4.2 Планка винтовая - длиной 46, 67, 88 мм., не более 300 шт., (при необходимости);



5.1 Балка - длиной 159, 236, 335 мм., не более 300 шт., (при необходимости);



5.2 Балка с резьбовым хвостовиком - длиной от 131 до 251 мм с шагом 20 мм., не более 300 шт., (при необходимости);



6.1 Кронштейн с резьбовым отверстием - под стержни от Ø 3 мм до Ø 8 мм, шаг 0,5 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

Кронштейн с резьбовым отверстием ☒

Кронштейн с резьбовым хвостовиком ☐

Кронштейн шаровой с резьбовым хвостовиком ☐

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК



6.2 Кронштейн с резьбовым хвостовиком - под стержни от Ø 3 мм до Ø 8 мм, шаг 0,5 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед») 420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

Кронштейн с резьбовым отверстием ☐

Кронштейн с резьбовым хвостовиком ☒

Кронштейн шаровой с резьбовым хвостовиком ☐

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК ☒



6.3 Кронштейн шаровой с резьбовым хвостовиком под стержни от Ø 3 мм до Ø 8 мм, шаг 0,5 мм., не более 40 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной
ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней фиксации при переломах костей
по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

 Кронштейн с резьбовым отверстием ☐

 Кронштейн с резьбовым хвостовиком ☐

 Кронштейн шаровой с резьбовым хвостовиком ☒

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК ☐ И ☒

ОТК



6.4 Кронштейн шаровой с отверстием под стержни от Ø 3 мм до Ø 8 мм, шаг 0,5мм., не более 40 шт., (при необходимости);



6.5 Кронштейн двухосевой - длиной 35 мм., не более 500 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

Кронштейн двухосевой ☒

Кронштейн открытый и закрытый ☐

Кронштейн шаровой с отверстием ☐

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК ☒ ОТК




6.6 Кронштейн закрытый и открытый под стержни от Ø 3 мм до Ø 12 мм с шагом 0,5 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



6.7 Кронштейн двойной под стержни от Ø 3 мм до Ø 12 мм с шагом 0,5 мм., не более 2000 шт., (при необходимости);



6.8 Кронштейн трубка к трубке под стержни от Ø 3 мм до Ø 12 мм с шагом 0,5 мм., не более 2000 шт., (при необходимости);



6.9 Кронштейн штанга винт под стержни от Ø 3 мм до Ø 12 мм с шагом 0,5 мм., не более 100 шт., (при необходимости);



6.10 Кронштейн шарнирный под стержни Ø 3 мм до Ø 8 мм с шагом 0,5 мм., не более 50 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед») 420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

Кронштейн двойной ☐

Кронштейн «штанга винта» ☐

Кронштейн шарнирный ☒

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 6 мм

ИВ 2021 LOT 001

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021 Ti ☒ H ☐

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт. **ОТК** ОТК



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

Кронштейн-стержнедержатель, исполнение 1 ☒
Кронштейн-стержнедержатель, исполнение 2 ☐
Кронштейн «трубка к трубке» ☐

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 11 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021
РУ № _____ от _____
Количество: 1 шт.

ОТК ТИДН ☐ ОТК



6.12 Кронштейн-стержнедержатель, исполнение 2 - под стержни Ø 3 мм до Ø 8 мм с шагом 0,5 мм., не более 350 шт., (при необходимости);

Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г. город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_instr@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Кронштейны

Кронштейн-стержнедержатель, исполнение 1 ☐

Кронштейн-стержнедержатель, исполнение 2 ☒

Кронштейн «трубка к трубке» ☐

Длина _____ мм Под стержни, диаметр 6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

Титан ☒ Н ☐

ОТК



7.1 Стержень резьбовой - длиной от 60 до 400 мм с шагом 5 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);





Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Стержни

Стержень резьбовой ☐

Стержень резьбовой с отверстием ☒

Стержень телескопический ☐

Стержень дистракционный ☐

Стержень гладкий ☐

Штанга ☐ Трубка ☐


Длина 120 мм Диаметр мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № от

Количество: 7 шт. ОТК







Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед») 420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Стержни

Стержень резьбовой ☐

Стержень резьбовой с отверстием ☐

Стержень телескопический ☐

Стержень дистракционный ☒

Стержень гладкий ☐

Штанга ☐ Трубка ☐

Длина 50 мм Диаметр мм

ИВ 2023 LOT 07

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021 Тi ☐ H ☒ Карбон ☐

РУ № 07

Количество: 1 шт. ОТК









Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
 420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
 г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
 Тел. +7(843)211-02-02
 e-mail: med_torg@mail.ru
 Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
 аппаратов внешней фиксации при переломах костей
 по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Втулка

Диаметр 14 мм

! - - ЯНВ 2023 LOT 007

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК



10. Шайба, в необходимом варианте исполнения:

31

10.1 Шайба с пазом- диаметром от 10 до 22 мм с шагом 2 мм., не более 5000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Шайбы
Шайба ☐ Шайба с пазом ☒
Диаметр 12 мм
ТУ 32.50.22-001-70872486-2021
РУ № _____ от _____
Количество: 1 шт.

LOT 001
ФЕВ 2023
ОТК ОТК

10.2 Шайба - с внутренним диаметром от 6 до 8 мм с шагом 0,1 мм., не более 5000 шт., (при необходимости);




Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Шайбы
Шайба ☒ Шайба с пазом ☐
Диаметр 7 мм
- ИЗБ 2023 LOT 001
ТУ 32.50.22-001-70872486-2021
РУ № _____ от _____
Количество: 1 шт.

ТИ ☒ ОТК ☒

11 муфта, в необходимом варианте исполнения:

11.1 Муфта - длиной от 20 до 60 мм с шагом 10 мм., не более 2000 шт., (при необходимости);



11.2 Муфта супримекс - длиной от 20 до 60 мм с шагом 10 мм., не более 2000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Муфты

Муфта ☐ Муфта супримекс ☒

Длина 20 мм

Муфта для стержней ☐

Длина _____ мм Под стержни, диаметр _____ мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

LOT 001

Титан ☒ Н ☐

ОТК ОТК



11.3 Муфта для стержней под стержни от Ø 3 мм до Ø 12 мм с шагом 0,5 мм., не более 5000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Муфты

Муфта ☐ Муфта супримекс ☐

Длина _____ мм

Муфта для стержней ☒

Длина _____ мм Под стержня, диаметр 6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021 LOT 2023 101

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК ☒



12 болт, в необходимом варианте исполнения.

12.1 Болт с пазом - диаметром от 4 мм до 8 мм с шагом 1 мм., не более 10000 шт.;



12.2 Болт с отверстием - диаметром от 4 мм до 8 мм с шагом 1 мм., не более 10000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань,
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Болты
Болт с пазом ☐ Болт с отверстием ☒ Болт ☐

Диаметр 6 мм

--- ЯНВ 2023 LOT 001

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

Титан ☒ **ОТК** ОТК

12.3 Болт-ГОСТ 7798-70, не более 10000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань.
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Болты

Болт с пазом ☐ Болт с отверстием ☐ Болт ☒

Диаметр 6 мм

ИЗМ. 1

ЯНВ 2023 LOT 001

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК

И ☐ Н ☒

ОТК

13. Гайка-ГОСТ 5915-70, не более 10000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань,
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней фиксации при переломах костей
по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Гайка
Размер 10 мм

ЯНВ 2021 LOT 001

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021 ТИ ☒ Н ☐ **ОТК**


РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт. **ОТК**

14. Ключ, в необходимом варианте исполнения:

40

14.1 Ключ торцовый - - присоединительный размер от 9 до 12 мм с шагом 1 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



14.2 Ключ рожковый - соединительный размер от 8 до 19 мм с шагом 1мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань,
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней фиксации при переломах костей
по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Ключи

Ключ торцовый ☐
Ключ стержневой ☐ Ключ ☒
Присоединительный размер 10 мм

ЯНВ 2023 LOT 001

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

ОТК



14.3 Ключ стержневой - соединительный размер от 3 до 8 мм с шагом 1мм., не более 100 шт., (при необходимости);



15.1 Спицелатягиватель - под спицы от 0,5 до 5 мм с шагом 0,1 мм., не более 100 шт., (при необходимости);




15.2 Спицнатягиватель - тарированный под спицы от 0,5 до 5 мм с шагом 0,1 мм., не более 100 шт., (при необходимости);



16 Отвертка, в необходимом варианте исполнения:


45

16.1 Отвертка- под шлиц от 0,5 до 6 мм. с шагом 0,1мм. (Исп.1), не более 100 шт., (при необходимости);



16 Отвертка, в необходимом варианте исполнения:

16.1 Отвертка- под шлиц от 0,5 до 6 мм. с шагом 0,1мм. (Исп.2), не более 100 шт., (при необходимости);



16.2 Отвертка с винтофиксатором - под шлиц от 0,5 до 6 мм с шагом 0,1мм., (Исп.1), не более 100 шт., (при необходимости);




16.2 Отвертка с винтофиксатором - под шлиц от 0,5 до 6 мм с шагом 0,1мм., (Исп.2), не более 100 шт., (при необходимости);



16.3 Отвертка канюлированная - под шлиц от 0,5 до 6 мм с шагом 0,1 мм., (Исп.1), не более 100 шт., (при необходимости);



16.3 Отвертка канюлированная - под шлиц от 0,5 до 6 мм.с шагом 0,1мм. (Исп.2), не более 100 шт., (при необходимости);



16.4 Отвёртка Т – образная- под шлиц от 0,5 до 6 мм., с шагом 0,1мм (Исп.1) не более 100 шт., (при необходимости);




16.4 Отвертка Т – образная- под шлиц от 0,5 до 6 мм. с шагом 0,1мм. (Исп.2), не более 100 шт., (при необходимости);



17.1 Метчик –диаметром от 2 до 10 мм с шагом 0,1 мм., не более 100 шт., (при необходимости);



17.2 Метчик канюлированный- диаметр от 2 до 10 мм с шагом 0,1 мм., не более 100 шт., (при необходимости);



18 Сверло, в необходимом варианте исполнения:

55

18.1 Сверло - диаметром от 0,8 до 20 мм с шагом 0,1 мм., (Исп.1), не более 1000 шт., (при необходимости);



18.1 Сверло - диаметром от 0,8 до 20 мм., мм с шагом 0,1 мм. (Исп.2), не более 1000 шт., (при необходимости);

Общество с ограниченной
ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней фиксации при переломах костей
по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Сверла

 Сверло, исполнение 1 ☐

 Сверло, исполнение 2 ☒

Сверло канюлированное ☐

Диаметр 1,6 мм

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

РУ № _____ от _____

Количество: 1 шт.

LOT 001


ОТК




18.2 Сверло канюлированное - диаметром от 0,8 до 20 мм., с шагом 0,1 мм., не более 300 шт., (при необходимости);



19. Направитель - под сверла диаметром от 0,8 до 10 мм с шагом 0,1 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



20. Рукоятка для метчиков и отверток, не более 1000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстру Мет» (ООО «Инстру Мет»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: info@instrumentmet.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов высшей фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021
Рукоятка для метчиков и отверток
Длина 150 мм
- HE 70 LOT 2021
ОТК
ТУ 32.50.22-001-70872486-2021
РУ № _____ ОТ _____
Количество: 1 шт. ОТК

21. Экстрактор-под шлиц - диаметром от 0,5 до 5 мм., с шагом 0,5 мм(Исп.1), не более 1000 шт., (при необходимости);



21. Экстрактор-под шлиц - диаметром от 1 до 25 с шагом 0,5 мм.(Исп. 2), не более 1000 шт., (при необходимости);



22. Кусачки –под спицы от 0,5 до 5 мм., с шагом 0,1 мм., не более 100 шт., (при необходимости);




23. Изгибатель - соединительный размер от 0,4 до 12 мм с шагом 0,1 мм., не более 100 шт., (при необходимости);




24. Скоба для скелетного вытяжения - шириной от 80 до 300 мм с шагом 10 мм., не более 500 шт., (при необходимости);



25. Пила Джигли - длиной от 300 до 800 мм с шагом 25 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



26. Штанга диаметром от 3 до 20 мм с шагом 0,5мм., длиной от 50 до 600 мм с шагом 0,1 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



27. Трубка диаметром от 3 до 20мм с шагом 0,5мм., длиной от 50 до 600 мм с шагом 0,1 мм., не более 1000 шт., (при необходимости);



Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед»)
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань,
г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, оф. 401
Тел. +7(843)211-02-02
e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней фиксации при переломах костей
по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021

Стержни

Стержень резьбовой ☐
Стержень резьбовой с отверстием ☐
Стержень телескопический ☐
Стержень дистракционный ☐
Стержень гладкий ☐
Штанга ☐ Трубка ☒
Длина 100 мм Диаметр 11 мм

ИД 202 LOT 001

ТУ 32.50.22-001-70872486-2021 ТН ☐ Н ☐ Карбон ☒
РУ № _____ шт. ОТК _____
Количество: 1 шт.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Инстр Мед»

_____ Килькинов Д.А.
« ____ » _____ 2023 г.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации
при переломах костей


Введена впервые

2023

29. Маркировка индивидуальной упаковки (макет), пример



30. Транспортная упаковка

Общество с ограниченной
 ответственностью «Восток Мед» (ООО «Восток Мед»)
 429034, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Шадерова Куликова, д.1, оф. 401
 Тел. +7(843)5211-02-02
 e-mail: info@vostokmed.ru

Комплект узла, деталей и инструментов для сборки аппаратов репеллентной функции при определенных условиях
 по ТУ 32.50.22-001-7007248-2021

ТУ 32.50.22-001-7007248-2021
 РВ № _____

ОТК

Условия транспортирования: температура от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +23°C.
 Условия хранения: температура от -15°C до +40°C, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +23°C.



31. Макет маркировки транспортной упаковки

    LOT  	 Общество с ограниченной ответственностью «Инстр Мед» (ООО «Инстр Мед») 420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о город Казань, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1, офис 401 Тел. +7(843)211-02-02 e-mail: med_torg@mail.ru
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней фиксации при переломах костей по ТУ 32.50.22-001-70872486-2021	
ТУ 32.50.22-001-70872486-2021 РУ № _____ от _____	
Условия транспортирования: температура -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C. Условия хранения: температура +5°C до +40°C, относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.	
  	ОТК

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 71

(семьдесят один) листов.

ООО «Инстр Мед»



Директор

Килькинов Д.А.