



Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения.

Салфетки марлевые медицинские стерильные размером:

70 x 68 см (однослойные) по 5 шт;
45 x 29 см (однослойные) по 10 шт;
45 x 29 см (двухслойные) по 5 шт;
16 x 14 см (однослойные) по 20 шт или 40 шт;

16 x 14 см (двухслойные) по 10 шт. или 20 шт;
16 x 14 см (четырёхслойные) по 5 шт. или 10 шт.

Основные параметры и характеристики.

Салфетки изготавливаются из марли по Гост 9412 однослойными, двухслойными и четырёхслойными, упакованные в пергаментную оболочку, затем в полиэтиленовую (полипропиленовую) пленку по Гост 10354. Изделия одного размера должны быть скомплектованы. Раскрой салфеток производится по основе или утку. Кромка марли не обрезана. Швы в салфетках не допускаются. Все края загнуты вовнутрь.

Область применения.

Для медицинских целей: может быть использована в стационарных амбулаторных медицинских учреждениях, предназначена для изготовления операционно-перевязочных средств. Применять только по назначению. Противопоказания к применению не выявлены. С лекарственными средствами не взаимодействует. Побочные действия не обнаружены. Предназначены для однократного применения. Стерилизация радиационная.

Правила хранения и транспортирования.

Хранение и транспортирование осуществляется по ГОСТ 7000.

Продукция транспортируется автомобильным транспортом, при этом должны быть сохранены первоначальный вид и качество перевозимой продукции.

Хранение должно осуществляться в сухом, чистом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности. Не допускается хранение продукции под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества салфеток требованиям Гост 16427-93 при соблюдении условий эксплуатации (указаний по применению), транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности стерильных салфеток - 5 лет. Не применять после истечения срока годности.

Сведения об утилизации.

После использования салфеток, упаковку следует выбросить в урну. Утилизация использованных салфеток в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия - разорвите оболочку.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Емельян Савостинь. Ватная фабрика" (ООО «Емельян Савостинь»)

Юридический адрес: 391022, Рязанская область, Клепиковский район, с.Екшур.

Телефон/факс (49142) 2-99-91, (49142) 2-43-40

E-mail: info@esavostin.ryazan.ru

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения Гост 16427-93 и техническая документация № 1