

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022, в
вариантах исполнения**

2023

Маркировка медицинского изделия



Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 560»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022:
вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Напряжение и частота: 100–120/200–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 240 ВА

SN 21AB2601003



07.2022




Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Маркировка медицинского изделия



Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 580»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022:
вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–120/200–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 240 ВА

SN 22AB2101004



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Макеты транспортной маркировки



Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.


SN 22AB2101004

 07.2022

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Габаритные размеры упаковки _____



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204



Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.


SN 21AB2601003

 07.2022

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Габаритные размеры упаковки _____



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Макеты транспортной маркировки



Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560»


(Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

SN 21AB2601003



07.2022



Масса нетто _____

Масса брутто _____

Габаритные размеры упаковки _____



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204



Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580»


(Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

SN 22AB2101004



07.2022



Масса нетто _____

Масса брутто _____


Габаритные размеры упаковки _____



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Используемые обозначения:

Символ	Наименование/обозначение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Обратитесь к инструкции по применению
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Вверх
	Беречь от влаги
	Осторожно, хрупкое
	Диапазон температуры
	Ограничение атмосферного давления
	Диапазон влажности
	Логотип ООО «Лидкор»

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) л.

Директор
ООО «ТИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



» июля 2023 г.



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022, в вариантах исполнения

2023

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»: Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580». Общий вид




Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»: Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580». Вид сзади.




Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»: Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580». Маркировка




Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580». Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580». Маркировка внутренних частей.



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580». Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580». Маркировка внутренних частей.



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580». Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 580». Маркировка внутренних частей.




Программное обеспечение «Лидлаб Енисей F 580» для управления анализатором (USB-накопитель для установки на персональный компьютер)




Примечание: внешний вид USB-накопителя может отличаться


Шнур заземления




Контейнер для слива жидких отходов




Трубка для подключения контейнера для слива жидких отходов




Трубка для подключения емкости с дилуентом



Трубка для подключения емкости с лизирующим реагентом LD-5



Трубка для подключения емкости с лизирующим реагентом LH-5



Кабель питания



Сетевой кабель Ethernet (2м)



Пластиковый адаптер №1 к штативу для подачи проб в анализатор




Пластиковый адаптер №2 к штативу для подачи проб в анализатор




Пластиковый адаптер №3 к штативу для подачи проб в анализатор



Штатив для подачи проб в анализатор





Примечание: внешний вид руководства по эксплуатации может отличаться

2	
3	Проверка
	Длина, мм
	550 ± 10 %

20
Шнур заземления
3
90

1,5	±10%
Ø 10	±10%
Ø 8	±10%
1	±10%
160	±10%
1,5	±10%
Ø 6	±10%
Ø 4	±10%
1	±10%
45	±10%

Примечание: внешний вид паспорта может отличаться

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»: Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560». Общий вид



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»: Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560». Вид сзади.



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения



**Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 560»**

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022:
вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 240 ВА

SN 21AB2601003



07.2022

IVD




Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560». Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560»: Маркировка внутренних частей



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560». Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560»: Маркировка внутренних частей




Программное обеспечение «Лидлаб Енисей F560» для управления анализатором (USB-накопитель для установки на персональный компьютер)



Примечание: внешний вид USB-накопителя может отличаться.


Шнур заземления




Контейнер для слива жидких отходов




Трубка для подключения контейнера для слива жидких отходов




Трубка для подключения емкости с дилюентом




Трубка для подключения емкости с лизирующим реагентом LD-5



Трубка для подключения емкости с лизирующим реагентом LH-5




Кабель питания



Сетевой кабель Ethernet (2м)



Руководство по эксплуатации



Примечание: внешний вид руководства по эксплуатации может отличаться

лидкор

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ №06-07/2022

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант
исполнения «Лидлаб Енисей F 560»

ТУ 26.51.53-298-65614693-2022
ПУ №
№ серии 21AB2601003

Дата изготовления 07.2022
Срок службы 5 лет

Условия хранения: при температуре от +10 до +40 °С и влажности ≤ от 10 % до 90 %
(без конденсации).

без конденсации).				Результат контроля
1	Характеристика			Соответствует
1	Функциональность анализатора соответствует требованиям пунктов 1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.8, 1.1.16, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23 ТУ			Соответствует
2	Конструкция анализатора соответствует пунктам 11.1.9, 1.1.30 ТУ			Соответствует
3	Проверка габаритных размеров и массы			
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
	390 ± 10 %	480 ± 10 %	530 ± 10 %	31 ± 10 %
	Параметр			Значение
	Программное обеспечение «Лидлаб Енисей F 560» для управления анализатором/ (USB-накопитель для установки на персональный компьютер)			Допуск, %
	Габаритные размеры (ДхШ), мм		110х100	±10%
	Тип USB		3.0/3.1	—
	Масса, г		20	±10%
	Шнур заземления			
	Длина, м		3	±10%
	Масса, г		90	±10%
	Контейнер для слива жидких отходов			
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм		300х300х300	±10%
	Масса, г		200	±10%
	Трубка для подключения контейнера для слива жидких отходов			
	Длина, м		1,5	±10%
	Наружный диаметр, мм		Ø 10	±10%
	Внутренний диаметр, мм		Ø 8	±10%
	Толщина стенки, мм		1	±10%
	Масса, г		160	±10%
	Трубка для подключения емкости с дилюентом			
	Длина, м		1,5	±10%
	Наружный диаметр, мм		Ø 6	±10%
	Внутренний диаметр, мм		Ø 4	±10%
	Толщина стенки, мм		1	±10%
	Масса, г		45	±10%
	Трубка для подключения емкости с лизирующим реагентом LD-5			
	Длина, м		1,5	±10%
	Наружный диаметр, мм		Ø 3	±10%
	Внутренний диаметр, мм		Ø 2	±10%
	Толщина стенки, мм		0,5	±10%
	Масса, г		10	±10%
	Трубка для подключения емкости с лизирующим реагентом LH-5			
	Длина, м		1,5	±10%
	Наружный диаметр, мм		Ø 4	±10%
	Внутренний диаметр, мм		Ø 2	±10%
	Толщина стенки, мм		1	±10%

Примечание: внешний вид паспорта может отличаться.

Паспорт




Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 560»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022: вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 560»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

SN 21AB2601003



07.2022



Масса нетто 31 кг

Масса брутто 46 кг

Габаритные размеры упаковки 612 x 537 x 727 мм



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204




**Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 580»**


(Анализатор гематологический автоматический для диагностики *in vitro* «Лидлаб Енисей» серии F 5 по ТУ 26.51.53-298-65614693-2022:
вариант исполнения «Лидлаб Енисей F 580»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

SN 22AB2101004





07.2022



Масса нетто 56 кг

Масса брутто 86 кг

Габаритные размеры упаковки 854x697x802 мм



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

40 (сорок) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

 /Е. Ю. Гохгут/

