

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«10» июля 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, в
вариантах исполнения**

2023

Маркировка медицинского изделия



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1200»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1200»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 600 ВА

SN ID00024723



IVD



07.2022

Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

Маркировка медицинского изделия



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1800»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1000 ВА

SN IA00099028



08.2022

Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

Маркировка медицинского изделия



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 3000»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 3000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1200 ВА



FC40235923



03.2022

Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

Маркировка медицинского изделия



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 9000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1200 ВА

SN HA00019927

 07.2022



IVD




Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

Маркировка медицинского изделия



Модуль автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур XL»

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1000 ВА



DS00006528



08.2022

Только для профессионального применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

Маркировка медицинского изделия



Модуль автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур L»

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 500 ВА



AS00248627



07.2022

Только для профессионального применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

Макеты транспортной маркировки



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1200»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1200»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

SN ID00024723



07.2022

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Габаритные размеры упаковки: _____



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1800»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

SN IA00099028



08.2022

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Габаритные размеры упаковки: _____



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 3000»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 3000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



FC40235923



03.2022

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Габаритные размеры упаковки: _____



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.



**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 9000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



HA00019927




07.2022

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Габаритные размеры упаковки: _____



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.



Модуль автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур XL»

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


SN DS00006528

 08.2022

Масса нетто: _____


Масса брутто: _____

Габаритные размеры упаковки: _____



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Используемые обозначения:

Символ	Наименование/обозначение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Обратитесь к инструкции по применению
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Вверх
	Беречь от влаги
	Осторожно, хрупкое
	Диапазон температуры

11 (прикарывать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

[Signature] /Е. Ю. Гохгут/



Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, в вариантах исполнения

2023





**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1200»**

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1200»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 600 ВА

 SN ID00024723

 07.2022



IVD



Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204




































Стартовый набор растворов: Раствор промывающий для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур раствор промывающий» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 276-65614693-2022, 1 л

























УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЛИДКОР»

Гохут Е.Ю.

«10» июля 2023 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1200»

Версия 1.2

Примечание: внешний вид Руководства по эксплуатации в комплекте поставки может отличаться от указанного на фото, однако содержание должно соответствовать эксплуатационной документации регистрационного досье

лидкор

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ №01-07/2022

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1200»

ТУ 26.51.53-283-65614693-2022
РУ № РЗН XXXX/XXXX от
XX.XX.XXXX
Серийный номер ID00024723

Дата изготовления 07.2022
Срок службы 10 лет

Условия хранения: при температуре от -40 до +55°C и влажности ≤93% (без конденсата).

Характеристика			Результат контроля
1	Внешний вид анализатора соответствует указанному в Приложении В ТУ		Соответствует
2	Конструкция анализатора соответствует пунктам 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.4 – 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.7 – 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.11 – 1.1.3.1.13, 1.1.3.2, 1.1.3.2.1 – 1.1.3.2.3, 1.1.3.3, 1.1.3.3.1 – 1.1.3.3.7, 1.1.17, 1.1.24 – 1.1.26 ТУ		Соответствует
3	Анализатор подключен к заземленной трехконтактной розетке питающей сети переменного тока с напряжением 100-240 В переменного тока и частотой 50/60 Гц		Соответствует
4	Проверка габаритных размеров		Соответствует
	Габаритные размеры (± 5%)	Масса (± 5%)	
	Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1200»	Длина – 930 мм Ширина – 710 мм Высота – 650 мм	
	Кабель питания анализатора	Длина – 2 м	
	Кабель сетевой Ethernet, 5м	Длина – 5 м	
	Кабель RS-232, 5м	Длина – 5 м	
	Штатив на 16 пробирок для загрузки образцов в анализатор	Длина – 320 мм Ширина – 90 мм Высота – 50 мм	
	Бак для раствора промывающего, 10 л	Длина – 225 мм Ширина – 300 мм	
	Крышка бака для раствора промывающего подключаемая	ø46×22 мм	
	Датчик бака для раствора промывающего	Длина – 300 мм	
	Контейнер сливной, 10 л	Длина – 230 мм Ширина – 300 мм	
	Крышка контейнера сливного	ø78×27 мм	
	Крышка контейнера сливного подключаемая	ø78×27 мм	
	Датчик контейнера сливного	Длина – 80 мм	
	Контейнер для отходов одноразовый	Длина – 222 мм Ширина – 300 мм	
	Соединение Люэра наружное с фиксированным стопорным кольцом (зеленое)	Длина – 25 мм	





**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1200»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1200»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


SN ID00024723

 07.2022

Масса нетто: 120 кг

Масса брутто: 169 кг

Габаритные размеры упаковки: 114×85×86 см.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.





**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1800»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1000 ВА

SN IA00099028



08.2022




IVD




Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204







































Стартовый набор растворов: Раствор промывающий для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур раствор промывающий» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 276-65614693-2022, 1 л





Охладитель, 500 мл. Вид спереди, вид сзади.

Инжектор охладителя, 150 мл






Кювета одворазовая для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур Кювета» для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50-281-65614693-2022, производства ООО «Лидкор»




























Примечание: внешний вид Руководства по эксплуатации в комплекте поставки может отличаться от указанного на фото, однако содержание должно соответствовать эксплуатационной документации регистрационного досье

лидкор

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ №01-08/2022

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1800»


ТУ 26.51.53-283-65614693-2022
РУ № РЗН XXXX/XXXX от
XX.XX.XXXX
Серийный номер IA00099028

Дата изготовления 08.2022
Срок службы 10 лет

Условия хранения: при температуре от -40 до +55°C и влажности ≤93% (без конденсата).

	Характеристика	Результат контроля																																													
1	Внешний вид анализатора соответствует указанному в Приложении В ТУ	Соответствует																																													
2	Конструкция анализатора соответствует пунктам 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.4 – 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.7 – 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.11 – 1.1.3.1.13, 1.1.3.2, 1.1.3.2.1 – 1.1.3.2.3, 1.1.3.3, 1.1.3.3.1 – 1.1.3.3.7, 1.1.17, 1.1.24 – 1.1.26 ТУ	Соответствует																																													
3	Анализатор подключен к заземленной трехконтактной розетке питающей сети переменного тока с напряжением 100-240 В переменного тока и частотой 50/60 Гц	Соответствует																																													
4	Проверка габаритных размеров	Соответствует																																													
	<table><tr><th></th><th>Габаритные размеры (± 5%)</th><th>Масса (± 5%)</th></tr><tr><td>Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»</td><td>Длина – 1030 мм Ширина – 750 мм Высота – 710 мм</td><td>150 кг</td></tr><tr><td>Кабель питания анализатора</td><td>Длина – 2 м</td><td>200 г</td></tr><tr><td>Кабель сетевой Ethernet, 5м</td><td>Длина – 5 м</td><td>127г</td></tr><tr><td>Штатив на 5 пробирок для загрузки образцов в анализатор</td><td>Длина – 124 мм Ширина – 21 мм Высота – 90 мм</td><td>44 г</td></tr><tr><td>Бак для раствора промывающего, 10 л</td><td>Длина – 225 мм Ширина – 300 мм</td><td>600 г</td></tr><tr><td>Крышка бака для раствора промывающего подключаемая</td><td>ø46×22 мм</td><td>9 г</td></tr><tr><td>Датчик бака для раствора промывающего</td><td>Длина – 300 мм</td><td>85 г</td></tr><tr><td>Контейнер сливной, 10 л</td><td>Длина – 230 мм Ширина – 300мм</td><td>900 г</td></tr><tr><td>Крышка контейнера сливного</td><td>ø78×27 мм</td><td>27 г</td></tr><tr><td>Крышка контейнера сливного подключаемая</td><td>ø78×27 мм</td><td>18 г</td></tr><tr><td>Датчик контейнера сливного</td><td>Длина – 80 мм</td><td>90 г</td></tr><tr><td>Контейнер для отходов одноразовый</td><td>Длина – 320 мм Ширина – 110 мм Высота – 90 мм</td><td>58 г</td></tr><tr><td>Крышка мягкая (белая)</td><td>Диаметр – 12 мм</td><td>0,5 г</td></tr><tr><td>Винты M4×8</td><td>–</td><td>3 г</td></tr></table>		Габаритные размеры (± 5%)	Масса (± 5%)	Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»	Длина – 1030 мм Ширина – 750 мм Высота – 710 мм	150 кг	Кабель питания анализатора	Длина – 2 м	200 г	Кабель сетевой Ethernet, 5м	Длина – 5 м	127г	Штатив на 5 пробирок для загрузки образцов в анализатор	Длина – 124 мм Ширина – 21 мм Высота – 90 мм	44 г	Бак для раствора промывающего, 10 л	Длина – 225 мм Ширина – 300 мм	600 г	Крышка бака для раствора промывающего подключаемая	ø46×22 мм	9 г	Датчик бака для раствора промывающего	Длина – 300 мм	85 г	Контейнер сливной, 10 л	Длина – 230 мм Ширина – 300мм	900 г	Крышка контейнера сливного	ø78×27 мм	27 г	Крышка контейнера сливного подключаемая	ø78×27 мм	18 г	Датчик контейнера сливного	Длина – 80 мм	90 г	Контейнер для отходов одноразовый	Длина – 320 мм Ширина – 110 мм Высота – 90 мм	58 г	Крышка мягкая (белая)	Диаметр – 12 мм	0,5 г	Винты M4×8	–	3 г	
	Габаритные размеры (± 5%)	Масса (± 5%)																																													
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»	Длина – 1030 мм Ширина – 750 мм Высота – 710 мм	150 кг																																													
Кабель питания анализатора	Длина – 2 м	200 г																																													
Кабель сетевой Ethernet, 5м	Длина – 5 м	127г																																													
Штатив на 5 пробирок для загрузки образцов в анализатор	Длина – 124 мм Ширина – 21 мм Высота – 90 мм	44 г																																													
Бак для раствора промывающего, 10 л	Длина – 225 мм Ширина – 300 мм	600 г																																													
Крышка бака для раствора промывающего подключаемая	ø46×22 мм	9 г																																													
Датчик бака для раствора промывающего	Длина – 300 мм	85 г																																													
Контейнер сливной, 10 л	Длина – 230 мм Ширина – 300мм	900 г																																													
Крышка контейнера сливного	ø78×27 мм	27 г																																													
Крышка контейнера сливного подключаемая	ø78×27 мм	18 г																																													
Датчик контейнера сливного	Длина – 80 мм	90 г																																													
Контейнер для отходов одноразовый	Длина – 320 мм Ширина – 110 мм Высота – 90 мм	58 г																																													
Крышка мягкая (белая)	Диаметр – 12 мм	0,5 г																																													
Винты M4×8	–	3 г																																													





**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 1800»**
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022,
вариант исполнения: «Лидлаб Амур 1800»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


SN IA00099028

 08.2022

Масса нетто: 150 кг

Масса брутто: 210 кг

Габаритные размеры упаковки: 120 × 95 × 90 см



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

III. Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 3000» с подключенным Модулем автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур L». Общий вид





Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 3000»
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 3000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1200 ВА

 SN FC40235923

 03.2022




IVD



Только для профессионального
применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204





Модуль автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур L»


(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Напряжение и частота: 100-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 500 ВА

SN AS00248627



07.2022




Только для профессионального применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204


Модуль автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур L» в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Кабель питания




















Стартовый набор растворов: Раствор запускающий "Лидлаб Амур Пре-триггер" для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro ТУ 21.20.23 – 277-65614693-2022, 900 мл




Стартовый набор растворов: Раствор запускающий «Лидлаб Амур Триггер» для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 279-65614693-2022, 900 мл



Стартовый набор растворов: Раствор промывающий для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур раствор промывающий» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 276-65614693-2022, 1 л





Охладитель, 500 мл. Вид спереди, вид сзади.

























Бак промежуточный для раствора промывающего (на борту анализатора)


































Примечание: внешний вид Руководства по эксплуатации в комплекте поставки может отличаться от указанного на фото, однако содержание должно соответствовать эксплуатационной документации регистрационного досье

лидкор

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ №01-03/2022

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 3000»

ТУ 26.51.53-283-65614693-2022
РУ № РЗН XXXX/XXXX от
XX.XX.XXXX
Серийный номер FC40235923

Дата изготовления 03.2022
Срок службы 10 лет

Условия хранения: при температуре от -20 до +55°C и влажности ≤93% (без конденсата).

	Характеристика			Результат контроля
1	Внешний вид анализатора соответствует указанному в Приложении В ТУ			Соответствует
2	Конструкция анализатора соответствует пунктам 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.4 – 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.7 – 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.11 – 1.1.3.1.13, 1.1.3.2, 1.1.3.2.1 – 1.1.3.2.3, 1.1.3.3, 1.1.3.3.1 – 1.1.3.3.7, 1.1.17, 1.1.24 – 1.1.26 ТУ			Соответствует
3	Анализатор подключен к заземленной трехконтактной розетке питающей сети переменного тока с напряжением 100-240 В переменного тока и частотой 50/60 Гц			Соответствует
4	Проверка габаритных размеров			
		Габаритные размеры (± 5%)	Масса (± 5%)	Соответствует
	Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 3000»	Длина – 1146 мм Ширина – 816 мм Высота – 1410 мм	310	
	Кабель питания анализатора	Длина – 2 м	200 г	
	Трубка для слива отходов, 5м	Диаметр – 16 мм Длина – 5 м	760 г	
	Зажим для трубки диаметром 16-25 мм	–	6,3 г	
	Контейнер сливной, 10 л	Длина – 230 мм Ширина – 295 мм	900 г	
	Датчик контейнера сливного	Длина – 80 мм	90 г	
	Крышка контейнера сливного	ø78×27 мм	27 г	
	Крышка контейнера сливного подключаемая	ø78×27 мм	18 г	
	Контейнер для твердых отходов	Длина – 240 мм Ширина – 195 мм Высота – 250 мм	172 г	
	Бак для раствора промывающего, 10л	Длина – 225 мм Ширина – 300 мм	600 г	
	Крышка бака для раствора промывающего подключаемая	ø46×22 мм	9 г	
	Датчик бака для раствора промывающего	Длина – 80 мм	93 г	
	Бак промежуточный для раствора промывающего	Длина – 230 мм Ширина – 230 мм Высота – 300 мм	900 г	
	Пластина для установки ножек анализатора	Длина – 150 мм Ширина – 50 мм	414 г	

Паспорт

Транспортная упаковка
(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 3000» с Модулем автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур L»)



IV. Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000» с подключенным Модулем автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур XL». Общий вид





**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»**

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-
65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 9000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1200 ВА

SN HA00019927

 07.2022



IVD



Только для профессионального
применения

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204





Модуль автоматической подачи штативов для образцов «Лидлаб Амур XL»

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022)


Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1000 ВА

SN DS00006528

 08.2022




Только для профессионального применения



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204


Модуль автоматической подачи штативов «Лидлаб Амур XL» для образцов в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Кабель питания




Модуль автоматической подачи штативов «Лидлаб Амур XL» для образцов в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Кабель сетевой Ethernet, 5м



Модуль автоматической подачи штативов «Лидлаб Амур XL» для образцов в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Лоток для образцов XL




Модуль автоматической подачи штативов «Лидлаб Амур XL» для образцов в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Штатив на 5 пробирок для загрузки образцов



Модуль автоматической подачи штативов «Лидлаб Амур XL» для образцов в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Штатив на 5 пробирок для загрузки образцов без ручки







Модуль автоматической подачи штативов «Лидлаб Амур XL» для образцов в анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур»: Кабель сетевой Ethernet, 15 м















Стартовый набор растворов: Раствор запускающий «Лидлаб Амур Триггер» для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 279-65614693-2022, 900 мл



Стартовый набор растворов: Раствор промывающий для анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур раствор промывающий» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 276-65614693-2022, 1 л





SysCooling Coolant

Important Notices:

Before you use the product, please read the following operating instructions and important notices carefully. Syscooling will only guarantee the safety of the product that has been installed and stored properly in accordance with the operating instructions.

Features:

- The functions of coolant include water quality leveling, anti-freeze, anti-rusting and water scale reducing.
- Coolant can effectively reduce the temperature of computer system.
- Protects all cooling system metals from corrosion and cavitation including aluminum.
- Can be filled in any kind of water liquid cooling system.
- Guarantee period: 5 years (On close status).
- This product has passed ROHS.

DATE:

2022-06-27
20220620


CAUTION:

- Include coolant can only used with Syscooling liquid cooling system series products.
- Do not use for any other purposes.
- Place to shade and avoid exposure to sunshine.



<http://www.syscooling.com>

Made in China



Охладитель, 500 мл

(Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro
по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022
в вариантах исполнения)

РУ № _____

Охлаждающая жидкость для систем охлаждения анализатора. Используется для охлаждения карусели реагентов.

Функции охладителя включают: поддержание правильного уровня жидкости, антизамерзание, антикоррозийные свойства и уменьшение образования накипи. Охладитель может эффективно снижать температуру системы. Защита металла охлаждающей системы от коррозии и образования пустот, включая алюминий.

ОСТОРОЖНО:

Данный охладитель может быть использован только с жидкостными системами охлаждения.

Никогда не используйте для других целей.

Хранить в темных местах, избегайте солнечного света.

Может быть залита в любые водяные системы охлаждения.

Гарантийный срок хранения: 5 лет (в закрытом состоянии).

Продукт прошел проверку ROHS (ограничение опасных веществ).

Дату изготовления см. на упаковке.

Изготовлено China Syscooling Technology Co., Ltd. Китай

Охладитель, 500 мл. Вид спереди, вид сзади.























































Примечание: внешний вид Руководства по эксплуатации в комплекте поставки может отличаться от указанного на фото, однако содержание должно соответствовать эксплуатационной документации регистрационного досье

лидкор

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ №02-07/2022

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 9000»

ТУ 26.51.53-283-65614693-2022
РУ № РЗН XXXX/XXXX от
XX.XX.XXXX
Серийный номер HA00019927

Дата изготовления 07.2022
Срок службы 10 лет

Условия хранения: при температуре от -20 до +55°C и влажности ≤93% (без конденсата).

	Характеристика	Результат контроля																																													
1	Внешний вид анализатора соответствует указанному в Приложении В ТУ	Соответствует																																													
2	Конструкция анализатора соответствует пунктам 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.4 – 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.7 – 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.11 – 1.1.3.1.13, 1.1.3.2, 1.1.3.2.1 – 1.1.3.2.3, 1.1.3.3, 1.1.3.3.1 – 1.1.3.3.7, 1.1.17, 1.1.24 – 1.1.26 ТУ	Соответствует																																													
3	Анализатор подключен к заземленной трехконтактной розетке питающей сети переменного тока с напряжением 100-240 В переменного тока и частотой 50/60 Гц	Соответствует																																													
4	Проверка габаритных размеров	Соответствует																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Габаритные размеры (± 5%)</th><th>Масса (± 5%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»</td><td>Длина, мм - 1050 Ширина, мм - 1130 Высота, мм - 1460</td><td>390 кг</td></tr> <tr> <td>Кабель питания анализатора</td><td>Длина – 2 м</td><td>200 г</td></tr> <tr> <td>Трубка для слива отходов, 5м</td><td>Диаметр – 16 мм Длина – 5 м</td><td>760 г</td></tr> <tr> <td>Зажим для трубки диаметром 16-25 мм</td><td>–</td><td>6,3 г</td></tr> <tr> <td>Контейнер сливной, 10 л</td><td>Длина – 230 мм Ширина – 300 мм</td><td>900 г</td></tr> <tr> <td>Датчик контейнера сливного</td><td>Длина – 80 мм</td><td>90 г</td></tr> <tr> <td>Крышка контейнера сливного</td><td>ø78×27 мм</td><td>27 г</td></tr> <tr> <td>Крышка контейнера сливного подключаемая</td><td>ø78×27 мм</td><td>18 г</td></tr> <tr> <td>Контейнер для твердых отходов</td><td>Длина – 332 мм Ширина – 283 мм Высота – 250 мм</td><td>555 г</td></tr> <tr> <td>Бак для раствора промывающего, 10 л</td><td>Длина – 225 мм Ширина – 300 мм</td><td>600 г</td></tr> <tr> <td>Крышка бака для раствора промывающего подключаемая</td><td>ø46×22 мм</td><td>9 г</td></tr> <tr> <td>Датчик бака для раствора промывающего</td><td>Длина – 80 мм</td><td>93 г</td></tr> <tr> <td>Пластины для установки ножек анализатора</td><td>Длина – 150 мм Ширина – 50 мм Толщина – 5 мм</td><td>414 г</td></tr> <tr> <td>Крышка-перемычка</td><td>–</td><td>18 г</td></tr> </tbody> </table>		Габаритные размеры (± 5%)	Масса (± 5%)	Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»	Длина, мм - 1050 Ширина, мм - 1130 Высота, мм - 1460	390 кг	Кабель питания анализатора	Длина – 2 м	200 г	Трубка для слива отходов, 5м	Диаметр – 16 мм Длина – 5 м	760 г	Зажим для трубки диаметром 16-25 мм	–	6,3 г	Контейнер сливной, 10 л	Длина – 230 мм Ширина – 300 мм	900 г	Датчик контейнера сливного	Длина – 80 мм	90 г	Крышка контейнера сливного	ø78×27 мм	27 г	Крышка контейнера сливного подключаемая	ø78×27 мм	18 г	Контейнер для твердых отходов	Длина – 332 мм Ширина – 283 мм Высота – 250 мм	555 г	Бак для раствора промывающего, 10 л	Длина – 225 мм Ширина – 300 мм	600 г	Крышка бака для раствора промывающего подключаемая	ø46×22 мм	9 г	Датчик бака для раствора промывающего	Длина – 80 мм	93 г	Пластины для установки ножек анализатора	Длина – 150 мм Ширина – 50 мм Толщина – 5 мм	414 г	Крышка-перемычка	–	18 г	
	Габаритные размеры (± 5%)	Масса (± 5%)																																													
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»	Длина, мм - 1050 Ширина, мм - 1130 Высота, мм - 1460	390 кг																																													
Кабель питания анализатора	Длина – 2 м	200 г																																													
Трубка для слива отходов, 5м	Диаметр – 16 мм Длина – 5 м	760 г																																													
Зажим для трубки диаметром 16-25 мм	–	6,3 г																																													
Контейнер сливной, 10 л	Длина – 230 мм Ширина – 300 мм	900 г																																													
Датчик контейнера сливного	Длина – 80 мм	90 г																																													
Крышка контейнера сливного	ø78×27 мм	27 г																																													
Крышка контейнера сливного подключаемая	ø78×27 мм	18 г																																													
Контейнер для твердых отходов	Длина – 332 мм Ширина – 283 мм Высота – 250 мм	555 г																																													
Бак для раствора промывающего, 10 л	Длина – 225 мм Ширина – 300 мм	600 г																																													
Крышка бака для раствора промывающего подключаемая	ø46×22 мм	9 г																																													
Датчик бака для раствора промывающего	Длина – 80 мм	93 г																																													
Пластины для установки ножек анализатора	Длина – 150 мм Ширина – 50 мм Толщина – 5 мм	414 г																																													
Крышка-перемычка	–	18 г																																													






**Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур 9000»**

(Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-283-65614693-2022, вариант исполнения: «Лидлаб Амур 9000»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


SN HA00019927

 07.2022

Масса нетто: 390 кг

Масса брутто: 540 кг

Габаритные размеры упаковки: 175×122×165 см



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.





Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 161 (сто шестьдесят один) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР» Е.Ю. Гохгут

