

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«10» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022, в
вариантах исполнения**

2023

Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 880»



Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 880»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022;
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 25EB2101002



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 810»



Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 810»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022;
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 810»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 25CB2301004



06.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 800»



Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 800»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022:
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 800»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 25AB2802006



06.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Пневматический блок CP-10 анализатора гематологического автоматического



Пневматический блок CP-10 анализатора
гематологического автоматического

(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 300 ВА

Выходное давление: (250±10) кПа

SN 23AA2801009



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Автоматический податчик проб настольный



Автоматический податчик проб настольный
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 110 – 220 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 29AA2301002



06.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для загрузки образцов LM-01



Автоматический податчик проб настольный:
Модуль для загрузки образцов LM-01
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 34AA2603011



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для ожидания образцов РМ-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль для ожидания образцов РМ-01**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 130 ВА



20200701001



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для выгрузки образцов РМ-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль для выгрузки образцов РМ-01**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 130 ВА



33AA2A01004



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для сканирования образцов SM-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль для сканирования образцов SM-01**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 160 ВА



35AA2101004



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок BM-640 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок BM-640 напольный**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 130 ВА



37AA1702002



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок ВМ-750 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок ВМ-750 напольный**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37BA1702001



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок ВМ-850 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок ВМ-850 напольный**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37CA1702001



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок BM-950 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок BM-950 напольный**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37DA1701001

 07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок BM-1050 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок BM-1050 напольный**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37EA1702002

 07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Угловой соединительный блок СМ-01 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Угловой соединительный блок СМ-01 напольный**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 130 ВА



38AA1702001



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль конвейерный ТМ-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль конвейерный ТМ-01**
(Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8
по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 130 ВА



31AA2301009



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Макет транспортной маркировки



**Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 880»**

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022:
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.


SN _____



Масса нетто _____

Масса брутто _____

Габаритные размеры упаковки _____



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Используемые обозначения:


Символ	Наименование/обозначение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Обратитесь к инструкции по применению
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Вверх
	Беречь от влаги
	Осторожно, хрупкое
	Диапазон температуры
	Диапазон влажности
	Логотип ООО «Лидкор»

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (одиннадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«10» июля 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022, в вариантах исполнения

2023

I. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»: 1. Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 880» с Автоматическим податчиком проб настольным. Общий вид.




1. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»: 1.
Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 880». Вид сзади



II. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 810»: 1.
Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 810», подключенный к Автоматическому подаатчику проб напольному. Общий вид



II. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 810»: 1.
Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 810», подключенный к Автоматическому податчику проб напольному. Вид сзади



III. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 800»: 1.
Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 800» с Автоматическим подачиком проб настольным.. Общий вид




III. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 800»: 1.
Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 800» с Автоматическим податчиком проб настольным.. Вид сзади



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: варианты исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 2. Программное обеспечение «Лидлаб Енисей F880» / «Лидлаб Енисей F 810» / «Лидлаб Енисей F 800» для управления анализатором (USB-накопитель для установки на персональный компьютер),
21.12. Автоматический подачик проб наполняемый: Программное обеспечение LMS SC-01 для управления автоматической подачей проб (USB-накопитель)
22. Программное обеспечение для подключения нескольких мониторов DCS SC-02 (USB-накопитель)



Примечание: внешний вид USB-накопителя может отличаться



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 4. Сетевой кабель Ethernet (2 м)



10



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 6. Адаптер к штативу для подачи проб для пробирок 0,5 мл




Анализатор гематологический автоматический для диагностики *in vitro* «Лидлаб Енисей» серия F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 7. Набор трубок для подключения пневматического блока













Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 13. Винт с крестообразным шлицем с плоской шайбой в сборе М4*10



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 14. Винт с шестигранной головкой M5*8




20
—





Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серия F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 16. Винт с крестообразным шлицем с плоской шайбой в сборе М3*8







Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серия F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 890», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 18. Пневматический блок CP-10 анализатора гематологического автоматического







Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серия F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.1. Автоматический подачник проб напольный: Модуль для загрузки образцов LM-01



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.2. Автоматический подачик проб напольный: Модуль для ожидания образцов PM-01



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.3. Автоматический подачик проб напольный: Модуль для выгрузки образцов RM-01



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.4. Автоматический податчик проб напольный: Модуль для сканирования образцов SM-01



30

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.5. Автоматический подачик проб напольный: Соединительный блок ВМ-640 напольный



Анализатор гематологический автоматический для диагностики *in vitro* «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.6 Автоматический подачник проб напольный: Соединительный блок BM-750 напольный



Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серия F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.7. Автоматический подачик проб напольный: Соединительный блок BM-850 напольный




Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.8. Автоматический податчик проб напольный: Соединительный блок ВМ-950 напольный





Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.9. Автоматический подачик проб напольный: Соединительный блок BM-1050 напольный



Анализатор гематологический автоматический для диагностики *in vitro* «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880», «Лидлаб Енисей F 810», «Лидлаб Енисей F 800»: 21.10. Автоматический податчик проб напольный: Угловой соединительный блок СМ-01 напольный





«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Лидкор»

Е.Ю. Гохут
«10» июля 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Анализатор гематологический автоматический для
диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ
26.51.53-303-65614693-2022, в вариантах исполнения
Версия 1.2

2023

Примечание: внешний вид руководства по эксплуатации может отличаться

ЛИДКОР

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ № 01-07/2022

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант
исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»

ТУ 26.51.53-303-65614693-2022
РУ №
№ серии 25EB2101002

Дата изготовления 06.2022
Срок службы 5 лет

Характеристика				Результат контроля
1	Анализатор соответствует требованиям пункта 1.1.1 ТУ			Соответствует
2	Функциональность анализатора соответствует пунктам 1.1.2, 1.1.2.1–1.1.2.3, 1.1.3, 1.1.9, 1.1.19, 1.1.29 – 1.1.31, 1.1.35 ТУ			Соответствует
3	Линейность соответствует требованиям, приведенным в таблице 6 ТУ:			Соответствует
Параметры		Диапазон линейности	Допустимое отклонение	
Лейкоциты (WBC)	0,00 – 10,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 0,20 × 10 ⁹ /л	
	10,01 × 10 ⁹ /л – 100,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 2%	
	100,01 × 10 ⁹ /л – 350,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 6%	
	350,01 × 10 ⁹ /л – 500,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 11%	
Эритроциты (RBC)	0,00 – 1,50 × 10 ¹² /л		Не более ± 0,03 × 10 ¹² /л	
	1,51 × 10 ¹² /л – 8,60 × 10 ¹² /л		Не более ± 2%	
Гемоглобин (HGB)	0,0 – 100 г/л		Не более ± 2, г/л	
	101 г/л – 250 г/л		Не более ± 2,0%	
	251 г/л – 260 г/л		Не более ± 5,0%	
Тромбоциты (PLT)	0 – 200 × 10 ⁹ /л		Не более ± 10 × 10 ⁹ /л	
	201 × 10 ⁹ /л – 1000 × 10 ⁹ /л		Не более ± 5,0%	
	1001 × 10 ⁹ /л – 5000 × 10 ⁹ /л		Не более ± 6,0%	
Относительное количество ретикулоцитов (RET%)	0,0-30,0%		Не более ± 0,3 × RET% или не более ± 20,0%	
Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)	0 – 800 × 10 ⁹ /л		Не более ± 15,0 × 10 ⁹ /л или не более ± 20 %	
Абсолютное количество тромбоцитов, рассчитанное по измерениям FCP канала (PLT-F)	0 – 2000 × 10 ⁹ /л		Не более ± 5 % или не более ± 10 × 10 ⁹ /л	
	2001 × 10 ⁹ – 5000 × 10 ⁹		Не более ± 6 %	
4	Прецизионность соответствует требованиям, приведенным в таблице 7 ТУ:			Соответствует
Параметры		Диапазон измерения	Коэффициент вариации, %	
Лейкоциты (WBC)		≥ 3,50 × 10 ⁹ /л	≤ 2,5	
Эритроциты (RBC)		≥ 3,50 × 10 ¹² /л	≤ 1,5	
Гемоглобин (HGB)		110 г/л – 180 г/л	≤ 1,0	
Тромбоциты (PLT)		≥ 100 × 10 ⁹ /л	≤ 4,0	
Гематокрит (HCT)		30 % – 50 %	≤ 1,5	
Средний объем эритроцитов (MCV)		80 фл – 100 фл	≤ 1,0	
Относительное количество ретикулоцитов (RET%)		1,0 – 4,0 %	15,0	
Абсолютное количество		RBC ≥ 3,00 × 10 ¹² /л	15,0	
		RET% 1,0 – 4,0 %	15,0	

Примечание: внешний вид паспорта может отличаться

1. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»: 24. Паспорт

ЛИДКОР

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ № 02-07/2022

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022; вариант
исполнения: «Лидлаб Енисей F 810»

ТУ 26.51.53-303-65614693-2022
РУ №
№ серии 25CB2301004

Дата изготовления 06.2022
Срок службы 5 лет

Примечание: внешний вид паспорта может отличаться

	Характеристика	Результат контроля																																												
1	Анализатор соответствует требованиям пункта 1.1.1 ТУ	Соответствует																																												
2	Функциональность анализатора соответствует пунктам 1.1.2, 1.1.2.1–1.1.2.3, 1.1.3, 1.1.9, 1.1.19, 1.1.29 – 1.1.31, 1.1.35 ТУ	Соответствует																																												
3	Линейность соответствует требованиям, приведенным в таблице 6 ТУ:	Соответствует																																												
	<table><tr><th>Параметры</th><th>Диапазон линейности</th><th>Допустимое отклонение</th><th>Коэффициент корреляции</th></tr><tr><td rowspan="4">Лейкоциты (WBC)</td><td>0,00 – 10,00 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 0,20 × 10⁹/л</td><td rowspan="4">≥ 0,990</td></tr><tr><td>10,01 × 10⁹/л – 100,00 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 2%</td></tr><tr><td>100,01 × 10⁹/л – 350,00 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 6%</td></tr><tr><td>350,01 × 10⁹/л – 500,00 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 11%</td></tr><tr><td rowspan="2">Эритроциты (RBC)</td><td>0,00 – 1,50 × 10¹²/л</td><td>Не более ± 0,03 × 10¹²/л</td><td rowspan="2">≥ 0,990</td></tr><tr><td>1,51 × 10¹²/л – 8,60 × 10¹²/л</td><td>Не более ± 2%</td></tr><tr><td rowspan="3">Гемоглобин (HGB)</td><td>0,0 – 100 г/л</td><td>Не более ± 2, г/л</td><td rowspan="3">≥ 0,990</td></tr><tr><td>101 г/л – 250 г/л</td><td>Не более ± 2,0%</td></tr><tr><td>251 г/л – 260 г/л</td><td>Не более ± 5,0%</td></tr><tr><td rowspan="3">Тромбоциты (PLT)</td><td>0 – 200 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 10 × 10⁹/л</td><td rowspan="3">≥ 0,990</td></tr><tr><td>201 × 10⁹/л – 1000 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 5,0%</td></tr><tr><td>1001 × 10⁹/л – 5000 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 6,0%</td></tr><tr><td>Относительное количество ретикулоцитов (RET%)</td><td>0,0-30,0%</td><td>Не более ± 0,3 × RET% или не более ± 20,0%</td><td>≥ 0,990</td></tr><tr><td>Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)</td><td>0 - 800 × 10⁹/л</td><td>Не более ± 15,0 × 10⁹/л или не более ± 20 %</td><td>≥ 0,990</td></tr></table>	Параметры	Диапазон линейности	Допустимое отклонение	Коэффициент корреляции	Лейкоциты (WBC)	0,00 – 10,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 0,20 × 10 ⁹ /л	≥ 0,990	10,01 × 10 ⁹ /л – 100,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 2%	100,01 × 10 ⁹ /л – 350,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 6%	350,01 × 10 ⁹ /л – 500,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 11%	Эритроциты (RBC)	0,00 – 1,50 × 10 ¹² /л	Не более ± 0,03 × 10 ¹² /л	≥ 0,990	1,51 × 10 ¹² /л – 8,60 × 10 ¹² /л	Не более ± 2%	Гемоглобин (HGB)	0,0 – 100 г/л	Не более ± 2, г/л	≥ 0,990	101 г/л – 250 г/л	Не более ± 2,0%	251 г/л – 260 г/л	Не более ± 5,0%	Тромбоциты (PLT)	0 – 200 × 10 ⁹ /л	Не более ± 10 × 10 ⁹ /л	≥ 0,990	201 × 10 ⁹ /л – 1000 × 10 ⁹ /л	Не более ± 5,0%	1001 × 10 ⁹ /л – 5000 × 10 ⁹ /л	Не более ± 6,0%	Относительное количество ретикулоцитов (RET%)	0,0-30,0%	Не более ± 0,3 × RET% или не более ± 20,0%	≥ 0,990	Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)	0 - 800 × 10 ⁹ /л	Не более ± 15,0 × 10 ⁹ /л или не более ± 20 %	≥ 0,990	
Параметры	Диапазон линейности	Допустимое отклонение	Коэффициент корреляции																																											
Лейкоциты (WBC)	0,00 – 10,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 0,20 × 10 ⁹ /л	≥ 0,990																																											
	10,01 × 10 ⁹ /л – 100,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 2%																																												
	100,01 × 10 ⁹ /л – 350,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 6%																																												
	350,01 × 10 ⁹ /л – 500,00 × 10 ⁹ /л	Не более ± 11%																																												
Эритроциты (RBC)	0,00 – 1,50 × 10 ¹² /л	Не более ± 0,03 × 10 ¹² /л	≥ 0,990																																											
	1,51 × 10 ¹² /л – 8,60 × 10 ¹² /л	Не более ± 2%																																												
Гемоглобин (HGB)	0,0 – 100 г/л	Не более ± 2, г/л	≥ 0,990																																											
	101 г/л – 250 г/л	Не более ± 2,0%																																												
	251 г/л – 260 г/л	Не более ± 5,0%																																												
Тромбоциты (PLT)	0 – 200 × 10 ⁹ /л	Не более ± 10 × 10 ⁹ /л	≥ 0,990																																											
	201 × 10 ⁹ /л – 1000 × 10 ⁹ /л	Не более ± 5,0%																																												
	1001 × 10 ⁹ /л – 5000 × 10 ⁹ /л	Не более ± 6,0%																																												
Относительное количество ретикулоцитов (RET%)	0,0-30,0%	Не более ± 0,3 × RET% или не более ± 20,0%	≥ 0,990																																											
Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)	0 - 800 × 10 ⁹ /л	Не более ± 15,0 × 10 ⁹ /л или не более ± 20 %	≥ 0,990																																											
4	Прецизионность соответствует требованиям, приведенным в таблице 7 ТУ:	Соответствует																																												
	<table><tr><th>Параметры</th><th>Диапазон измерения</th><th>Коэффициент вариации, %</th></tr><tr><td>Лейкоциты (WBC)</td><td>≥ 3,50 × 10⁹/л</td><td>≤ 2,5</td></tr><tr><td>Эритроциты (RBC)</td><td>≥ 3,50 × 10¹²/л</td><td>≤ 1,5</td></tr><tr><td>Гемоглобин (HGB)</td><td>110 г/л – 180 г/л</td><td>≤ 1,0</td></tr><tr><td>Тромбоциты (PLT)</td><td>≥ 100 × 10⁹/л</td><td>≤ 4,0</td></tr><tr><td>Гематокрит (HCT)</td><td>30 % - 50 %</td><td>≤ 1,5</td></tr><tr><td>Средний объем эритроцитов (MCV)</td><td>80 фл – 100 фл</td><td>≤ 1,0</td></tr><tr><td>Относительное количество ретикулоцитов (RET%)</td><td>1,0 – 4,0 % RBC ≥ 3,00 × 10¹²/л</td><td>15,0</td></tr><tr><td>Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)</td><td>RET% 1,0 – 4,0 % RBC ≥ 3,00 × 10¹²/л</td><td>15,0</td></tr></table>	Параметры	Диапазон измерения	Коэффициент вариации, %	Лейкоциты (WBC)	≥ 3,50 × 10 ⁹ /л	≤ 2,5	Эритроциты (RBC)	≥ 3,50 × 10 ¹² /л	≤ 1,5	Гемоглобин (HGB)	110 г/л – 180 г/л	≤ 1,0	Тромбоциты (PLT)	≥ 100 × 10 ⁹ /л	≤ 4,0	Гематокрит (HCT)	30 % - 50 %	≤ 1,5	Средний объем эритроцитов (MCV)	80 фл – 100 фл	≤ 1,0	Относительное количество ретикулоцитов (RET%)	1,0 – 4,0 % RBC ≥ 3,00 × 10 ¹² /л	15,0	Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)	RET% 1,0 – 4,0 % RBC ≥ 3,00 × 10 ¹² /л	15,0																		
Параметры	Диапазон измерения	Коэффициент вариации, %																																												
Лейкоциты (WBC)	≥ 3,50 × 10 ⁹ /л	≤ 2,5																																												
Эритроциты (RBC)	≥ 3,50 × 10 ¹² /л	≤ 1,5																																												
Гемоглобин (HGB)	110 г/л – 180 г/л	≤ 1,0																																												
Тромбоциты (PLT)	≥ 100 × 10 ⁹ /л	≤ 4,0																																												
Гематокрит (HCT)	30 % - 50 %	≤ 1,5																																												
Средний объем эритроцитов (MCV)	80 фл – 100 фл	≤ 1,0																																												
Относительное количество ретикулоцитов (RET%)	1,0 – 4,0 % RBC ≥ 3,00 × 10 ¹² /л	15,0																																												
Абсолютное количество ретикулоцитов (RET #)	RET% 1,0 – 4,0 % RBC ≥ 3,00 × 10 ¹² /л	15,0																																												
5	Точность соответствует требованиям, приведенным в таблице 8 ТУ:	Соответствует																																												
	<table><tr><th>Параметры</th><th>Диапазон</th><th>Допустимое отклонение, % (не более)</th></tr><tr><td>Лейкоциты (WBC)</td><td>3,5 × 10⁹/л – 9,5 × 10⁹/л</td><td>± 15,0</td></tr></table>	Параметры	Диапазон	Допустимое отклонение, % (не более)	Лейкоциты (WBC)	3,5 × 10 ⁹ /л – 9,5 × 10 ⁹ /л	± 15,0																																							
Параметры	Диапазон	Допустимое отклонение, % (не более)																																												
Лейкоциты (WBC)	3,5 × 10 ⁹ /л – 9,5 × 10 ⁹ /л	± 15,0																																												

II. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022; вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 810»; 24. Паспорт

ЛИДКОР

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ПАСПОРТ № 03-07/2022

Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант
исполнения: «Лидлаб Енисей F 800»

ТУ 26.51.53-303-65614693-2022
РУ №
№ серии 25AB2802006

Дата изготовления 06.2022
Срок службы 5 лет

Примечание: внешний вид паспорта может отличаться

Характеристика				Результат контроля
1	Анализатор соответствует требованиям пункта 1.1.1 ТУ			Соответствует
2	Функциональность анализатора соответствует пунктам 1.1.2, 1.1.2.1–1.1.2.3, 1.1.3, 1.1.9, 1.1.19, 1.1.29 – 1.1.31, 1.1.35 ТУ			Соответствует
3	Линейность соответствует требованиям, приведенным в таблице 6 ТУ:			Соответствует
Параметры		Диапазон линейности	Допустимое отклонение	
Лейкоциты (WBC)	0,00 – 10,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 0,20 × 10 ⁹ /л	
	10,01 × 10 ⁹ /л – 100,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 2%	
	100,01 × 10 ⁹ /л – 350,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 6%	
	350,01 × 10 ⁹ /л – 500,00 × 10 ⁹ /л		Не более ± 11%	
Эритроциты (RBC)	0,00 – 1,50 × 10 ¹² /л		Не более ± 0,03 × 10 ¹² /л	
	1,51 × 10 ¹² /л – 8,60 × 10 ¹² /л		Не более ± 2%	
Гемоглобин (HGB)	0,0 – 100 г/л		Не более ± 2, г/л	
	101 г/л – 250 г/л		Не более ± 2,0%	
	251 г/л – 260 г/л		Не более ± 5,0%	
Тромбоциты (PLT)	0 – 200 × 10 ⁹ /л		Не более ± 10 × 10 ⁹ /л	
	201 × 10 ⁹ /л – 1000 × 10 ⁹ /л		Не более ± 5,0%	
	1001 × 10 ⁹ /л – 5000 × 10 ⁹ /л		Не более ± 6,0%	
4	Прецизионность соответствует требованиям, приведенным в таблице 7 ТУ:			Соответствует
Параметры		Диапазон измерения	Коэффициент вариации, %	
Лейкоциты (WBC)		≥ 3,50 × 10 ⁹ /л	≤ 2,5	
Эритроциты (RBC)		≥ 3,50 × 10 ¹² /л	≤ 1,5	
Гемоглобин (HGB)		110 г/л – 180 г/л	≤ 1,0	
Тромбоциты (PLT)		≥ 100 × 10 ⁹ /л	≤ 4,0	
Гематокрит (HCT)		30 % - 50 %	≤ 1,5	
Средний объем эритроцитов (MCV)		80 фл – 100 фл	≤ 1,0	
5	Точность соответствует требованиям, приведенным в таблице 8 ТУ:			Соответствует
Параметры		Диапазон	Допустимое отклонение, % (не более)	
Лейкоциты (WBC)		3,5 × 10 ⁹ /л – 9,5 × 10 ⁹ /л	± 15,0	
Эритроциты (RBC)		3,8 × 10 ¹² /л – 5,8 × 10 ¹² /л	± 6,0	
Средний объем эритроцитов (MCV)		82 фл – 100 фл	≤ 7,0	
Гематокрит (HCT)		35 % - 50 %	≤ 9,0	
Гемоглобин (HGB)		115 г/л – 175 г/л	± 6,0	
Лейкоциты (PLT)		125 × 10 ⁹ /л – 350 × 10 ⁹ /л	± 20,0	
6	Коэффициент переноса соответствует требованиям, приведенным в таблице 9 ТУ:			Соответствует
Параметр		Коэффициент переноса, %		
Лейкоциты (WBC)		≤ 1,0		
Эритроциты (RBC)		≤ 1,0		
Гемоглобин (HGB)		≤ 1,0		

III. Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022: вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 800»: 24. Паспорт



**Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 880»**


(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022:
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 25EB2101002



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.



Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 810»


(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022:
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 810»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–120/200–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 25CB2301004



06.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.



**Анализатор гематологический автоматический
«Лидлаб Енисей F 800»**

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022:
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 800»)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–120/200–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 870 ВА

SN 25AB2802006



06.2022

IVD



Только для профессионального применения.




ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.




Анализатор гематологический автоматический «Лидлаб Енисей F 880»

(Анализатор гематологический автоматический для диагностики *in vitro* «Лидлаб Енисей» серии F 8 по ТУ 26.51.53-303-65614693-2022:
вариант исполнения: «Лидлаб Енисей F 880»)


Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.



25EB2101002



07.2022



Масса нетто 76 кг

Масса брутто 88 кг

Габаритные размеры упаковки 610x500x704 мм



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

45 (сорок и пять) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

