

Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта
Глюгицир исполнение 1 по ТУ 9398-024-00480201-2003





Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта Фаглюцид® исполнение 1 по ТУ 9398-024-00480201-2003



Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта Фаглюцид® исполнение 2 по ТУ 9398-024-00480201-2003



Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФГ исполнение 1 по ТУ 9398-024-00480201-2003



Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФГ исполнение 2 по ТУ 9398-024-00480201-2003



Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФД исполнение 1 по ТУ 9398-024-00480201-2003



Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФД исполнение 2 по ТУ 9398-024-00480201-2003






Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФА-I исполнение I по ТУ 9398-024-00480201-2003



Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта
Глюгицир для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640009, Курганская обл.
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8 800 800 00 80
e-mail: contact@sintez.ru www.sintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
ТУ 9398-024-00480201-2003
«ГЛЮГИЦИР» 100 мл



СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
вскрытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения: Т по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера

Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт

10420 до 0522




Технический директор


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором
гемоконсерванта Глюгидир для двукратного плазмафереза



Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта
Фаглюцид® для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008 Курганская обл.
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел: 8-800-600-00-80
e-mail: contact@ksintez.ru www.ksintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
ТУ 9398-024-00480201-2003
«ФАГЛЮЦИД®» 100 мл



STERILE

СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
вскрытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.


Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт


10420 до 0522




Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором
гемоконсерванта Фаглюцид® для двукратного плазмафереза



Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФГ для двукратного плазмафереза



Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором
гемоконсерванта ЦФГ для двукратного плазмафереза



СИНТЕЗ

ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8 900 600 00 80
e-mail: contact@knsintez.ru, www.knsintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
ТУ 9398-024-00480201-2003
«ЦФГ» 63 мл



STERILE

СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
открытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера


Ш-К

Количество контейнеров 2 шт

10420 до 0522



Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта
ЦФД для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел: 8-800-600-00-80
e-mail: contact@ksintez.ru www.ksintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза

ТУ 9398-024-00480201-2003

«ЦФД» 63 мл



STERILE

СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
вскрытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.


Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт

10420 до 0522



Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором
гемоконсерванта ЦФД для двукратного плазмафереза



СИНТЕЗ

ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел: 8-800-620-60-80
e-mail: contact@sintez.ru www.sintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
ТУ 9398-024-00480201-2003
«ЦФД» 63 мл



СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

STERILE

Контейнер должен быть использован сразу после
открытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера

Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт


10420 до 0522



Технический директор

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел: 8-800-800-00-80
e-mail: contact@ksintez.ru, www.ksintez.ru

**Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза**
ТУ 9398-024-00480201-2003
«ЦФДА-1» 63 мл



СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
вскрытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт.


10420 до 0522



Технический директор

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором
гемоконсерванта ЦФДА-1 для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640608, Курганская обл.
г. Курган, проспект Конституция, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-80
e-mail: contact@sintez.ru www.sintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
ТУ 9398-024-00480201-2003
«ЦФДА-1» 63 мл



STERILE

СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
вскрытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не
менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и
наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера

Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт

10420 до 0522




Технический директор

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Е.В. Дерябин

Комплект магистралей для двукратного плазмафереза



САО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ДВУКРАТНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА ТУ 9398-024-00480201-2003



STERILE R



СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

10420 до 0522






Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза,
однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез»
по ТУ 9398-024-00480201-2003

Макеты маркировки

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта Глюгидир для двукратного плазмафереза



2

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФГ для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

Апирогенно

Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ЦФГ» 63 мл**

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г, натрия цитрата дигидрат (в пересчете на натрия цитрат) - 1,9 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный - 0,251 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 2,550 г, вода для инъекций - до 100 мл.


Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера. Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.



Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФД для двукратного плазмафереза

Стерильно
Свободно от
бактериальных
эндотоксинов

Апирогенно

Нетоксично




ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик

Номер серии
Срок годности

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ЦФД» 63 мл**



Вместимость емкости 600 мл
Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 2,55 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, вода для инъекций - до 100 мл.
Для консервирования 450 мл донорской крови.
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

Апирогенно

Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ЦФДА-1» 63 мл**

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 3,19 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, аденин - 0,0275 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.




Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором гемоконсерванта Глюгидир для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-8С

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов
Апирогенно
Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза**

«ГЛЮГИДИР» 100 мл

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: натрия цитрата кислого сесквигидрат - 2,0 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 400 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера. Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.



Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов 500/400/400 с раствором гемоконсерванта Фаглюцид® для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов
Апирогенно
Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ФАГЛЮЦИД®» 100 мл**

Вместимость емкости 600 мл


Состав на 100 мл: аденин - 0,034 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,1365 г, натрия цитрата кислого сесквигидрат - 1,40 г, натрий фосфорнокислый 12-водный - 0,75 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 400 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса. Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера. Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.



Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта ЦФГ для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ЦФГ» 63 мл**

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г, натрия цитрата дигидрат (в пересчете на натрия цитрат) - 1,9 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный - 0,251 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 2,550 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.

Номер серии
Срок годности

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта ЦФД для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

Алирогенно

Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ЦФД» 63 мл**

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 2,55 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, вода для инъекций - до 100 мл.
Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.
Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Номер серии
Срок годности

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Алирогенно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта
Для двукратного плазмафереза
«ЦФДА-1» 63 мл**

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 3,19 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, аденин - 0,0275 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.



Ш-К

Потребительская тара контейнера полимерного для крови и ее компонентов



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел. 8-800-800-00-80
e-mail: contact@ksintez.ru www.ksintez.ru

Контейнер полимерный
для крови и ее компонентов

с раствором гемоконсерванта

Для двукратного плазмафереза

ТУ 9398-024-00480201-2003







STERILE



СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
СВОБОДНО ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОТОКСИНОВ

Контейнер должен быть использован сразу после
вскрытия внутреннего пакета потребительской тары

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

Ш-К

Количество контейнеров - 2 шт.

500/400
или 500/400/400

Глюгинир	100
или Фалгюнд	100
или ЦФГ	63
или ЦФД	63
или ЦФДА-1	63

Номер серии
Срок годности

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11

Этикетка на дополнительную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов

СИНТЕЗ ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Номер серии
Срок годности

Вместимость емкости 400 мл
Емкость для компонентов крови

Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром
Стерильно Апирогенно

Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 % 400 мл или 250 мл

НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 0,9 %
V мл

Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав на 1 л. Действующее вещество: натрия хлорид - 9,0 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО

В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкости контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Применять по назначению врача. Отпускают по рецепту.
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей. Не применять по истечении срока годности.
Теоретическое значение осмолярности 308 мОсм/л.

Штрих-код

Номер серии
Срок годности

Синтез фармацевтика ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Потребительская тара
комплекта магистралей для двукратного плазмафереза



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ
ДЛЯ ДВУКРАТНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА**
ТУ 9398-024-00480201-2003



STERILE R



СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

Номер серии
Срок годности

Упаковочный лист в транспортную тару



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Глюгипир
или Фаглюцид®
или ЦФГ
или ЦФД
или ЦФДА-1

Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта

1 или 2

(исполнение ☐)

по ТУ 9398-024-00480201-2003

Серия №

Упаковщик

Годен до

Количество изделий

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание растворов при транспортировании.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
комплекты в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных
климатических условиях не менее 24 ч.

Ярлык на транспортную тару

Глюгипир
или Фаглюцид®
или ЦФГ
или ЦФД
или ЦФДА-1



Комплект контейнеров полимерных и магистралей для двукратного плазмафереза, однократного применения, стерильных КПКМ-400-«Синтез» с раствором гемоконсерванта

ОАО «Синтез»

1 или 2

(исполнение ☐)

по ТУ 9398-024-00480201-2003

Серия №

Масса брутто

кг

Годен до

Ящик №

Упаковщик

Количество изделий

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание растворов при транспортировании.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
комплекты в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Место для регистрационного номера и даты

ОКК

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80



Технический директор

Е.В. Дерябин

Верно:

Технический директор

скреплено печатью

(94) ЛИСТОВ

