

Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта Глюгизир исполнение 1 по ТУ 9398-055-00480201-2003



Технический директор

Е. В. Дерябин



Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта Фаглюцид® исполнение I по ТУ 9398-055-00480201-2003



Технический директор

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Синтез



Б.В. Дерябин

Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора
«КМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФГ исполнение 1 по ТУ 9398-055-00480201-2003




Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФА-1 исполнение 1 по ТУ 9398-055-00480201-2003



A collection of medical equipment, including three IV bags, a syringe, and tubing, laid out on a blue surface. The bags are labeled with text in Russian and English. One bag on the left is labeled 'СИСТЕМА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ' (System for drug administration). Another bag in the center is labeled 'СИСТЕМА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ' (System for drug administration). The third bag on the right is labeled 'СИСТЕМА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ' (System for drug administration). A syringe is visible on the left, and several pieces of tubing are connected to the bags. A circular stamp is visible in the bottom right corner, containing text in Russian and English, including 'ФЕДЕРАЦИЯ КВН' (Federation of KVN) and 'ОБЛАСТЬ КИРГИЗСТАН' (Kyrgyzstan region).

Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта Фаглюцид® исполнение 1 по ТУ 9398-055-00480201-2003



A collection of medical equipment, including three IV bags, a syringe, and tubing, laid out on a blue surface. The bags are labeled with text in Russian, including 'ИВ-К' and 'ИВ-Л'. A circular logo is visible in the bottom right corner, featuring a stylized 'R' and text in Russian: 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ' and 'МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ'.


Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФД исполнение 2 по ТУ 9398-055-00480201-2003



Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора
«ККМП»-«Синтез» с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 исполнение 2 по ТУ 9398-055-00480201-2003



Комплект магистралей для центрифужного плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640006, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ЦЕНТРИФУЖНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА У ДОНОРА

ТУ 9398-055-00480201-2003



STERILE R

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

10420 до 0522

Технический директор

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Е.В. Дерябин



Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез» по ТУ 9398-055-00480201-2003



Синтез



ОАО «СИНТЕЗ»

640008, Россия, г. Курган,
пр. Конституции, д. 7
тел./факс (3522) 48-16-89

Е.В. Дерябин

**Комплект контейнеров полимерных и магистралей однократного применения
стерильный, для центрифужного плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез»
по ТУ 9398-055-00480201-2003**

Макеты маркировки

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта Глюгидир для центрифужного
плазмафереза у донора


		ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80	
			Упаковщик Номер серии Срок годности
Стерильно Свободно от бактериальных эндотоксинов Апиrogenно Нетоксично	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400 с раствором гемоконсерванта ГЛЮГИЦИР 100 мл для центрифужного плазмафереза у донора    STERILE ! ТУ 9398-055-00480201-2003 Вместимость емкости 600 мл Состав на 100 мл: натрия цитрата кислого сесквигидрат - 2,0 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, вода для инъекций - до 100 мл. Для консервирования 400 мл донорской крови. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса. Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред. Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера. Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары. Ш-К		

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта ФАГЛЮЦИД® для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов
Апирогенно
Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта ФАГЛЮЦИД® 100 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: аденин - 0,034 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,1365 г, натрия цитрата кислого сесквигидрат - 1,40 г, натрий фосфорнокислый 12-водный - 0,75 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 400 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФГ для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик

Стерильно Апиrogenно Нетоксично
Свободно от бактериальных эндотоксинов

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта ЦФГ 63 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**






ТУ 9398-055-00480201-2003
Вместимость емкости 600 мл
Состав на 100 мл: лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г, натрия цитрата дигидрат
(в пересчете на натрия цитрат) - 1,9 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 2,550 г,
вода для инъекций - до 100 мл.
Для консервирования 450 мл донорской крови.
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Номер серии
Срок годности

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФД для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик




Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

Апирогенно

Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта ЦФД 63 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 2,55 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400 с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов
Апирогенно
Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400
с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 63 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 3,19 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, аденин - 0,0275 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта Глюгидир для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Апирогенно
Нетоксично
Свободно от бактериальных эндотоксинов

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта **ГЛЮГИДИР** 100 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: натрия цитрата кислого сесквигидрат - 2,0 г, декстрозы моногидрат
(в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 400 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта Фаглюцид® для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов
Апирогенно
Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта **ФАГЛЮЦИД®** 100 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: аденин - 0,034 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,1365 г, натрия цитрата кислого сесквигидрат - 1,40 г, натрий фосфорнокислый 12-водный - 0,75 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 400 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта ЦФГ для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов
Апирогенно
Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта ЦФГ 63 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г, натрия цитрата дигидрат
(в пересчете на натрия цитрат) - 1,9 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 2,550 г,
вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта ЦФД для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик



Номер серии
Срок годности

Стерильно Апиrogenно Нетоксично
Свободно от бактериальных эндотоксинов

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта ЦФД 63 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**



ТУ 9398-055-00480201-2003

Вместимость емкости 600 мл

Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 2,55 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Для консервирования 450 мл донорской крови.

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на основную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов
500/400/400 с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 для центрифужного
плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Упаковщик

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов


Апирогенно

Нетоксично

**Контейнер полимерный для крови и ее компонентов 500/400/400
с раствором гемоконсерванта ЦФДА-1 63 мл
для центрифужного плазмафереза у донора**

Номер серии
Срок годности



ТУ 9398-055-00480201-2003
Вместимость емкости 600 мл
Состав на 100 мл: декстрозы моногидрат - 3,19 г, лимонной кислоты моногидрат - 0,327 г,
натрия цитрата дигидрат - 2,630 г, натрий фосфорнокислый однозамещенный
2-водный - 0,251 г, аденин - 0,0275 г, вода для инъекций - до 100 мл.
Для консервирования 450 мл донорской крови.
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре
от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкостей
контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета
потребительской тары.

Ш-К

Этикетка на дополнительную емкость контейнера полимерного для крови и ее компонентов

синтез ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Вместимость емкости 400 мл
Емкость для компонентов крови

Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром
Стерильно Алирогенно

Номер серии
Срок годности

Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 % 400 мл

НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 0,9 %
V мл

Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав на 1 л. Действующее вещество: натрия хлорид - 9,0 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО

В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкости контейнера
и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Применять по назначению врача. Отпускают по рецепту.
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей. Не применять по истечении срока годности.
Теоретическое значение осмолярности 308 мОсм/л.

Штрих-код

Синтез фармацевтика ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Номер серии
Срок годности

Потребительская тара
комплекта магистралей для центрифужного плазмафереза у донора



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ
ДЛЯ ЦЕНТРИФУЖНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА
У ДОНОРА**

ТУ 9398-055-00480201-2003



СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

Номер серии
Срок годности





ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Глюгицир
Фаглюцид®
ЦФГ
ЦФД
ЦФДА-1

**Комплект контейнеров полимерных и магистралей
однократного применения стерильный, для центрифужного
плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез»
с раствором гемоконсерванта**

(исполнение)

по ТУ 9398-055-00480201-2003

Серия №

Упаковщик

1 или 2

Годен до

Количество комплектов

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах,
но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м
от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
Допускается замораживание растворов при транспортировании.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
комплекты в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Упаковочный лист в транспортную тару

Глюгицир
Фаглюцид®
ЦФГ
ЦФД
ЦФДА-1



**Комплект контейнеров
полимерных и магистралей однократного
применения стерильный, для центрифужного
плазмафереза у донора «ККМП»-«Синтез»
с раствором гемоконсерванта**

(исполнение)

по ТУ 9398-055-00480201-2003

Серия №

Масса брутто

кг

Годен до

Ящик №

Упаковщик

Количество комплектов

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах,
но при температуре от 5 до 25 °С на стеллажах на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание растворов при транспортировании.
После транспортирования в условиях отрицательных температур
комплекты в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Место для регистрационного номера и даты

ОКК

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80

1 или 2

Ярлык на транспортную тару

Технический директор



Е.В. Дерябин

Верно:

скреплено печатью
(13) листов

Технический
директор

