

Контейнер полимерный для компонентов крови с иглой полимерной однократного применения, стерильный
однокамерный «Компопласт» 300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006




Технический директор

[Handwritten signature]



Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной однократного применения, стерильный
однокамерный «Компопласт» 300-«Синтез» ТУ 9398-079-00480201-2006



Технический директор

Chief



Контейнер полимерный для компонентов крови с иглой полимерной однократного применения, стерильный двухкамерный «Компопласт» 300/300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006



Технический директор

[Signature] В. Дерябин



Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной однократного применения, стерильный двухкамерный «Компопласт» 300/300-«Синтез»
по ТУ 9398-079-00480201-2006



Технический директор

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для компонентов крови с иглой полимерной однократного применения, стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006



Технический директор

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для компонентов крови с иглой полимерной однократного применения, стерильный
однокамерный «Компопласт» 300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006



Технический директор

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной однократного применения, стерильный двухкамерный
«Компопласт» 300/300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006



Технический директор



Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной однократного применения, стерильный двухкамерный
«Компопласт» 300/300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006



	Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной однократного применения, стерильный двухкамерный «Компопласт» 300/300-«Синтез» ТУ 9398-079-00480201-2006		ОАО «Синтез» Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел. 8-800-400-00-00
	Партия № 40719 Годен до 0822 Упаковщик 1	Масса брутто 8,5 кг Ящик № 1 Количество контейнеров 60 шт.	
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред. После транспортирования в условиях отрицательных температур контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. № ФСР 2010/09608 от 24.12.2010 г.			
STERILE R		ОКК	

ОАО
640008
пр. Ко
тел./ф



Технический директор

Е.В. Дерябин

Макеты маркировки медицинского изделия
«Контейнер полимерный для компонентов крови с иглой полимерной
однократного применения, стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез» по ТУ 9398-079-00480201-2006»

**Контейнер полимерный для компонентов крови
с иглой полимерной однократного применения,
стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез»**

ТУ 9398-079-00480201-2006 Место для регистрационного номера и даты

Вместимость 300 мл Стерильно Апирогенно Нетоксично

Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия потребительской тары.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Ш-К





STERILE

R

Номер партии

Срок годности



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-800-00-80

Этикетка на емкость контейнера



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

**Контейнер полимерный для компонентов крови
с иглой полимерной однократного применения,
стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез»**

ТУ 9398-079-00480201-2006

Партия №

Упаковщик

Количество контейнеров

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в отапливаемом помещении
при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м
от нагревательных приборов, в местах, защищенных
от света и агрессивных сред.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Упаковочный лист в транспортную тару

	Контейнер полимерный для компонентов крови с иглой полимерной однократного применения, стерильный однокамерный «Компопласт» 300-«Синтез»	ОАО «Синтез» Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80
	ТУ 9398-079-00480201-2006	
Партия №	Масса брутто	кг
Годен до	Ящик №	
Упаковщик		
Количество контейнеров	шт.	
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред. После транспортирования в условиях отрицательных температур контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. № ФСП 2010/09608 от 24.12.2010 г.		
STERILE R OKK		

Ярлык на транспортную тару

Технический директор



Е.В. Дерябин

Верно:

Технический
директор

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(2) листов



Черябин

Макеты маркировки медицинского изделия
«Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной
однократного применения, стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез»» по ТУ 9398-079-00480201-2006»

**Контейнер полимерный для тромбоцитов
с иглой полимерной однократного применения,
стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез»**

ТУ 9398-079-00480201-2006 Место для регистрационного номера и даты

Вместимость 300 мл Стерильно Апиrogenно Нетоксично

Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром.
 Не применять при наличии признаков повреждения.
 Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия потребительской тары.
 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемом помещении при температуре от
 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от
 нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.
 Хранить тромбоциты не более пяти суток при температуре от 20 °С до 24 °С.

Ш-К





STERILE R

 ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

Номер партии
Срок годности

Этикетка на емкость контейнера



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

**Контейнер полимерный для тромбоцитов
с иглой полимерной однократного применения,
стерильный однокамерный
«Компопласт» 300-«Синтез»**

ТУ 9398-079-00480201-2006

Партия №

Упаковщик

Количество контейнеров

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в отапливаемом помещении
при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м
от нагревательных приборов, в местах, защищенных
от света и агрессивных сред.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Упаковочный лист в транспортную тару

	Контейнер полимерный для тромбоцитов с иглой полимерной однократного применения, стерильный однокамерный «Компопласт» 300-«Синтез»	ОАО «Синтез» Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80
	ТУ 9398-079-00480201-2006	
Партия №	Масса брутто	кг
Годе до	Ящик №	
Упаковщик		
Количество контейнеров	шт.	
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.		
После транспортирования в условиях отрицательных температур контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.		
№ ФСР 2010/09608 от 24.12.2010 г.		
STERILE R		OKK

Ярлык на транспортную тару

Технический директор



Е.В. Дерябин

Верно:

Технический
директор

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(2) листов



В.Деребин