

Комплект изделий для криоконсервирования эритроцитов однократного применения, стерильный
«Синтез» по ТУ 9398-113-00480201-2010





Комплект изделий для криоконсервирования эритроцитов однократного применения, стерильный «Синтез» по ТУ 9398-113-00480201-2010

Макеты маркировки

Контейнер полимерный для крови и ее компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта

Этикетка на емкость 700

Контейнер полимерный для крови и ее компонентов
трехкамерный с раствором гемоконсерванта
Для криоконсервирования эритроцитов
ТУ 9398-113-00480201-2010

«ГЛЮГИЦР» 100 мл
раствор гемоконсерванта

Вместимость емкости 700 мл

Состав на 100 мл: натрия цитрата кислого сесквигидрат - 2,0 г, декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 3,0 г, вода для инъекций - до 100 мл.
Для консервирования 400 мл донорской крови. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови, резуса.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Контейнер должен быть использован сразу после вскрытия внутреннего пакета потребительской тары.
Допускается замораживание раствора при транспортировании; помутнение емкостей контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25°C на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Ш-К

1

10819 до 0121

СИНТЕЗ

ОАО «Синтез», Россия, 640008,
Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7.
Тел. 8-800-600-00-80

Стерильно
Свободно от бактериальных эндотоксинов

Апирогенно

Нетоксично

STERILE

Этикетка на дополнительные емкости

Емкость для компонентов крови

Вместимость емкости мл

Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром

Стерильно Апирогенно Нетоксично

10819 до 0921

СИНТЕЗ

ОАО «Синтез», Россия, 640008,
Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

200 ил
400



ОАО «Синтез», Россия, 640008,
Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7.
Тел./факс: (3522) 48-16-89

МАГИСТРАЛЬ

Для криоконсервирования эритроцитов

ТУ 9398-113-00480201-2010



STERILE R

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

10819 до 0921

Этикетка на емкость контейнера с раствором криоконсерванта Криосин

Раствор криоконсерванта «Криосин»
Для криоконсервирования эритроцитов

ТУ 9398-113-00480201-2010

300 мл



STERILE !

Состав на 1000 мл: глицерол (глицерин) - 550 мл, маннитол
(маннит) - 40,0 г, натрия хлорид - 7,0 г, натрий фосфорнокислый
двузамещенный - 0,3 г,
вода для инъекций - до 1000 мл.

Стерильно

Свободно от бактериальных эндотоксинов

10819 до 0921



ОАО «Синтез», Россия, 640008,
Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7.
Тел. 8-800-600-00-80

Упаковочный лист в транспортную тару



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

**Комплект изделий для криоконсервирования
эритроцитов однократного применения,
стерильный «Синтез»**

по ТУ 9398-113-00480201-2010

Серия № 10819 Упаковщик 1

Годен до 0921 Количество изделий 10 шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание растворов при транспортировании.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
комплекты в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных
климатических условиях не менее 24 ч.

Ярлык на транспортную тару



**Комплект изделий для
криоконсервирования эритроцитов
однократного применения, стерильный
«Синтез»**

по ТУ 9398-113-00480201-2010

Серия № 10819 Масса брутто 8 кг

Годен до 0921 Ящик № 5

Упаковщик 1

Количество изделий 10 шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 5 до 25 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание растворов при транспортировании.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
комплекты в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Место для регистрационного номера и даты

ОКК

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80



Технический директор

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZORAVNADZOR.RU

Е.В. Дерябин

Верно:

Технический
директор

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

(3) листов



В. В. Держбин