

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

 Е.Ю. Гохгут

«07» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022»

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022». Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ЦМВ IgM

YHLO

Набор реагентов на 100 тестов



LOT 20230601

05.06.2024

REF

C88033M

05.06.2023

05.06.2023

05.06.2023

05.06.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022». Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ЦМВ IgM

YHLO

Набор реагентов на 200 тестов



LOT 20230601

05.06.2024

REF

C88033M

05.06.2023

05.06.2023

05.06.2023

05.06.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022». Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ЦМВ IgM

YHLO

Набор реагентов на 500 тестов



Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022». Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ЦМВ IgM

YHLO

Набор реагентов на 1000 тестов



Состав изделия



1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
ЦМВ IgM

3,5мл	6,5мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3

LOT	20230601	05.06.2024
-----	----------	------------



лидкор

Лидлаб Амур
ЦМВ IgM

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230601
-----	----------

05.06.2024

REF	C88033M
-----	---------

IVD	information icon
-----	------------------




лидкор
Лидлаб Амур ЦМВ IgM

1,0 мл	LOT	20230601
CAL 1	REF	C88033M

лидкор
Лидлаб Амур ЦМВ IgM


1,0 мл	LOT	20230601
CAL 2	REF	C88033M




Лидлаб Амур ЦМВ IgM




LOT 20230601 EXP 05.06.2024





Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88033M

всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (См. в) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«07» июля 2023 г.






ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ

21.20.23-258-65614693-2022



Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для
качественного определения иммуноглобулинов
класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV)
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА)
на анализаторе автоматическом иммунохемилю-
минесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики
in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022



Proclin 300



ООО «ЛИДСКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Для профессионального применения

LOT	20230601	05.06.2024	REF	05.06.2023	C88033M
-----	----------	------------	-----	------------	---------



«Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022» выпускается в четырех вариантах исполнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

 Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-2022

Набор реагентов
на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



**Лидлаб Амур
ЦМВ IgM**
Набор реагентов на 200 тестов



ИВД 200

05.06.2023

(LOT) 20230601 | 05.06.2024 | REF CB8033M

YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 200 тестов

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для
качественного определения иммуноглобулинов
класса М (IgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ,
CMV) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-258-65614693-
2022». Набор реагентов на 200 тестов. Антитела
к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона упаковки)



Набор реагентов на 500 тестов


лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» для качественного определения антител к вирусу гепатита С (anti-HCV) в сыворотке крови человека. Система «Лидлаб Амур ЦМВ IgM» предназначена для использования в лабораториях, имеющих лицензию на выполнение работ по ТУ 21.00.23-05-05-0003-2020. Набор реагентов на 1000 тестов. Срок годности 12 месяцев. Условия хранения: +2...+8 °С. Номер и дата регистрации в Росздравнадзоре: RU.76.00019545 от 04.05.2024.



**Лидлаб Амур
ЦМВ IgM**
Набор реагентов на 1000 тестов


YHLO




Исходный материал
LOH 20230903 1 165 04 2024 16P C-0803314

Состав изделия


1. Карtridge (аппарат) реагент
2. Карtridge (аппарат) реагент
3. Карtridge (аппарат) реагент
4. Карtridge (аппарат) реагент
5. Карtridge (аппарат) реагент
6. Карtridge (аппарат) реагент



Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 2 (CAL2)



Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)

лидкор
Лидлаб Амур
ЦМВ IgM

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230601

05.06.2024

REF C88033M

IVD



лидкор

Лидлаб Амур
ЦМВ IgM

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230601

05.06.2024

REF C88033M

IVD



всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (Припаркован) л

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

