

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«05» июня 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-201-65614693-2022»

2023

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный




Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный



Потребительская упаковка



Потребительская упаковка. Вид сбоку



Потребительская упаковка. Вид сзади



Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь)

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«05» июня 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-201-65614693-2022»


2023

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 201-65614693-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, За



Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль

YHLO



LOT	20230601	05.06.2027	REF	CC853
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный


2,0 мл	8°C 2°C  IVD   ProClin 300  					REF	CC853	
N	LOT	20230601		05.06.2027				

Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

2,0 мл	8°C 2°C  IVD   ProClin 300  	REF	CC853	
P	LOT	20230601		





Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB VCA IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-201-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2027	REF	CC853





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

