


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«14» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022»

2023

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль

YHLO



LOT	20230601	05.06.2027	REF	CC843
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный


2,0 мл		REF	CC843
N		LOT	20230601

Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

2,0 мл		REF	CC843
P		LOT	20230601





Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2027	REF	CC843

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
_____/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«14» июля 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор контрольных материалов "Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль" для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном "Лидлаб Амур" для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022»

2023



Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный



Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

Аналитический паспорт

на медицинское изделие

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль»
с использованием деидентифицированных материалов

лидкор

по применению на
изделии
ки In

лидлаб




**Лидлаб Амур
ЦМВ IgG Контроль**

UNCLD

Состав изделия

1. Модифицированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл
 2. Модифицированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл
 3. Инструкция по применению – 1 шт.
 4. Аналитический паспорт – 1 шт.
- Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



IVD

Регистрационный номер

05.06.2023

LOT 20230601 05.06.2027 REF CCB43

Набор контрольных материалов "Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль" для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном "Лидлаб Амур" для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022

Общий вид

ООО «ЛИДКОР»

 Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Вид сбоку



Другая сторона коробки



Набор контрольных материалов "Лидлаб Амур ЦМВ IgG Контроль" для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном "Лидлаб Амур" для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-291-65614693-2022

Общий вид



Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур
ЦМВ IgG Контроль» для контроля качества количе-
ственного определения иммуноглобулинов класса
G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) в сыворо-
тке и плазме крови человека методом иммунохеми-
люминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-291-65614693-2022



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					
LOT	20230601	05.06.2027	REF	05.06.2023	CC843

Транспортная упаковка

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (всего) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

