

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ООО «МФК
ИНМУНОТЕХ»
Алейников В.А.
«17» сентября 2023 г.




Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к алергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на алергочипе ALEX² (Allergy Explorer²)»

**Производитель: MacroArray Diagnostics GmbH
Lemböckgasse 59/ Top 4, A-1230 Wien Austria**

Внешний вид медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов ALEX2/50 (Allergy Explorer2/50) для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX².





Внешний вид медицинского изделия с маркировкой

Промывающий раствор ALEX²
(ALEX² Washing solution)

Аллергочип ALEX² (ALEX²
Cartridge)

Стоп-реагент ALEX² (ALEX²
Stop solution)


Разбавитель образца ALEX²
(ALEX² Sample diluent)

Субстратный раствор ALEX²
(ALEX² Substrate solution)


Инструкция по эксплуатации




Общий вид в упаковке




Аллергочип ALEX² (ALEX² Cartridge)




Промывающий раствор ALEX² (ALEX² Washing solution)




Разбавитель образца ALEX² (ALEX² Sample diluent)




Детектирующие антитела ALEX² (ALEX² Detection antibody)



Субстратный раствор ALEX² (ALEX² Substrate solution)



Стоп-реагент ALEX² (ALEX² Stop solution)



Внешний вид транспортной упаковки и маркировки



Набор реагентов ALEX 2/50 (Allergy Explorer 2/50) для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергичипе ALEX2

Состав:

1. Аллергочип ALEX2 (ALEX2 Cartridge) - 5 x 10 шт. (количество определений - 50)
2. Промывающий раствор ALEX2 (ALEX2 Washing Solution) - 250 мл 4х концентрированный, 1 шт.
3. Разбавитель образца ALEX2 (ALEX2 Sample Diluent) - 30 мл, 1 шт.
4. Детектирующие антитела ALEX2 (ALEX2 Detection Antibody) - 30 мл, 1 шт.
5. Субстратный раствор ALEX2 (ALEX2 Substrate Solution) - 30 мл, 1 шт.
6. Стоп-реагент ALEX2 (ALEX2 Stop Solution) - 10 мл, 1 шт.
7. Инструкция по применению в комплекте поставки - 1 шт.

Произведено: XX/YYYY
Годен до: XX/YYYY

Транспортировать при температуре 8 - 30 °С
Хранить при температуре 2 - 8 °С, не замораживать!

Номер партии: ZZZZZZ
REF: 02-5001-01



Регистрационное удостоверение № РЗН SSSSSS

Число единиц потребительской упаковки: * наборов

Производитель: «МакроЭррей Диагностикс ГмбХ» (MacroArray Diagnostics GmbH), Лембёкгассе 59/блок 4, А - 1230, Вена, Австрия

Масса нетто потребительской упаковки: 0,8 кг

Организация, принимающая претензии по качеству на территории РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ИММУННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Адрес: 141371, Московская область, р-н г. Сергиев Посад, г. Хотьково, ул. Молодогвардейская, д.26, комн. 1 Телефон: +7 (910) 455 33 02

Масса нетто: ** кг
Масса брутто: *** кг

Внешний вид транспортной упаковки и маркировки

Прошито и скреплено печатью
листов

