

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Перчатки диагностические mediOk латексные, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые»,
производства Top Glove Sdn. Bhd., («Топ Глов Сдн. Бхд.»), Малайзия**



Перчатки диагностические mediOk латексные, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые

© ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИОК ЛАТЕКСНЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть герметичную упаковку перчаток, вынуть одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загибов использовать изделие не рекомендуется. 2. Не касаться пальцами перчаток лица, волос, одежды и других поверхностей. 3. По окончании применения вставить за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Сложить перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Выбросить перчатку надлежащим образом. 4. Использовать перчатки в сухом помещении, вдали от отопительных приборов, варочных поверхностей и горючих материалов при выделении тепла. 5. Не использовать перчатки для работы с острыми предметами, жидкостями, выделениями, биологическими жидкостями, химическими веществами. 6. Не использовать перчатки повторно. **ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ** Цвет: натуральный. Размер: XS. Количество: 100 штук (50 пар). Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00. **РУ №** от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ЦДРМ», Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, в/з.23, пом. 1, ком. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediOk.ru

Top Glove Sdn. Bhd. ("Ton Glove Sdn. Bhd.", Малайзия),
Lot 4969, Jalan Teratai Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Место производства: Top Glove Sdn. Bhd. ("Ton Glove Sdn. Bhd.",
Малайзия), Lot 4969, Jalan Teratai Batu 6, Off Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia



LOT

021122122LCZA

12.2021

12.2026

mediOk®

LATEX

ЛАТЕКСНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ
GLOVES

100 ШТУК
50 ПАР



PERCHATKI DIAGNOSTICHESKIE MEDIOK LATEKSNYE, NEOPUДRENNYE, TEKSTURIROVANNYE, NESTERILYNYE, ODNORAZOVYYE.
NESTERILYNYE, ODNORAZOVYYE
 Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также для предупреждения перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения вложить за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и утилизировать ее другой рукой. 4. Выбросить пальцы свободной руки в мусорный контейнер. Другую руку использовать для снятия перчаток. 5. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении, защищенном от попадания пыли, влаги, прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию! **ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!**
DIAGNOSTICHESKIE, NEANATOMICHESKOY FORMY, NESTERILYNO! Цвет: натуральный. Размер: М. Количество: 100 штук (50 пар). Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3.
 RU № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ЦРМИ», Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. 1, комн. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@cirmi.ru

Top Glove Sdn. Bhd. ("Ton Glove Sdn. Bhd.", Малайзия),
 Lot 4969, Jalan Teratai Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia
 Место производства: Top Glove Sdn. Bhd. ("Ton Glove Sdn. Bhd.",
 Малайзия), Lot 4969, Jalan Teratai Batu 6, Off Jalan Meru, 41050
 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

LOT 021122124LCZA
 12.2021 12.2026



mediOk®



ЛАТЕКСНЫЕ
 НЕОПУДРЕННЫЕ
 НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 ОДНОРАЗОВЫЕ

GLOVES

LATEX

100 ШТУК
 50 ПАР

Перчатки диагностические mediOk латексные, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые,
 Размер: М, цвет: натуральный

® ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИОК ЛАТЕКСНЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациента и персонала. Свойства: 1. Вскрыть герметичную упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток при соблюдении правил гигиены. 2. Проверить целостность перчаток. 3. Проверить рекомендации. 4. Последовательно надеть перчатки, сначала на одну, затем на другую руку. 5. По окончании применения вынуть за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и утилизировать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку низинку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 6. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C. Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию. ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! Выбросить использованные перчатки в контейнер для отходов класса Б. Цвет: натуральный. Размер: L. Количество: 100 штук (50 пар) в упаковке. Состав: латекс. ГОСТ Р 52239-2004. Сертификат соответствия от ООО ЦИРМИ. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО ЦИРМИ, 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. I, комн.6. Тел.: +7 (495) 744-33-82. Email: info@mediOk.ru



Top Glove Sdn. Bhd. ("Ton Glove Сan. Бад", Малайзия).
Lot 4969, Jalan Teratal Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Место производства: Top Glove Sdn. Bhd. ("Ton Glove Сан. Бад",
Малайзия), Lot 4969, Jalan Teratal Batu 6, Off Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia





Перчатки диагностические mediOk латексные, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые, особопрочные



Вид изделия в варианте исполнения «Перчатки диагностические mediOk латексные, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые, особопрочные» в потребительской упаковке

®
ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ MEDIOK ЛАТЕКСНЫЕ, НЕПУДРЕННЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, ОСОБОПРОЧНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию. ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. ОСОБОПРОЧНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕАНТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ Цвет: синий. Размер: XL. Количество: 50 штук (25 пар).

СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 52339 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ГДЕ», 125980, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. 1, ком. 6.

Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediok.ru

TOP GLOVE SDN. BHD. (ТООП ГЛОВ СДН. БХД.) MALAYSIA, LOT 4969, JALAN TERATAI BATU 6, OFF JALAN MERU, 41050 KLANG, SELANGOR DARUL BHSAN, MALAYSIA. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: TOP GLOVE SDN. BHD. (ТООП ГЛОВ СДН. БХД.) MALAYSIA, LOT 4969, JALAN TERATAI BATU 6, OFF JALAN MERU, 41050 KLANG, SELANGOR DARUL BHSAN, MALAYSIA.



12.2021

12.2026

mediok®



LATEX ЛАТЕКСНЫЕ
 GLOVES НЕПУДРЕННЫЕ
 НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 ОДНОРАЗОВЫЕ

ОСОБОПРОЧНЫЕ


50 ШТУК
 25 ПАР



ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИОК ЛАТЕКСНЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, ОСОБОПРОЧНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различных загрязнений при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при проведении переноса зараженных пациентов и персонала. Способ применения: 1. Взять пару перчаток, проверить целостность перчаток, проверить дату изготовления, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения вынуть за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и утилизировать ее в мусорный бак. 4. После снятия перчатки вынуть пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично перчатке. Вынуть перчатку манжету, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 5. После использования утилизировать в контейнере для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении подальше от отопительных приборов, прямых солнечных и горячих поверхностей при температуре от +5°C до +40°C. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р 52239 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3, 9.1.1. № от г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МедиОк», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, в/з.3, пом. 1, пом. 6. Тел: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediOk.ru

TOP GLOVE SDN. BHD. (T'JOI T'JOI SDN. BHD.), MALAYSIA, LOT 4969, JALAN TEKAM BATU 6, OFF JALAN NEBU, 41050 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: TOP GLOVE SDN. BHD. (T'JOI T'JOI SDN. BHD.), MALAYSIA, LOT 4969, JALAN TEKAM BATU 6, OFF JALAN NEBU, 41050 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA.



mediOk®



LATEX
ЛАТЕКСНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ
GLOVES


ОСОБОПРОЧНЫЕ

50 ШТУК
25 ПАР

® ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИОК ЛАТЕКСНЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, ОСОБОПРОЧНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предотвращение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть герметичную упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнения использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Сложить перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Выбросить перчатку на помойку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизовать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, вентиляторов и порочных материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие связано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию. ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. ОСОБОПРОЧНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕАНТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ Цвет: синий. Размер: XL. Количество: 50 штук (25 пар). СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 52339 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МедОк», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. 1, ком. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediOk.ru

TOP GLOVE SDN. BHD. ("TOP GLOVE SDN. BHD.") MALAYSIA, LOT 499, JALAN TEBATI BATU 6, OFF JALAN MEHU 4050 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: TOP GLOVE SDN. BHD. ("TOP GLOVE SDN. BHD.") MALAYSIA, LOT 499, JALAN TEBATI BATU 6, OFF JALAN MEHU 4050 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA. LOT 021122125LHHR MW 12.2021 12.2006




50 ШТУК
25 ПАР

ОСОБОПРОЧНЫЕ

ЛАТЕКСНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ
GLOVES
LATEX







Транспортная упаковка медицинского изделия (макет)

Генеральный директор
ООО "ТДЕ"
Домбровский А.Г.

