




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Томограф рентгеновский компьютерный "Surgia" с принадлежностями»


I. Томограф рентгеновский компьютерный «Surgia» в составе:


1) Общие виды:






1. Устройство сканирующее в составе:
- гентри;







- генератор;




- разделяющий трансформатор




- излучатель рентгеновский с трубкой 2 MHU или 5MHU;







-теплообменник




- блок твердотельных детекторов.




2. Стол пациента.




3. Педальный ножной переключатель.




4. Консоль оператора в составе:
- центральный процессор;




- монитор широкоформатный;




- блок управления;




5. Программное обеспечение для консоли оператора (CD-диск не менее 21 шт.):
- Программное обеспечение для архивирования и связи в стандарте DICOM 3.0.




- Программное обеспечение для передачи данных на устройство печати медицинских изображений в стандарте DICOM.




- Программное обеспечение для построения изображения полых органов.




- Программное обеспечение для получения копий на DVD и CD.




- Программное обеспечение для предсказывающего сканирования для определения начала сканирования с контрастом.




- Программное обеспечение для дентальных исследований.




- Программное обеспечение для исследования областей с низким ослаблением.




- Программное обеспечение виртуальной колоноскопии.




- Программное обеспечение для автоматического контроля дозы с автоматическим уведомлением.




- Программное обеспечение для автоматического контроля экспозиции с технологией IntelliEC для оптимизации контроля дозы.




- Программное обеспечение с 3-х мерной визуализацией




- Программное обеспечение с 3-х мерной визуализацией для дополнительного ПК пользователя.




- Лицензия для программного обеспечения с 3-х мерной визуализацией для дополнительного ПК пользователя.




- Программное обеспечение для построения изображения по перфузии.




- Программное обеспечение для дифференцирования жировых тканей.




- Программное обеспечение для исследования и диагностики легочной ткани.




- Программное обеспечение для получения, передачи, обработки, архивации медицинских изображений.




- Программное обеспечение для радиологической информационной системы для передачи, хранения, распределения, обработки манипулирования и документирования данных пациента и изображений.




- Программное обеспечение для автоматического мультипланарного преобразования.




- Программное обеспечение для защиты данных пациентов.




- Программное обеспечение для обеспечения дистанционного сервиса.




- Программное обеспечение для итерационного процесса обработки данных
Q1E-BW1661-1_Intelli IP V1.10 ru




- Программное обеспечение для обзора предварительных изображений во время объемного сканирования Preview Scan




- Программное обеспечение для возможности определения приоритетной задачи реконструкции изображения Q1E-HC0267-01_V2.23_Function_Utility_Supria_ru (Reconstruction Priority)




- Программное обеспечение сегментация для получения непрерывного изображения в трёх измерениях из несколько стандартных изображений Q1E-HC0082-04 3D_Display Supria_ru




- Программное обеспечение для уменьшения влияния плотных включений на изображения, вызванное поглощением или отражением Q1E-HC0230-02 Intelli IP Quick / HiMAR (Metal Artifact Reduction)




- Программное обеспечение для орбитальной синхронизации Q1E-HC0229-02 Orbital Synchronized Scan




- Программное обеспечение для анализа сосудов для консоли оператора




- Программное обеспечение для удаления изображений костных структур Q1E-BW1630-2
Image Analysis




-. Программное обеспечение для визуализации малых объемов (узелков, опухолей) и оценка скорости их роста для консоли оператора Q1E-BW1700-1 Lung Analysis 2 V1.1.0 ru




- Программное обеспечение DICOM Query/Retrieve для получения, передачи, обработки, архивации медицинских изображений в стандарте DICOM для консоли оператора Q1E-BW1672-1 Query/Retrieve




- Программное обеспечение DICOM MWM Q1E-BW1668-
_Modality_Worklist Management Phase 1.2 Long Table



- Программное обеспечение DICOM MPPS для консоли оператора Q1E-BW1670-1 Modality Performed Procedure Step (MPPS) V1.10



- Программное обеспечение guideShot Q1E-BW1741-2 guideShot Phase 1.2 Long_Table_ru



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Набор для проведения денситометрии:


- фантом;
- матрасик;



- программное обеспечение.



2. Устройство для фиксации ребенка (кювета с ремнями).




3. Подлокотник для внутривенного введения контраста.




4. Платы приема и обработки информации для консоли от 1 до 15 шт.




5. Радио модуль для канала передачи данных в гентри от 1 до 20 шт.




6. Декодер вращения трубки в гентри.



7. Фотосенсор гантри.




8. Платы управления, сбора и передачи данных для гентри, от 1 до 5 шт.




9. Блоки питания гентри, от 1 до 15 шт.




10. Плата управления столом пациента.



11. Плата управления блоком детекторов, преобразователи и детекторы.




12. Плата управления высоковольтным генератором.




13. Высоковольтные преобразователи, от 1 до 3 шт.




14. Детектор сдвига трубки;




15. Радиоантенна;




16. Блок оптический для передачи данных;




17. Щетки сигнальные и силовые;




18. Позиционная линейка;



19. Набор для монтажа компьютерного томографа в составе:
- крышки для гентри передняя




конусная




подъемная, задняя, левая фронтальная, верхняя, боковая правая




левая, доступа фронтальная правая и левая, правая, левая, задняя, (от разбрызгивания масла);




- устройство для монтажа крышек;




- фиксаторы для крышек;




- лекала для разметки и установки гентри от 1 до 10 шт.;




- хомуты для кабеля от 1 до 50 шт.;



- кронштейны (фронтальный правый и левый, 2 передних и задний);




- мотор для сдвига трубки 1 шт




- кабель для громкоговорителя;




- защитная пленка для гентри;



- крепление пленки 2 шт.;




шестигранник;




- винты (M4X8, M4X12) от 1 до 50 шт.



- болты (M12X45L, M6X12L) от 1 до 50 шт.



- болты анкерные (80мм, 100мм) от 1 до 50 шт




- болты под шестигранник от 1 до 50 шт.;
- шайбы от 1 до 50 шт.;
- шайбы силиконовые от 1 до 50 шт.




- прокладки изолирующие от 1 до 50 шт



- пластины выравнивающие от 1 до 50 шт.



- стяжки бандажные от 1 до 50 шт.




- масло силиконовое для изоляции высоковольтных контактов от 1 до 5 тюбиков;




- держатели колес 1 шт.;




- предохранители от 1 до 50 шт.




- наконечники (8 мм, 10 мм) от 1 до 50 шт.




- кабель волоконно-оптический 1 шт.



- кабели от 1 до 50 шт.;




- провода от 1 до 50 шт.; - цапфа 1 шт.;




20. Устройства для калибровки (настройки) компьютерного томографа в составе:
- водяные фантомы 4 шт.



- держатели для водяных фантомов 4 шт.







- подставки для водяных фантомов 4 шт.




- полиэтиленовые фантомы 4 шт.;



- держатели для полиэтиленовых фантомов 4 шт.






- подставки для полиэтиленовых фантомов 4 шт.



21. Подголовник.




22. Держатель подголовника.



23. Подлокотник.



24. Матрас пациента.




25. Треугольная подставка под колени.




26. Набор фиксирующих лент

- фиксирующая лента для подбородка 1 комплект




- фиксирующая лента для головы 1 комплект;



- фиксирующая лента для рук 1 комплект.




27. Защитное стекло.




28. Держатель для капельниц на стол пациента




29. Устройство оповещения пациента (громкоговоритель).



30. Источник бесперебойного питания производства фирмы JovyAtlas, Германия.



31. Климатическая система (Сплит система для кондиционирования воздуха) производства фирмы MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Inc., Япония от 1 до 5 шт.
Регистрационное Удостоверение



32. Устройства для контрастной ангиографии производства фирмы Ulrich GmbH & Co. KG или фирмы MEDTRON AG, Германия, или Nemoto Kyorindo Co., Ltd., Япония:

- инжектор;
- панель управления;
- стойка и держатель инжектора;
- держатель флаконов;
- кабель оптоволоконный;
- пульт дистанционного управления;
- кабель электропитания;
- устройство для введения раствора, адаптированное для работы с КТ;
- трубки насоса;
- трубки пациента.


Регистрационное Удостоверение ФС №2005/1791 от 28.11.2005

Регистрационное Удостоверение ФС №2005/1657 от 14.11.2005


Регистрационное Удостоверение РЗН 2014/1890 от 28.08.2014

Регистрационное Удостоверение ФСР 2010/08692 от 30.08.2010

33. Программа контроля рентгеновского излучения.



34. Коллиматор



35. Блок и программа синхронизации включения сканирования с подачей контрастного вещества для автоматического иньектора.

Q1E-HC0105-04 Injector Synchronization Phase 2.21 Long Table

Acc. No.	Exam. Date/Time	Region
3	23/06/2023 01:23:42.96	
9	30/12/2019 17:11:09.74	Kidney
8	30/12/2019 16:08:03.62	Abdomen


Version Information	
Supria	
FUJIFILM Healthcare Corporation Whole Body X-ray CT System Supria	
System Software Version: V3.22	
Copyright © FUJIFILM Healthcare Corporation 2013. All rights reserved.	
System	
BitStored	13bit
FixedBits	16bit
Generator	48kW(75kVA)
HalfScanTime	0.53s
InjectorModelName	DUAL SHOT
MaxFOV	500mm
MinScanTime	0.75s
NumberOfSlices	128
Table	WT-21
X-RayTube	5.0MHU
Function	
FineRecon	ON
MPR-SPINE	ON
Off-time mode	ON
On-time Standby	ON
OrbitalSync	ON
Preview	ON
Shutter Scan Reduction	ON
Option	
CT Colonoscopy	V2.50
Dental Analysis	V1.30
ECG	V1.00
HIMAR	V1.00

This product is protected by Japanese copyright laws and international agreements. The reproduction of this product, in part or in full, and/or the distribution of reproductions, without consent, is in violation of copyright laws.


Close

36. Набор для проверки качества изображений Quality Exam:

36.1 QA фантом



36.2 Программа для ежедневной проверки региона интереса и непрерывного контроля Q1E-BW1680-1 Quality Exam



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 30 листов

