

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Термопластырь "СПУЛАН" в следующих исполнениях: 130x100 мм; 90x70 мм.

Общая упаковка: Термопластырь «СПУЛАН» 90x70 мм.



Общая упаковка: Термопластырь «СПУЛАН» 130x100 мм.

СПУЛАН

ТЕРМОПЛАСТЫРЬ

130x100 мм

СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ **52°C**
В ТЕЧЕНИЕ **12** ЧАСОВ!



Общая упаковка: Термопластырь «СПУЛАН» 90x70 мм.



СПУЛАН

2 шт.

ТЕРМОПЛАСТЫРЬ

90x70 мм



Государственная регистрация № 00000 от 00.00.2014 г.



Дата выпуска:

№ серии:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется только для наружного применения: наносится на внешнюю сторону белья или одежды. Вскройте индивидуальную упаковку и достаньте термопластырь. Сорвите защитную бумажную полоску. Наклейте термопластырь с внешней стороны нижнего белья или одежды в месте, которое нужно согреть. По завершении использования, снимите пластырь с белья или одежды и выбросьте.

Особые указания: не использовать во время сна, и одновременно с другими согревающими изделиями (грелка, разогревающие лосьоны, кремы, гели и проч.); не использовать пластырь более 12 часов на одном месте; при появлении ожогов, отеков, покраснений и других изменений на коже немедленно удалить пластырь; не разрывать термопластырь и не допускать попадания содержимого в глаза и на слизистые оболочки. Если по неосторожности произошел контакт, тщательно промыть водой.

Противопоказания

Детям, беременным женщинам, диабетикам, людям с чувствительной кожей, при онкологических заболеваниях, а также с нарушениями кровообращения и с гинекологическими заболеваниями. Не применять при наличии опухолевых заболеваний, а также при воспалительных заболеваниях без консультации врача.

СОСТАВ:

железный порошок 65%
активированный уголь 5%
вермикулит 12%
поваренная соль 3%
вола 15%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре от (0° до +25)±2 °C
Относительная влажность
(60-95%)±2%
В защищенном от света месте,
недоступном для детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года. Не использовать по
окончании срока годности.

ВНИМАНИЕ! Не приклеивать непосредственно на кожу! Не растирать в руках!

Изготовитель (производитель): ООО «Торгово-промышленное предприятие Хэсинь Хэнда провинции Хэнань», 464000, КНР, г. Синьян, р-н Шихэ, промышленный парк Худун Хэнда.

Представитель: ООО «Вселенная здоровья»,
125315, Россия, Москва, 3-й Балтийский переулок, д. 3, стр. 5, оф. 17.
ООО «Вселенная здоровья» уполномочено принимать претензии.
Бесплатная горячая линия 8-800-555-00-96/69



Общая упаковка: Термопластырь «СПУЛАН» 130x100 мм.



СПУЛАН

ТЕРМОПЛАСТЫРЬ

1 шт.

130x100 мм



ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ

БОЛИ В ЖИВОТЕ

БОЛЬ В КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ



БОЛИ В СУСТАВАХ

БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ

БОЛИ В СПИНЕ

Государственная регистрация № 00000 от 00.00.2014 г.



Дата выпуска:

№ серии:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется только для наружного применения: наносится на внешнюю сторону белья или одежды. Вскройте индивидуальную упаковку и достаньте термопластырь. Сорвите защитную бумажную полоску. Наклейте термопластырь с внешней стороны нижнего белья или одежды в месте, которое нужно согреть. По завершении использования, снимите пластырь с белья или одежды и выбросьте.

Особые указания: не использовать во время сна, и одновременно с другими согревающими изделиями (грелка, разогревающие лосьоны, кремы, гели и проч.); не использовать пластырь более 12 часов на одном месте; при появлении ожогов, отеков, покраснений и других изменений на коже немедленно удалить пластырь; не разрывать термопластырь и не допускать попадания содержимого в глаза и на слизистые оболочки. Если по неосторожности произошел контакт, тщательно промыть водой.

Противопоказания:

Детям, беременным женщинам, диабетикам, людям с чувствительной кожей, при онкологических заболеваниях, а также с нарушениями кровообращения и с гинекологическими заболеваниями. Не применять при наличии опухолевых заболеваний, а также при воспалительных заболеваниях без консультации врача.

СОСТАВ:

железный порошок 65%
активированный уголь 5%
вермикулит 12%
поваренная соль 3%
вода 15%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре от (0° до +25)±2 °C
Относительная влажность
(60-95%)±2%
В защищенном от света месте,
недоступном для детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года. Не использовать по окончании срока годности.

ВНИМАНИЕ! Не приклеивать непосредственно на кожу! Не растирать в руках!

Изготовитель (производитель): ООО «Торгово-промышленное предприятие Хэсинь Хэнда провинции Хэнань», 464000, КНР, г. Синьям, р-н Шихэ, промышленный парк Худун Хэнда.

Представитель : ООО «Вселенная здоровья»,
125315, Россия, Москва, 3-й Балтийский переулок, д. 3, стр. 5, оф. 17.
ООО «Вселенная здоровья» уполномочено принимать претензии.
Бесплатная горячая линия 8-800-555-00-96/69




6 943291 020156

Общий вид: Термопластырь «СПУЛАН» 90х70 мм.





Общий вид: Термопластырь «СПУЛАН» 130x100 мм.



Информация на упаковке:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется только для наружного применения: наносится на внешнюю сторону белья или одежды. Вскройте индивидуальную упаковку и достаньте термопластырь. Сорвите защитную бумажную полоску. Наклейте термопластырь с внешней стороны нижнего белья или одежды в месте, которое нужно согреть. По завершении использования, снимите пластырь с белья или одежды и выбросите.

Особые указания: не использовать во время сна, и одновременно с другими согревающими изделиями (грелка, разогревающие лосьоны, кремы, гели и проч.); не использовать пластырь более 12 часов на одном месте; при появлении ожогов, отеков, покраснений и других изменений на коже немедленно удалить пластырь; не разрывать термопластырь и не допускать попадания содержимого в глаза и на слизистые оболочки. Если по неосторожности произошел контакт, тщательно промыть водой.

Противопоказания:

Детям, беременным женщинам, диабетикам, людям с чувствительной кожей, при онкологических заболеваниях, а также с нарушениями кровообращения и с гинекологическими заболеваниями. Не применять при наличии опухолевых заболеваний, а также при воспалительных заболеваниях без консультации врача.

СОСТАВ:

железный порошок 65%
активированный уголь 5%
вермикулит 12%
поваренная соль 3%
вода 15%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре от (0° до +25)±2 °C
Относительная влажность
(60-95%)±2%
В защищенном от света месте,
недоступном для детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года. Не использовать по
окончании срока годности.

ВНИМАНИЕ! Не приклеивать непосредственно на кожу! Не растирать в руках!

Изготовитель (производитель): ООО «Торгово-промышленное предприятие Хэсинь Хэнда провинции Хэнань». 464000, КНР, г. Синьян, р-н Шихэ, промышленный парк Худун Хэнда.

Представитель: ООО «Вселенная здоровья».
125315, Россия, Москва, 3-й Балтийский переулок, д. 3, стр. 5, оф. 17.
ООО «Вселенная здоровья» уполномочено принимать претензии.
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-96/69



Генеральный директор
ООО «Вселенная здоровья»
Кулдавлетова З. М.



Всего прошито, и скреплено
печатью 8 листов

Генеральный директор
ООО "Вселенная
здоровья"
Куцавлевская З.И.

З.И.

