

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МК Айрис»

Рузняев М.М.

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Система высокоскоростная Velocity для проведения хирургических операций с принадлежностями
(производство adeor Medical AG («адеор Медикал АГ»), Германия)

Фото 1. Система высокоскоростная Velocity для проведения хирургических операций, в составе: мотор системы 1000-80000 об/мин с 3,5 метровым кабелем.




Фото 2. Система высокоскоростная Velocity для проведения хирургических операций, в составе: блок управления.



Фото 3. Система высокоскоростная Velocity для проведения хирургических операций, в составе: ножная педаль с ручкой с 3 метровых кабелем.



Фото 4. Система высокоскоростная Velocity Alpha для проведения хирургических операций, в составе: мотор системы 1000-80000 об/мин с 3,5 метровым кабелем.



Фото 5. Система высокоскоростная Velocity Alpha для проведения хирургических операций, в составе: блок управления.



Фото 6. Система высокоскоростная Velocity Alpha для проведения хирургических операций, в составе: ножная педаль с ручкой с 3 метровых кабелем.



Фото 7. Система высокоскоростная Velocity Alpha для проведения хирургических операций, в составе: ножная педаль беспроводная.



Принадлежности.
Фото 8. Краниотом короткий, общая длина 41 мм.



Фото 9. Краниотом средний, общая длина 44 мм.



Фото 10. Краниотом длинный, общая длина 51 мм.




Фото 11. Насадка, прямая extra-короткая, общая длина 93 мм.



Фото 12. Насадка прямая короткая ALPHA, общая длина 110 мм.




Фото 13. Насадка прямая средняя ALPHA, общая длина 140 мм.



Фото 14. Насадка прямая длинная ALPHA, общая длина 170 мм.




Фото 15. Насадка угловая короткая ALPHA, общая длина 120 мм.



Фото 16. Насадка угловая средняя ALPHA, общая длина 150 мм.



Фото 17. Насадка угловая длинная ALPHA, общая длина 180 мм.



Фото 18. Насадка угловая XL ALPHA, общая длина 210 мм.



Фото 19. Насадка угловая XXL ALPHA, общая длина 250 мм.




Фото 20. Насадка угловая XXXL ALPHA, общая длина 300 мм.




Фото 21. Насадка краниотом ALPHA, общая длина 78мм.



Фото 22. Наконечник для краниотомии короткий ALPHA, общая длина 41 мм.



Фото 23. Наконечник для краниотомии средний ALPHA, общая длина 44 мм.



Фото 24. Наконечник для краниотомии длинный ALPHA, общая длина 51 мм.



Фото 25. Насадка для ирригации, общая длина 52,3 мм.




Фото 26. Насадка для ирригации, общая длина 66,3 мм.




Фото 27. Насадка для ирригации, общая длина 96,3 мм.




Фото 28. Насадка для ирригации, общая длина 126,3 мм.




Фото 29. Насадка для ирригации, общая длина 156,3 мм.




Фото 30. Насадка для ирригации, общая длина 196,3 мм.




Фото 31. Насадка для ирригации, общая длина 246,3 мм.




Фото 32. Насадка телескопическая прямая, общая длина 90 мм.



Фото 33. Насадка телескопическая прямая, общая длина 120 мм.




Фото 34. Насадка телескопическая прямая, общая длина 150 мм.




Фото 35. Насадка телескопическая прямая, общая длина 180 мм.



Фото 36. Насадка телескопическая изогнутая, общая длина 90 мм.




Фото 37. Насадка телескопическая изогнутая, общая длина 120 мм.




Фото 38. Насадка телескопическая изогнутая, общая длина 150 мм.




Фото 39. Насадка телескопическая, длина 72 мм



Фото 40. Насадка краннотом, головная часть, общая длина 27 мм



Фото 41. Насадка осциллирующая



Фото 42. Насадка сагиттальная




Фото 43. Насадка reciprocating



Фото 44. Насадка трепан ALPHA, общая длина 130мм.



Фото 45. Держатель для блока управления.




Фото 46. Смазочное масло, спрей 500 мл.



Фото 47. Инструмент для чистки насадок.




Фото 48. Кейс для транспортировки.



Фото 49. Пластиковый поднос для стерилизации.



Фото 50. Моторный шланг 3м, 5м.




Фото 51. Силовой кабель 3м.



**Система высокоскоростная Velocity для проведения
хирургических операций с принадлежностями**

РУ № РЗН 2015/3507 от _____

**Уполномоченный представитель: ООО «МК Айрис» 690014,
Приморский край, г Владивосток, проспект Красного
Знамени, 91**

Пример макета маркировки для системы на русском языке.

Насадка угловая длинная ALPHA, общая длина 180 мм.

РУ № РЗН 2015/3507 от _____

**Уполномоченный представитель: ООО «МК Айрис»,
Россия, 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт**

Пример макета маркировки для принадлежностей на русском языке.



ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 54 ЛИСТА(ОВ)

