





APOLONIA Набор для стоматологической имплантации

B205 Techno B/D Kyung-Buk National University
573-13, Bokhyun-Dong, Buk-Gu, Daegu, 702-020, South Korea
Tel +82-53-952-8261 Fax +82-53-954-8261
E-mail: camimplant@hanmail.net



СИ Эс Эм

www.apoloniaplant.com





Внутреннее соединение_восьмиугольник

Дизайн горловины округлой формы


Усовершенствованный дизайн для
мягкой ткани чтобы минимизировать
пару-ухоронение



Конус 8°



поверхность с машинной обработкой




Поверхность обработанная лазером



Вид стандартных отверстий со
съемом микроканала с диаметром
10-12 мм и глубиной канавки
углубления диаметры ± 0.25 мм
и глубиной 20 мм

Поверхность с машинной обработкой



Микрофотография of etching
Самостоятельно электронной микроскопии
микроканала с машинной обработкой

Титановый уклон-4

Резущая кромка







Блок-схема



Слепочный колпачок



Аналог цельного абатмента



Цельный абатмент



Угловой абатмент

Винт



Центрируемый абатмент




Вспомогательный винт



Тип "lock"



Тип "non-lock"




Коррозобезопасный угловой винт

Пластиковый абатмент UCLA




Аналог внутреннего имплантата



Специальный трансформатор



Вспомогательный винт



Вспомогательный винт



Вспомогательный винт



Прямой тип



Коррозобезопасный тип





Наименование продуктов_Имплантант

Прямой тип



Ед.изм : мм

D (диаметр)	L (длина резьбы)	C (высота шестигранника)	Артикул
43.5	8.0	1.8	CFR08
	10.0		CFR10
	12.0		CFR12
	14.0		CFR14
	8.0	2.8	C1FR08
	10.0		C1FR10
	12.0		C1FR12
	14.0		C1FR14

Конусообразный тип



Ед.изм : мм

D (диаметр)	L (длина резьбы)	C (высота шестигранника)	Артикул
43.5	8.0	1.5	C2FR08
	10.0		C2FR10
	12.0		C2FR12
	14.0		C2FR14



Ед.изм : мм

D (диаметр)	L (длина резьбы)	C (высота шестигранника)	Артикул
44.1	8.0	1.8	RM10818
	10.0		RM11018
	12.0		RM11218
	14.0		RM11418
	8.0	2.8	RM10828
	10.0		RM11028
	12.0		RM11228
	14.0		RM11428



Ед.изм : мм

D (диаметр)	L (длина резьбы)	C (высота шестигранника)	Артикул
44.1	8.0	1.5	RM1410815
	10.0		RM1411015
	12.0		RM1411215
	14.0		RM1411415




Ед.изм : мм

D (диаметр)	L (длина резьбы)	C (высота шестигранника)	Артикул
44.8	8.0	1.8	RM80818
	10.0		RM81018
	12.0		RM81218
	14.0		RM81418
	8.0	2.8	RM80828
	10.0		RM81028
	12.0		RM81228
	14.0		RM81428



Ед.изм : мм

D (диаметр)	L (длина резьбы)	C (высота шестигранника)	Артикул
44.8	8.0	1.5	RM1480815
	10.0		RM1481015
	12.0		RM1481215
	14.0		RM1481415





Перечень продуктов — Верхняя часть

Заглушка



• Артикул : CS2

Колпачок



• 2mm Product Code: CFHA502
• 3.5mm Product Code: CFHA503

Формирователь десны



• 3mm Product Code: CFHA505
• 4.5mm Product Code: CFHA507

Шестиугольный закрепляющий винт



• Артикул : SH

Шестиугольный закрепляющий винт



Восьмиугольный винт

• Артикул : PK5

Угловой Конусообразный абатмент



• Тип А Артикул : NAA15
• Тип В Артикул : CA1



• Тип В Артикул : NAA25
• Тип В Артикул : CA2



• Винт. Артикул : CAS1



Тип А



Тип В

Пластиковый абатмент UCLA



Тип Lock

• Артикул : UCLA1-R



Тип Non lock

• Артикул : UCLA1-W



Конусообразный упорный винт

• Артикул : CAS2

Слепочный трансфер+штифт



• Артикул : ICMOP

Аналог внутреннего имплантата



• Артикул : IIA

Цельный абатмент



4mm

• Артикул : SA40



5.5mm

• Артикул : SA55



7mm

• Артикул : SA70

Аналог цельного абатмента



4mm

• Артикул : AAR40



5.5mm

• Артикул : AAR55



7mm

• Артикул : AAR70

Слепочный колпачок




• Артикул : IC





APOLONIA



* Футляр для хирургических инструментов (Р.7)


1. Направляющая дрель (CSDG225)




2. ø2.25 Предварительная дрель (CSID225)




3. ø2.8 Предпоследняя дрель (конусообразный тип, Прямой тип) (PFD28I, SFD28I)




4. ø3.5 Метчик (конусообразный тип, Прямой тип) (THI-35, SHI-35)




5. ø3.7 Сверло под резьбу (конусообразный тип, Прямой тип) (CSD385L, SFD35I)




6. ø4.1 Метчик (конусообразный тип, Прямой тип) (THI-41, SHI-41)



7. ø4.4 Сверло под резьбу (конусообразный тип, Прямой тип) (CSD43L, SFD42I)



8. ø3.5 Метчик (конусообразный тип, Прямой тип) (THI-48, SHI-41)



9. Насадка для ключа (короткая) (CPH120S)




10. Насадка для ключа (Длинная) (CPH120L)



11. Насадка для ключа (Механическая) (CSMD0)



12. Насадка для ключа (Машинная) (CSMDN)



13. Удлинитель сверла (CSDE)



14. ø1.7 Насадка типа "Торкс" для ключа механического (Длинного) (SGHIL)



15. ø1.7 Насадка типа "Торкс" для ключа машинного (Длинного) (SGMIL)




16. Насадка для ключа (цельная) (CPH118S)




17. Насадка для ключа (Восьмигранная) (CPH118L)



18. Ключ с трещёткой (RWI) Моментометр (TWI)



19. Цилиндрический штифт (CSPP2030)




20. Кнопка блокировочная (HKI)






Процесс распаковки



1. Пожалуйста, проверьте состояние упаковки




2. Пожалуйста, раскройте функцию упаковки и выньте пластмассовую ампулу.



3. Пожалуйста, откройте наружное пластмассовое футляр.



5. Пожалуйста, достаньте заглушку из наружного пластмассового колпачка с помощью муфты захвата (SGH-И)



4. Ручкой выньте внутренний пластмассовый футляр из наружной ампулы



Пластмассовая ампула




Заглушка



Ключ для закрепления



Основы используются как адьютант



Имплант



ИЛИ Имплант

Наружный пластмассовый колпачок



Внутренний пластмассовый футляр



Заглушка

Ключ для зажима

Основы

Наружный пластмассовый футляр (Заглушка)





Каждая часть имплантанта

Внутреннее соединение Шестиугольный конус 11



0.3MM механическая обработка
- Высота буртика

Микро-резьба

Механически обработанная поверхность

Основная резьба


Режущая кромка

Закругленный заход резьбы



Верхние части

- Цементируемый абатмент
- Цельный абатмент
- Стандартный абатмент
- Пластиковый абатмент UCLA
- Угловой абатмент





Блок-схема



Пластиковый цилиндр для цельного абутмента



Аналог цельного абутмента



Сплицный трансфер для цельного абутмента



Предварительная структура для цельного абутмента



Цельный абутмент



Частичный абутмент



Стандартный абутмент



Угловой абутмент



Пластиковый абутмент UCLA



Сплицный трансфер для имплантата (применяется для)



Сплицный трансфер для имплантата (применяется для)



Заглушка



Формировать десны



Имплантат



Аналог имплантата





Перечень продуктов

Имплантант стоматологический

Имплантант стоматологический

	Резьба поверхности мм	Ед.изм : мм		артикул
		D (диаметр)	L (длина)	
Имплантант узкий	4.3.5	10	10	С.Р.А.01
		10	12	С.Р.А.02
		10	14	С.Р.А.03
		10	16	С.Р.А.04
Имплантант средний	4.3.5	10	10	С.Р.А.05
		10	12	С.Р.А.06
		10	14	С.Р.А.07
		10	16	С.Р.А.08
Имплантант стандартный	4.3.5	10	10	С.Р.А.09
		10	12	С.Р.А.10
		10	14	С.Р.А.11
		10	16	С.Р.А.12
Имплантант широкий	4.3.5	10	10	С.Р.А.13
		10	12	С.Р.А.14
		10	14	С.Р.А.15
		10	16	С.Р.А.16

Перечень продуктов

Слепочный трансфер для имплантанта
& Аналог имплантанта

Слепочный трансфер для имплантанта
- Приподнятый тип(открытый поддон)

	Резьба поверхности мм	Ед.изм : мм		артикул
		D (диаметр)	C (высота)	
Слепочный трансфер для имплантанта (приподнятый тип)	4.3.5	10	15	С.Т.А.01
		10	35	С.Т.А.02
		10	15	С.Т.А.03
		10	35	С.Т.А.04
Слепочный трансфер для аналога имплантанта (приподнятый тип)	4.3.5	10	15	С.Т.А.05
		10	35	С.Т.А.06
		10	15	С.Т.А.07
		10	35	С.Т.А.08

Слепочный трансфер для имплантанта
- Пересадочный тип(Закрытый поддон)

	Резьба поверхности мм	Ед.изм : мм		артикул
		D (диаметр)	C (высота)	
Слепочный трансфер для имплантанта (пересадочный тип)	4.3.5	10	15	С.Т.А.09
		10	35	С.Т.А.10
		10	15	С.Т.А.11
		10	35	С.Т.А.12

Формирователь десны

	Резьба поверхности мм	Ед.изм : мм		артикул
		D (диаметр)	L (длина)	
Формирователь десны	4.3.5	10	65	С.Ф.А.01

Формирователь десны

	Резьба поверхности мм	Ед.изм : мм			артикул
		D (диаметр)	H (высота)	C (ширина)	
Формирователь десны	4.3.5	10	35	15	С.Ф.А.02
		10	55	15	С.Ф.А.03
		10	35	15	С.Ф.А.04
		10	55	15	С.Ф.А.05
Формирователь десны	4.3.5	10	35	15	С.Ф.А.06
		10	55	15	С.Ф.А.07
		10	35	15	С.Ф.А.08
		10	55	15	С.Ф.А.09

Аналог имплантанта


	Резьба поверхности мм	Ед.изм : мм		артикул
		D (диаметр)	L (длина)	
Аналог имплантанта	4.3.5	10	12	С.А.А.01





Нережущие продукты U.S.A. Стандартный Цементируемый Угловой


Пластиковый абатмент UCLA



Ед. измерения : мм

Размер Иллюстрация измерения	D (диаметр)	L (длина)	Артикул
UCLA	44.5	13	CUARN


Стандартный абатмент



Ед. измерения : мм


Размер Иллюстрация измерения	D (диаметр)	L (длина)	C (высота абатмента над платформой)	Артикул
Стандартный абатмент	44.5	12	2	SA1
	45.5		2.5	SA2
	46.5		3	SA3

Цементируемый абатмент



Ед. измерения : мм				
Размер Иллюстрация измерения	D (диаметр)	H (длина)	C (высота абатмента над платформой)	Артикул
Цементируемый абатмент	44.5	5.5	1.5	CCEA4515
			3.5	CCEA4535
			1.5	CCEA4515
	45.5		3.5	CCEA5535
			1.5	CCEA5515
			3.5	CCEA5535

Угловой абатмент



Ед. измерения : мм

Размер Иллюстрация измерения	D (диаметр)	A (длина)	C (высота абатмента над платформой)	Артикул	
Угловой абатмент	44.5	20	1.5	A1502	
			3.5	A1503	
	45.5		1.5	A2503	
			3.5	A2504	

Упорный винт (для Пластикового абатмента UCLA/Стандартного абатмента / Цементируемого абатмента /Углового абатмента/Слепогого трансфера для имплантата)



Ед. измерения : мм

Размер Иллюстрация измерения	D (диаметр)	Артикул
Упорный винт	2	CCEAS





Перечень продуктов Цельный абатмент & Слепочный трансфер

Пластиковый цилиндр (для цельного абатмента)

Ед.изм : мм

Наименование изд.	Размер	D (диаметр)	H (высота)	Артикул
Пластиковый цилиндр		4.5	13	CPC45
		5.5		CPC55
		6.5		CPC65

Аналог цельного абатмента

Ед.изм : мм

Наименование изд.	Размер	D (диаметр)	H (высота)	L (длина)	Артикул
Аналог цельного абатмента		4.5	5.5	13	CAR45
		5.5			CAR55
		6.5			CAR65

Слепочный трансфер (для цельного абатмента)

Ед.изм : мм

Наименование изд.	Размер	D (диаметр)	Артикул
Слепочный трансфер		4.5	QC45
		5.5	QC55
		6.5	QC65

Предохранительная заглушка (для цельного абатмента)



Ед.изм : мм

Наименование изд.	Размер	D (диаметр)	Артикул
Предохранительная заглушка		4.5	CSA45C
		5.5	CSA55C
		6.5	CSA65C

Цельный абатмент

Единица измерения: мм				
Размер	D (диаметр)	H (высота)	C (длина шейки)	Артикул
Цельный абатмент	4.5	5.5	1.5	CSA4515
			3.5	CSA4535
	5.5		1.5	CSA5515
			3.5	CSA5535
	6.5		1.5	CSA6515
			3.5	CSA6535





С С М

* Футляр для хирургических инструментов (SKT)

1. Направляющая дрель (CSGD225)



2. $\phi 2.25$ Предварительная дрель (CSID225)



3. $\phi 2.25$ Предпоследняя дрель (конусообразный тип, PFD284)



4. $\phi 3.8$ Сверло под резьбу $\phi 1/8$ (CSFD3418)



5. $\phi 3.8$ Сверло под резьбу $\phi 1/4$ (CSFD3414)



6. $\phi 4.2$ Сверло под резьбу $\phi 1/8$ (CSFD3818)




7. $\phi 4.2$ Сверло под резьбу $\phi 1/4$ (CSFD3814)



8. $\phi 4.6$ Сверло под резьбу $\phi 1/8$ (CSFD4118)



9. $\phi 4.6$ Сверло под резьбу $\phi 1/4$ (CSFD4114)



10. $\phi 5.3$ Сверло под резьбу $\phi 1/8$ (CSFD4818)



11. $\phi 5.3$ Сверло под резьбу $\phi 1/4$ (CSFD4814)




12. Удлинитель сверла (CSDE)




13. Развертка (CSR37)



14. Развертка (CSR38)



15. Развертка (CSR45)



16. Развертка (CSR52)



17. Насадка для ключа короткая механическая (CPNM25)




18. Насадка для ключа длинная механическая (CPNM25L)



19. Насадка для ключа короткая машинная (CPNM25S)




20. Насадка для ключа длинная машинная (CPNM25L)



21. Насадка типа "Торкс" для ключа короткого механического (SGHES)



22. Насадка типа "Торкс" для ключа длинного механического (SGHL)



23. Насадка типа "Торкс" для ключа короткого машинного (SGMES)




24. Насадка для ключа типа "Торкс" для ключа длинного машинного (SGML)



25. Ключ с трещоткой (RW)



26. Моментометр (TW)



27. Цилиндрический штифт (CSPP2838)

