



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэборатори"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ
"Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2)»

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат. № 04T9620



Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат. № 04T9630



Фотографическое изображение общего вида МИ
Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат. № 04T9620



Фотографическое изображение общего вида МИ
Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат. № 04T9630



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат. № 04T9620



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат. № 04T9630



Зсего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (семь) листов





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2)»

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

Макет маркировки медицинского изделия Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат.№ 04T9620 для пользователей Российской Федерации



04T9620



Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2)»

4 картриджа по 150 тестов, в составе: Реагент 1 (R1) - 4 x 13,4 мл; Реагент 2 (R2) - 4 x 15,5 мл; Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов, указанных на упаковке, см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2) кат.№ 04T9630 для пользователей Российской Федерации



04T9630



Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2)»

4 картриджа по 525 тестов, в составе: Реагент 1 (R1) - 4 x 36,2 мл; Реагент 2 (R2) - 4 x 44,2 мл; Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов, указанных на упаковке, см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

**Макет маркировки медицинского изделия Гамма-глутамилтрансфераза2
Реагенты для Alinity c (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат.№ 04T9620**

GGT2

GGT2

REF **O4T9620** **4 x 150**

LOT **Exp.** **www.corlaboratory.abott(IfU)**

Alinity c

R1 **4 x 13.4 mL**

R2 **4 x 15.5 mL**

CONTAINS: AZIDE

! DANGER

Abbott Ireland
Diagnostica Division
Lansdowne Road
Dublin 4
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

INFORMATION FOR USA ONLY

The Gamma-Glutamyl Transferase2 (GGT2) assay is used for the quantitation of gamma-glutamyl transferase in human serum or plasma on the Alinity c system. Measurements obtained by this device are used primarily for the diagnosis and treatment of liver diseases such as alcoholic cirrhosis and primary and secondary liver tumors:

- **[A]** Active ingredient: Glycylglycine (39.640 g/L)
- **[B]** Active ingredient: Glucose (gluco-carboxystyrene monosulfonate salt) (5.000 g/L)

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

4

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат.№ 04T9620

- Флакон с Реагент 1 (R1)



- Флакон с Реагент 2 (R2)



- Боковая сторона картриджа



Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Гамма-глутамилтрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Gamma-Glutamyl Transferase2), кат.№ 04T9630

- Флакон с Реагент 1 (R1)



- Флакон с Реагент 2 (R2)



- Боковая сторона картриджа



Всего прошито и пронумеровано
и скреплено печатью

8

листов

Подпись

