

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Стерилизатор паровой «Armed»,
производство: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd., Китай

- I. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-8B, в составе (см. Приложение).
- II. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-12B, в составе (см. Приложение).
- III. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-18B, в составе (см. Приложение).
- IV. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-23B, в составе (см. Приложение).
- V. Макет шильда (см. Приложение).
- VI. Макет упаковки: наклейка (см. Приложение).

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ООО «ОПОРА»)
(наименование организации-заявителя)

Приложение

I. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-8B, в составе:






Рис. 2 – Кабель питания





Рис. 3 – Каркас внутренний для полок





Термопринтер, в составе (рис. 6.1-6.3):



Рис. 6.1 – Термопринтер



Рис. 6.2 – Кабель питания



Рис. 6.3 – Кабель соединительный DVI




Рис. 7 – Бумага для термопринтера






Рис. 9 – Кольцо уплотнительное, малое, Ø 3 мм (2 шт.)






Рис. 10 – Шланг сливной для воды (2 шт.)










Рис. 14 – Уплотнитель для дверцы (2 шт.)

II. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-12B, в составе:




Рис. 15 – Стерилизатор паровой «Armed» DGT-12B





Рис. 17 – Каркас внутренний для полок





Рис. 18 – Полка 305х150 мм (2 шт.)



Термопринтер, в составе (рис. 20.1-20.3):



Рис. 20.1 – Термопринтер



Рис. 20.2 – Кабель питания







Рис. 20.3 – Кабель соединительный DVI
















Рис. 26 – Держатель силиконовый для полоток





III. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-18B, в составе:









Рис. 30 – Кабель питания



Рис. 31 – Каркас внутренний для полок







Термопринтер, в составе (рис. 35.1-35.3):



Рис. 35.1 – Термопринтер




Рис. 35.2 – Кабель питания




Рис. 35.3 – Кабель соединительный DVI





Рис. 36 – Бумага для термопринтера













Рис. 40 – Фильтр для воздуха HEPA








IV. Стерилизатор паровой «Armed», вариант исполнения DGT-23B, в составе:










Рис. 47 – Полка 380х195 мм (3 шт.)




Рис. 48 – Бумага для термопринтера




Рис. 49 – Шланг сливной для воды (2 шт.)




Рис. 50 – Держатель силиконовый для полки



Рис. 51 – Уплотнитель для дверцы

Стерилизатор паровой «Armed»: DGT-8B

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Произведено: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd., No. 17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

(Джиангсу Дэнгуан Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд., № 17, Данфенг Вест Роуд, Джинтан Сити, Джиангсу Провинс, 213200, Китай)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ОПОРА», 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

Напряжение: 230 В ($\pm 10\%$)

Частота: 50 Гц ($\pm 2\%$)

Потребляемая мощность: не более 2200 В*А

Объём стерилизационной камеры: 8 л ($\pm 10\%$)

Максимальная температура в камере: 137 °С

Максимальное давление в камере: 240 кПа

Серийный номер: D20201101B

Дата выпуска: 01.2020



СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ "ARMED": DGT-8B



Произведено: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd., No. 17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

(Джиангсу Дэнгван Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд., № 17, Данфенг Вест Роуд, Джинтан Сити, Джиангсу Провинс, 213200, Китай)

Уполномоченный представитель производителя: ООО "ОПОРА"

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

***Перед применением необходимо
внимательно изучить Руководство по эксплуатации!***


Предназначен для стерилизации и сушки медицинских изделий, не чувствительных к воздействию высоких температур, воды или пара, могут использоваться для стерилизации как упакованных, так и неупакованных изделий, твердых изделий, изделий без полостей, полых и пористых изделий.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.

Дата упаковывания:

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Срок службы: не менее 8 лет.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 60
листьев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.

