

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»


М.Е. Золотухин
«07» декабря 2022 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн Ресерч»


А. Н. Кудряшов
«07» декабря 2022 г.


ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

Микрокатетер внутрисосудистый FRED

одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019

2022

Этикетка индивидуальной картонной упаковки


Микрокатетер внутрисосудистый FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019

Микрокатетер
внутрисосудистый

FRED

Angjoline
interventional
device

1 КОД/REF: FMXX
4 ЛОТ/LOT: XXXXXXXX



РУ XXXXXXXXXX от XXXXXX
Микрокатетер внутрисосудистый
FRED одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019

Совместимость:

- с проводником диаметром не более XX мм (XX")
- с внутрисосудистым катетером с внутренним
диаметром не менее 1,15 мм (0,045")

Максимальное допустимое давление инфузии 320 кПа

Скорость потока составляет не менее 80% от 1,0 мл/мин

Сделано в России
Made in Russia

ООО "Ангилайн", Россия
630559, Новосибирская обл.
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово
пр-кт Никольский, д. 1, офис 507/1



(240)FMXX(10)XXXXXXX(17)XXXXXX

Дата изготовления: XXXX-XX

Годен до: / Used by: XXXX-XX

STERILE EO

нетоксично



FRED микрокатетер внутрисосудистый

REF
FMXX

Внутренний диаметр
XXX мм
(XXX")

Эффективная длина
1500 мм

ЛОТ
XXXXXXX
XXXX-XX
A903030-23X

Условия хранения и транспортировки

Транспортировать микрокатетер при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 75%.
Хранить при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не выше 60%.

Правила утилизации

Микрокатетеры, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные микрокатетеры (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные микрокатетеры должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена.



Не стерилизовать повторно.



Не использовать, если упаковка повреждена.



Запрет на повторное применение.



Не допускать воздействия солнечного света.



Беречь от влаги.



Апирогенно.



Обратитесь к инструкции по применению.

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности);
6. Номинальный внутренний диаметр, мм;

Этикетка стерилизованного конверта

Микрокатетер внутрисосудистый FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019

Микрокатетер
внутрисосудистый

FRED

Angjoline
interventional
device


1 КОД/REF: FMXX
4 ЛОТ/LOT: XXXXXXXX

РУ XXXXXXXXXX от XXXXXX
Микрокатетер внутрисосудистый
FRED одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019

 Сделано в России
Made in Russia
ООО "Ангиолайн", Россия
630559, Новосибирская обл.
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово
пр-кт Никольский, д. 1, офис 507/1



FRED микрокатетер внутрисосудистый



Совместимость:

- с проводником диаметром не более XX мм (XX")
- с внутрисосудистым катетером с внутренним диаметром не менее 1,15 мм (0,045")

Максимальное допустимое давление инфузии 320 кПа
Скорость потока составляет не менее 80% от 1,0 мл/мин

Дата изготовления: XXXX-XX

Годен до: / Used by: XXXX-XX

STERILE EO
нетоксично



REF
FMXX

Внутренний диаметр
XXX мм
(XX")

Эффективная длина
1500 мм

LOT XXXXXXXX
XXXX-XX
A903030-23X

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности);
6. Номинальный внутренний диаметр, мм;
7. Диаметр проводника, мм.

Пронумеровано и пронумеровано

3 (три) листов

Директор

Золотухин М.Е.



СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Ангиолайн»


М.Е. Золотухин
«09» декабря 2022 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Ангиолайн ресерч»


А.Н. Кудряшов
«09» декабря 2022 г.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Микрокатетер внутрисосудистый FRED
одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019**

Микрокатетер FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019
Индивидуальная картонная коробка



Микрокатетер FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019
Индивидуальная картонная коробка

Условия хранения и транспортировки

Транспортировать микрокатетер при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 75%.
 Хранить при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не выше 60%.

Правила утилизации

Микрокатетеры, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные микрокатетеры (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные микрокатетеры должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена.



Не стерилизовать повторно.



Не использовать, если упаковка повреждена.



Запрет на повторное применение.



Не допускать воздействие солнечного света.



Беречь от влаги.



Апирогенно.




Обратитесь к инструкции по применению.


Микрокатетер FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019
Стерилизационный конверт вместе с микрокатетером



Микрокатетер FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019
Микрокатетер помещенный в защитный пластиковый кожух (диспенсер)




Микрокатетер FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019
Общий вид микрокатетера



Дистальный конец микрокатетера



Микрокатетер FRED одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-018-83540797-2019
Луерный разъем микрокатетера



Прошнуровано и пронумеровано

7 (семь) листов

Директор

Золотухин М.Е.

