

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»



М.Е. Золотухин

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн Ресерч»



А. Н. Кудряшов

2022 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

**Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая
стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020**


Этикетка индивидуальной картонной упаковки

Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020

Angjoline
interventional
device

5 СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

1 КОД/REF: SFXXXXXXX Длина стента: XX мм
2 ЛОТ/ОТ: XXXXXXX Диаметр стента: XX мм
6 Стент матричный голометаллический из нитинола



Производитель: ООО "Ангилайн"
Россия, 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово,
ул. Технопарковая д. 6, оф. 218
тел./факс (383) 363-97-21
www.angjoline.ru

Система для стентирования
периферических сосудов
SAVIOR одноразовая
стерильная по ТУ 32.50.22-
021-41237435-2020



(240)SFXXXXXXX(10)XXXXXXXXX(17)XXXX-XX

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SFXXXXXXX Длина стента: XX мм
ЛОТ/ОТ: XXXXXXX Диаметр стента: XX мм

1

2

6

5

STERILE EO


НЕТОКСИЧНО

РУ XXXXXXXXXXXXXXXX
ТУ 32.50.22-021-41237435-2020

Диаметр системы доставки: 6 F
Эффективная длина стент-системы: XXX см

Дата изготовления: XXXX-XX
Годен до: / Used by XXXX-XX
Сделано в России
Made in Russia

Совместим с интродьюсером: 6 F (2,1 мм)
Совместим с проводником: 0,035" (0,89 мм)



A903030-28X

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Диаметр системы доставки: 6 F
Эффективная длина стент-системы: XXX см

Дата изготовления: XXXX-XX
Годен до: / Used by XXXX-XX
Совместим с интродьюсером: 6 F (2,1 мм)
Совместим с проводником: 0,035" (0,89 мм)

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%.

Правила утилизации

Стент-системы, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные стент-системы (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные стент-системы должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.



Запрет на повторное применение.
Do not re-use.



Не стерилизовать повторно
Do not re-sterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.



Не использовать, если упаковка вскрыта
или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного
света.
Keep away from sunlight.



Беречь от влаги.
Keep dry.

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

1. Артикул изделия;
2. Номер лота;
3. Дата выпуска (гггг-мм);
4. Срок годности (гггг-мм);
5. Длина стента, мм;
6. Диаметр стента, мм;
7. Эффективная длина системы доставки, см;
8. Дата и номер регистрационного удостоверения;
9. Штрихкод (артикул, номер лота, срок годности).

**Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по
ТУ 32.50.22-021-41237435-2020**

1. Артикул изделия;
2. Номер лота;
3. Дата выпуска (гггг-мм);
4. Срок годности (гггг-мм);
5. Длина стента, мм;
6. Диаметр стента, мм;
7. Эффективная длина системы доставки, см;
8. Дата и номер регистрационного удостоверения;
9. Штрихкод (артикул, номер лота, срок годности).

Идентификационный стикер
Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по
ТУ 32.50.22-021-41237435-2020

ООО "Ангиолайн"

**Стент периферический саморасширяющийся
в системе доставки
одноразовый стерильный**


SAVIOR

Размеры стента: XX x XXX мм

Код: SFXXXXXXXX

Лот: XXXXXXXX

Пронумеровано и пронумеровано
5 (*пять*) листов
Директор
Золотухин М.Е.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»



М.Е. Золотухин

«10» августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Ангиолайн Ресерч»



А.Н. Кудряшов

«10» августа 2022 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по
ТУ 32.50.22-021-41237435-2020**


Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 750 мм.

Этикетка индивидуальной картонной коробки

Angjoline
interventional
device

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SF08040075 Длина стента: 40 мм
ЛОТ/LOT: 22072602 Диаметр стента: 8 мм
Стент матричный голометаллический из нитинола



Производитель: ООО "Ангиолайн"
Россия, 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово,
ул. Технопарковая д. 6, оф. 218
тел./факс (383) 363-97-21
www.angjoline.ru

Система для стентирования
периферических сосудов
SAVIOR одноразовая
стерильная по ТУ 32.50.22-021-
41237435-2020

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления: 2022-07

Годен до: / Used by 2027-07

Сделано в России


Made in Russia

РУ XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ТУ 32.50.22-021-41237435-2020

Диаметр системы доставки: 6 F

Эффективная длина стент-системы: 75 см

Совместим с интродьюсером: 6 F (2,1 мм)
Совместим с проводником: 0,035" (0,89 мм)



(240)SF08040075(10)22072602(17)2027-07



A903036-28X

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%.

Правила утилизации

Стент-системы, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные стент-системы (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные стент-системы должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.




Запрет на повторное применение.
Do not re-use.



Не стерилизовать повторно
Do not re-sterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.



Не использовать, если упаковка вскрыта
или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного
света.
Keep away from sunlight.




Беречь от влаги.
Keep dry.

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.





Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 12.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 750 мм.

Стент-система помещенная в подложку




Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 750 мм.

Стент - система помещенная в диспенсер



Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 750 мм.

Стент-система




Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 750 мм.

Стент установленный и зафиксированный в сжатом состоянии на дистальном конце системы доставки под внешним shaftом.




Стент на системе доставки




Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 750 мм.

Стент на системе доставки в раскрытом состоянии



Стент



Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 2.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.
Индивидуальная картонная коробка

Условия хранения и транспортировки
 Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.
 Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%.

Правила утилизации

Стент-системы, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации в соответствии с требованиями и обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3.684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Нескользящие стент-системы (не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3.684). Нескользящие стент-системы должны быть разрезаны с целью предотвращения их нежелательного применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.



Запрет на повторное применение.
Do not reuse.

Не стерилизовать повторно.
Do not re-sterilize.

Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Do not use open or damaged packages.

Не допускать воздействия солнечного света.
Keep away from sunlight.

Береж. от влаги.
Keep dry.

Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

AngioLine
interventional device

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SF12040135 Длина стента: 40 мм

ЛОТ/LOT: 22072601 Диаметр стента: 12 мм

Стент покрытый поликарбонатной сеткой

Длина стента, мм

Производитель: ООО "Ангиолайн"

Решение ANS/03. Удостоверение об. р. и Вакцина

на Территории г. и. н. 219

тел/факс (495) 805-07-13

www.angioline.ru

Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR компания

сертификат по ТУ 2.50.22-021-41237435-2020

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления:

2022-07

Готов до / Used by

2027-07

Сделано в России

Made in Russia

RU XXXXXXXXXXXXXXXXXX


TY 2.50.22-021-41237435-2020

Диаметр системы доставки: 6 F

Эффективная длина стент-системы: 135 см

Совместим с нитролизисом: 6 F (2,1 мм)

Совместим с нитролизисом: 6,85 F (2,37 мм)



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления:

2022-07

Готов до / Used by

2027-07

Сделано в России

Made in Russia

RU XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TY 2.50.22-021-41237435-2020

Диаметр системы доставки: 6 F

Эффективная длина стент-системы: 135 см

Совместим с нитролизисом: 6 F (2,1 мм)

Совместим с нитролизисом: 6,85 F (2,37 мм)

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SF12040135

Длина стента: 40 мм

ЛОТ/LOT: 22072601

Диаметр стента: 12 мм

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления:

2022-07

Готов до / Used by

2027-07

Сделано в России

Made in Russia

Диаметр системы доставки: 6 F

Эффективная длина стент-системы: 135 см

Совместим с нитролизисом: 6 F (2,1 мм)

Совместим с нитролизисом: 6,85 F (2,37 мм)

Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.

Этикетка индивидуальной картонной коробки

Angjoline
interventional
device

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SF12040135 Длина стента: 40 мм
ЛОТ/LOT: 22072601 Диаметр стента: 12 мм

Стент матричный голометаллический из нитинола



Производитель: ООО "Ангиолайн"
Россия, 630559, Новосибирская обл., р. п. Колызово,
ул. Технопарковая д. 6, оф. 218
тел./факс (383) 363-97-21
www.angjoline.ru

Система для стентирования
периферических сосудов
SAVIOR одноразовая
стерильная по ТУ 32.50.22-021-
41237435-2020

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления: 2022-07

Годен до: / Used by 2027-07

Сделано в России

Made in Russia

RU XXXXXXXXXXXXXXXXXX


TU 32.50.22-021-41237435-2020

Диаметр системы доставки: 6 F


Эффективная длина стент-системы: 135 см

Совместим с катетером: 6 F (2,1 мм)

Совместим с проводником: 0,035" (0,89 мм)



(240)SF12040135(10)22072601(17)2027-07



A903030-28X

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%.

Правила утилизации

Стент-системы, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные стент-системы (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные стент-системы должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.




Запрет на повторное применение.
Do not re-use.



Не стерилизовать повторно
Do not re-sterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.



Не использовать, если упаковка вскрыта
или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного
света.
Keep away from sunlight.



Беречь от влаги.
Keep dry.

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 250.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.
 Стент-система в стерилизационном конверте



Система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 32.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.

Этикетка стерилизационного конверта

Angjoline
interventional
device

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SF12040135 Длина стента: 40 мм
ЛОТ/LOT: 22072601 Диаметр стента: 12 мм

Стент матричный голометаллический из нитинола



Производитель: ООО "Ангиолайн"
Россия, 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово,
ул. Технопарковая д. 6, оф. 218
тел./факс (383) 363-97-21
www.angjoline.ru

Система для стентирования
периферических сосудов
SAVIOR одноразовая
стерильная по ТУ 32.50.22-021-
41237435-2020

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО


Дата изготовления: 2020-10
Годен до: / Used by 2025-10

Сделано в России
Made in Russia

RU XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ТУ 32.50.22-021-41237435-2020

Диаметр системы доставки: 6 F
Эффективная длина стент-системы: 135 см

Совместим с интродьюсером: 6 F (2,1 мм)
Совместим с проводником: 0,035" (0,89 мм)



(240)SF12040135(10)22072601(17)2025-10



A903030-28X

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕНТИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ SAVIOR

КОД/REF: SF12040135 Длина стента: 40 мм
ЛОТ/LOT: 22072601 Диаметр стента: 12 мм

STERILE EO


НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления: 2022-07
Годен до: / Used by 2027-07

Совместим с интродьюсером: 6 F (2,1 мм)
Совместим с проводником: 0,035" (0,89 мм)

Диаметр системы доставки: 6 F
Эффективная длина стент-системы: 135 см

система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ
50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.
стент-система помещенная в подложку



система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ
2.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.

Стент - система помещенная в диспенсер



система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ
2.50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.

стент-система




система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ 50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.


Стент установленный и зафиксированный в сжатом состоянии на дистальном конце системы доставки под внешним shaftом.



Стент на системе доставки



система для стентирования периферических сосудов SAVIOR одноразовая стерильная по ТУ
50.22-021-41237435-2020, вариант исполнения с системой доставки 1350 мм.
стент на системе доставки в раскрытом состоянии



Стент



Прошнуровано и пронумеровано
19 (девятнадцать) листов
Директор
Золотухин М.Е.

