

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Одиссей Медикал»

Волкова И.А.

(подпись, печать)


«13» октября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЖОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 20 мл без иглы с коннектором Луер Лок (в индивидуальной упаковке)




Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 60 мл без иглы с коннектором Луер Слип



**Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 20 мл с иглой 18G(1,20x 38 мм)
с коннектором Луер Слип (в индивидуальной упаковке)**



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 20 мл с двумя иглами 18G (1,20x 13 мм) с коннектором Луер Лок (в индивидуальной упаковке)




Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Matrix® 1 мл без иглы с коннектором Луер Лок (в индивидуальной упаковке)



**Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Matrix® 10 мл с иглой 20G (0,90x 13 мм) с коннектором Луер Слип
(в индивидуальной упаковке)**



**Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Matrix ® 10 мл с двумя иглами 20G (0,90x 19 мм) с коннектором Луер Слип
(в индивидуальной упаковке)**



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Premium® 1 мл с иглой 22G(0,70x 38 мм) с коннектором Луер Лок



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Premium® 1 мл с иглой 22G(0,70x 38 мм) с коннектором Луер Слип



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Premium® 10 мл с двумя иглами 22G(0,70x 38 мм) с коннектором Луер Слип (в индивидуальной упаковке)



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 5 мл с коннектором Луер Слип

Lifelong
SAFEWAY®

Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway®

предназначено для внутривенных и внутримышечных инъекций и введения в организм человека различных лекарственных препаратов.

Произведено:
Lifelong Meditech Private Limited
Plot No 16, Sector-5, MT, Manesar,
Gurgaon-122050, Haryana (India)
Лицензия на производство № MFG/MD/2019/000203
Для отправки от клиентов:
Электронная почта: info@lifelongmed.com
Сайт: www.lifelongmed.com
номер и дата PY.....

импортёр/представитель в РФ:
ООО «Одиссей Медикал», РФ,
125130, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д.36, кв.4,
Тел./факс +7 (495) 981-85-85,
info@odyssey-medical.ru

STERILE EO



произведено в Индии



- Повторно не стерилизовать и повторно не использовать во избежание заражения инфекционными заболеваниями
- Осторожно снимайте колпачок с иглы, чтобы не повредить острие иглы
- Не подвергать использованные иглы повторной стерилизации
- Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично, если упаковка не вскрыта и не повреждена
- Перед использованием проверьте шприц на наличие визуальных производственных дефектов/трещин, чтобы избежать потери лекарственного средства
- Надавите и поверните коннектор иглы, чтобы она плотно прилегла шприцу и обеспечивала герметичность.
- Не содержит латекса

EC REP MED DEVICES LIFESCIENCES B.V.
Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam,
The Netherlands

Условия хранения:

- Хранить в сухом и прохладном месте.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.



CE
2460

Кол-во: 1 шт

5мл
Луер Слип

H

игла : с иглой 22G (0,70x 38mm) TV

Ссылка :

Партия № :

Дата производства/
стерилизации

Годен до :

↓ ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ ↓

Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 5 мл с иглой 22G (0,70x 38 мм) с коннектором Луер Слип

4мм



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway®

предназначено для внутривенных и внутримышечных инъекций и введения в организм человека различных лекарственных препаратов.

Производитель:
Lifelong Meditech Private Limited, India
Plot No 18, Sector-5, IMT, Manesar,
Gurgaon-122050, Haryana (India)
Лицензия на производство № MFG/MD/2019/000203
Для отзывов от клиентов:
Электронная почта: infocustomer@lifelongindia.com
Сайт: www.lifelongmed.com
номер и дата PY.....

импортёр/представитель в РФ:
ООО «Одиссей Медикал», РФ,
125130, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д.36, к/4,
Тел./факс +7 (495) 981-85-85,
info@odyssey-medical.ru

STERILE EO

произведено в Индии

- Повторно не стерилизовать и повторно не использовать во избежание заражения инфекционными заболеваниями
- Осторожно снимайте колпачок с иглы, чтобы не повредить острие иглы
- Не подвергать использованные иглы повторной стерилизации
- Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично, если упаковка не вскрыта и не повреждена
- Перед использованием проверьте шприц на наличие визуальных производственных дефектов/трещин, чтобы избежать потери лекарственного средства
- Надавите и поверните коннектор иглы, чтобы она плотно прилегала шприцу и обеспечивала герметичность.
- Не содержит латекса

EC REP MED DEVICES LIFESCIENCES B.V.,
Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam,
The Netherlands

Условия хранения:
• Хранить в сухом и прохладном месте,
• Хранить в недоступном для детей месте,
• Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.



8 906067 662989

Кол-во: 1 шт

5мл
Луер Слип

Н

игла : с иглой 22G (0,70x 38мм) TVV

Ссылка :

Партия № :

Дата производства/стерилизации

Годен до :

CE 2460

4мм

↑ ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ ↓


Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 5 мл с иглой 22G (0,70x 38 мм) с коннектором Луер Слип

14

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Matrix® 5 мл с иглой 22G (0,70x 38 мм) с коннектором Луер Слип




Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Premium® 5 мл с иглой 22G(0,70x38 мм) с коннектором Луер Слип

Лакет маркировки на вторичной (групповой) упаковке



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Safeway® 5 мл с коннектором Луер Слип



Шприц инъекционный однократного применения стерильный Lifelong Matrix® 5 мл с иглой 22G (0,70x 38 мм) с коннектором Луер Слип

20

Директору, Государственному
и муниципальному центру
гигиены, эпидемиологии
и инфекционных заболеваний
г. Москвы

