

Тампоны медицинские (тундеры)
стерилизационные по ТУ 9393-017-44881728-2016

Производитель: ООО "Емельяно Савостини"

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7 (4912) 2-96-96

e-mail: ideas@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для дезинфекции инструментария в хирургических залах, в физиотерапевтических, процедурных и иных кабинетах лечебных учреждений.

Диаметр тампона (тундера): 20 мм, (однослойный)

Изготовлено из нетканого гидрофобного материала «Спандейс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО "БазЭнергоМаш" серт. № 64.01.02.839.11.000336.06.09 от 30.06.2009 г.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью, кровью или поврежденными кожей и слизистыми оболочками.

Побочные действия: не обнаружены, с лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.


Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тундеров) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тундеров) в быту, упаковку и тампоны (тундеры) следует выбросить в урну.

Кол-во: 5 шт. Партия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У. №



Тампоны медицинские (тундеры)
стерилизационные по ТУ 9393-017-44881728-2016

Производитель: ООО "Емельяно Савостини"

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7 (4912) 2-96-96

e-mail: ideas@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для дезинфекции инструментария в хирургических залах, в физиотерапевтических, процедурных и иных кабинетах лечебных учреждений.

Диаметр тампона (тундера): 30 мм, (однослойный)

Изготовлено из нетканого гидрофобного материала «Спандейс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО "БазЭнергоМаш" серт. № 64.01.02.839.11.000336.06.09 от 30.06.2009 г.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью, кровью или поврежденными кожей и слизистыми оболочками.

Побочные действия: не обнаружены, с лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.



Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тундеров) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тундеров) в быту, упаковку и тампоны (тундеры) следует выбросить в урну.

Кол-во: 5 шт. Партия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У. №



Исполнен по
 коллективу
 Л. Мельникова