

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Русбиофарм»

Генеральный директор

Иссерс С.В.

«02» февраля 2023 г.



Фотографические изображения общего вида и макеты маркировки

медицинского изделия

Диагностикум эритроцитарный столбнячный антигенный жидкий

по ТУ 938810-015-01895039-2008

Адрес места производства или изготовления

медицинского изделия:

1. ООО «Русбиофарм», Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 27, литера АМ
(к. 1)
2. ООО «Иннова Плюс глобал», Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,
д. 20, литера А, этаж 5-6, помещ. 110-Н(10)

2023 г.

Место производства: ООО «Иннова Плюс глобал»

Адрес: Россия, 197198, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 20, литера А,
этаж 5-6, помещ. 110-Н (10)

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ по ТУ 938810-015-01895039-2008

КОМПЛЕКТ № 1 для микрометода



Русбиофарм

Сведения о производителе : ООО «Русбиофарм», Россия, 123308,
Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники,
ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 2, этаж 3, помещ. XIV, ком. 1-6.
Тел.: 8 (800) 707-17-50; mail@rbrpharm.ru

Активность

1 : 2560

Серия

2201122

Дата изготовления

Годен до

10-11.2022

10-11.2025

Хранить при температуре от 2 до 8 °С

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРАХИВАТЬ!

КОМПЛЕКТ №1

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ

2 ФЛАКОНА ПО 5 МЛ

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 2 ФЛАКОНА ПО 5 МЛ

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 5 МЛ


ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ

ФБР 4 ФЛАКОНА ПО 3,2 МЛ

СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ







РР № 03Р-2008/03664
от 07.12.2022 года


501861000298

Место производства: ООО «Иннова Плюс глобал»

Адрес: Россия, 197198, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 20, литера А,
этаж 5-б, помещ. 110-Н (10)

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ по ТУ 938810-015-01895039-2008

КОМПЛЕКТ № 2 для макрометода



Русбиофарм

Сведения о производителе: ООО «Русбиофарм», Россия, 123308,
Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники,
ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 2, этаж 3, помещ. XIV, ком. 1-б.
Тел.: 8 (800) 707-17-50; mail@rpharm.ru

Активность

1 : 2560

Серия

2281122

Дата изготовления

Годен до

10-11-2022
10-11-2023

Хранить при температуре от 2 до 8 °С

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРЯХИВАТЬ!

КОМПЛЕКТ №2

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ

5 ФЛАКОНОВ ПО 20 МЛ

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ

ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ



СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ





Макет маркировки медицинского изделия
Индивидуальная упаковка
(Пример варианта маркировки)

Диагностикум эритроцитарный столбнячный антигенный жидкий по ТУ 938810-015-01895039-2008
Комплект № 2 для макрометода



КОМПЛЕКТ № 2 для макрометода

Активность
Серия
Дата изготовления
Годен до

0000 «Рыбодобывающая компания», Москва, ул. Рязанская, д. 2 стр. 2, этаж 3, помещение № 1-6, ТЭП № 8 (000) 707-97-50; mal@rybo.com.ru

Сведения о производителе:

КОМПЛЕКТ № 2

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБЧАЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ 5 ФЛАКОНОВ ПО 20 МЛ
ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ
ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ
ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ
СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБЧАЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ



Место производства: ООО «Русбиофарм»

Адрес: Россия, 194156, Санкт-Петербург,
пр-кт Энгельса, д. 27, лит. АМ (к.1)

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ по ТУ 938810-015-01895039-2008

КОМПЛЕКТ № 1 для микрометода



Русбиофарм

Сведения о производителе : ООО «Русбиофарм», Россия, 123308,
Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники,
ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 2, этаж 3, помещ. XIV, ком. 1-6.
Тел.: 8 (800) 707-17-50; mail@rbpharm.ru

Активность

1 : 2560

Серия

2201122

Дата изготовления

1 - 11. 2022

Годен до

1 - 11. 2025

Хранить при температуре от 2 до 8°C
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРЯХИВАТЬ!

КОМПЛЕКТ №1

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ

2 ФЛАКОНА ПО 5 МЛ

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 2 ФЛАКОНА ПО 5 МЛ


ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 5 МЛ

ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ

ФБР 4 ФЛАКОНА ПО 3,2 МЛ

СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ

Фотографическое изображение после вскрытия потребительской упаковки (вид сверху)
Диагностикум эритроцитарный столбчатый антигенный жидкий по ТУ 938810-015-01895039-2008
Комплект № 1 для микрометода





Макет маркировки медицинского изделия
Индивидуальная упаковка
(Пример варианта маркировки)

Диагностикум эритроцитарный столбчатый антигенный жидкий по ТУ 938810-015-01895039-2008
Комплект № 1 для микрометода

 ООО "Русбиофарм" ФСР	 ООО "Русбиофарм" СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБЧАЯ КОНТРОЛЬНАЯ
3,2 мл Серия Z291122 Годен до 11.2023	1 мл Серия Z291122 Годен до 11.2023
 ООО "Русбиофарм" ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБЧАТЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ	 ООО "Русбиофарм" ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50%
5 мл Серия Z291122 Дата изг. 11.2022 Годен до 11.2023	5 мл Серия Z291122 Годен до 11.2023
 ООО "Русбиофарм" ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ	 ООО "Русбиофарм" ФСР С ТВИН-ОМ
5 мл Серия Z291122 Годен до 11.2023	0,4 мл Серия Z291122 Годен до 11.2023

Макет маркировки медицинского изделия
Потребительская упаковка
(Пример варианта маркировки)
Диагностикум эритроцитарный столбнячный антигенный жидкий по ТУ 938810-015-01895039-2008
Комплект № 1 для микрометода

РУ № ФСР 2008.03444
от 07.12.2022 года



Место производства: ООО «Русбиофарм»
Адрес: Россия, 194156, Санкт-Петербург,
пр-т Энгельса, д. 37, лит. АМ (к.1)



**ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ
АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ по ТУ 938810-015-01895039-2008**

КОМПЛЕКТ № 1 для микрометода

Хранить при температуре от 2 до 8 °С
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРАХИВАТЬ!

Активность
Серия
Дата изготовления
Годен до

ООО «Русбиофарм», Россия, 123108, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Корешово-Мневники, ул. 3-я
Корешовская, д. 2, стр. 2, этаж 3, помеш. XIV, код в-д, Тел.: 8 (800) 707-17-50; mail@rbsfarm.ru



Сведения о производителе:

КОМПЛЕКТ № 1

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ 2 ФЛАКОНА ПО 5 МЛ
ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 2 ФЛАКОНА ПО 5 МЛ
ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 5 МЛ
ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ
ФБР 4 ФЛАКОНА ПО 3,2 МЛ
СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ




Место производства: ООО «Русбиофарм»

Адрес: Россия, 194156, Санкт-Петербург,
пр-кт Энгельса, д. 27, лит. АМ (к.1)

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ по ТУ 938810-015-01895039-2008

КОМПЛЕКТ № 2 для макрометода



Русбиофарм

Сведения о производителе : ООО «Русбиофарм», Россия, 123308,
Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники,
ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 2, этаж 3, помещ. XIV, ком. 1-6.
Тел.: 8 (800) 707-17-50; mail@rbpharm.ru

Активность 1 : 2580

Серия 2201122

Дата изготовления 1 - 11. 2022

Годен до 10 - 11. 2025

Хранить при температуре от 2 до 8°C
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРЯХИВАТЬ!

КОМПЛЕКТ №2


**ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ
5 ФЛАКОНОВ ПО 20 МЛ**

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ

ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ

СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ







ООО "Русбиофарм"

СЫВОРОТКА
ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ

1 мл

Серия

ZZ91122

Годен до

11 2023



ООО "Русбиофарм"

ДИАГНОСТИКУМ
ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ
АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ

28 мл

АКТИВНОСТЬ 1:2560

Серия

ZZ91122

Дата изг.

11 2022

Годен до

11 2023



ООО "Русбиофарм"

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА
ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50%

28 мл

Серия

ZZ91122

Годен до

11 2023



ООО "Русбиофарм"

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА
КОНТРОЛЬНЫЕ

28 мл

Серия

ZZ91122

Годен до

11 2023



ООО "Русбиофарм"

ФЕР С ТВИНОМ

6,4 мл

Серия

ZZ91122

Годен до

11 2023

ТУ 938810-015-01895039-2008
от 07.12.2018 г.



Место производства: ООО «Русбиофарм»
Адрес: Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр-кт
Энгельса, д. 27, лит. АМ (к.1)



**ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ
АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ по ТУ 938810-015-01895039-2008**

КОМПЛЕКТ № 2 для макрометода

**Хранить при температуре от 2 до 8 °C
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРАХИВАТЬ!**

Активность
Серия
Дата изготовления
Годен до



Сведения о производителе:
ООО «Русбиофарм», Россия 192308, Москва, вн. тер. г. муниципальная округ Хорошево-Мневское, ул.
Хорошевская, д. 2, стр. 1, литер. А, пом. 304, к. 1-4. Тел.: 8 (800) 707-17-50, mail@russianpharm.ru

КОМПЛЕКТ № 2

ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СТОЛБНЯЧНЫЙ АНТИГЕННЫЙ ЖИДКИЙ 5 ФЛАКОНОВ ПО 20 МЛ
ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА ФОРМАЛИНИЗИРОВАННЫЕ 50 % 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ
ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА КОНТРОЛЬНЫЕ 1 ФЛАКОН ПО 20 МЛ
ФБР С ТВИНОМ 4 ФЛАКОНА ПО 6,4 МЛ
СЫВОРОТКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 1 ФЛАКОН ПО 1 МЛ

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 29 лист(ов)

Генеральный директор

ООО «Русбиофарм»

Иссерс С.В.

"02" 02 2023 г.

