

Фотографические изображения медицинского изделия

«Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье

по ТУ 32.50.22 – 251 – 10973749 – 2022»



Общий вид медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 – 10973749 – 2022» (лицевая сторона)



Общий вид медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 –10973749 – 2022» (оборотная сторона)



Общий вид медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 –10973749 – 2022» в потребительской упаковке (пакет из полимерной пленки)



Общий вид медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 –10973749 – 2022» в потребительской упаковке (сумка из поливинилхлоридной пленки)

**Руководство по эксплуатации
«Накладка ортопедическая Михайлова
на сиденье
по ТУ 32.50.22 – 251 – 10973749 – 2022»**

Накладку используют для сидения на обычном стуле или кресле автомобиля. Рекомендуемый вес пользователя не более 120 кг. Расположите Накладку на сиденье мягкой стороной вверх. Вырез Накладки должен находиться со стороны спинки сиденья. Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Не допускается намокание или длительное нахождение изделия под прямыми солнечными лучами. Не рекомендуется стирать и отбеливать, сушить в стиральной машине, гладить, подвергать химической чистке. Для чистки рекомендуется протирать влажной тканью.

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 1560025,
г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 7

ФЭСТ®

**Накладка ортопедическая
Михайлова на сиденье
по ТУ 32.50.22-251-10973749-2022
РУ №**

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях
при температуре от +5°C до +35°C.

После выхода срока эксплуатации изделие
относится к отходам класса А и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Количество	1 шт.
Партия №	01
СКК	02
Изготовлено	05.2022

Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев
со дня продажи через торговую сеть, в пределах срока годности.
Срок годности - 3 года с даты изготовления.

НАКЛАДКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ МИХАЙЛОВА НА СИДЕНЬЕ

по ТУ 32.50.22-251-10973749-2022

ФЭСТ®



Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье (далее Накладка) предназначена для разгрузки крестца, копчика и тазового кольца при заболеваниях и травмах промежности, для реабилитации после операций на промежностях и органах малого таза, в послеродовом периоде.

ФЭСТ – КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!




**НАКЛАДКА ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
КРОВООБРАЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
НАХОЖДЕНИИ В ПОЛОЖЕНИИ СИДА**



**ДЫШАЩИЙ
МАТЕРИАЛ**

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:**

- акушерство и гинекология
- андрология
- урология
- проктология
- травматология и нейротравматология
- геронтология



**УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:**

- В ТРАНСПОРТЕ
- В ОФИСЕ
- ДОМА



FESTLTD.RU

Рекламный буклет для медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 – 10973749 – 2022»



Общий вид медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 – 10973749 – 2022» в транспортной таре



Маркировка транспортной тары медицинского изделия «Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье по ТУ 32.50.22 – 251 – 10973749 – 2022»

Прошито, пронумеровано,
опечатано

8 (восемь) ЛИСТОВ

Директор Якунов В.В.

