

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПП «ИНТЕРОКО»




Фотографические изображения общего вида


Контейнеры с растворами для глицеролизации, деглицеролизации, отмывки и консервации эритроцитов по ТУ 32.50.50-007-73064893-2020, в вариантах исполнения.

2020 г.


1.SAG-M;




2.PAGGSM;




3. Натрия хлорид 12%;



4. Натрия хлорид 0,9% с глюкозой 0,2%;






ИНТЕРОКО
 Контейнеры с растворами для глицеролизации, деглицеролизации, отмывки и консервации эритроцитов по ТУ 32.50.50-007.73064893-2020, в вариантах исполнения:

Контейнер с раствором Глицерин 57,1%
объемом 600 мл
 Объем контейнера / раствора 600 мл

Состав раствора:
 - глицерин – 571,0 г;
 - лактат натрия 26,67 г 60% раствора лактата натрия соответствует 16,002 г сухого лактата натрия;
 - калия хлорид – 0,30 г;
 - натрия дигидрофосфат дигидрат – 0,86 г;
 - натрия гидрофосфат дигидрат – 1,13 г;
 - вода для инъекций – до 1000 мл;
 - pH не менее 6,0 и не более 7,5.

Растворы хлороводородной кислоты или гидроксида натрия могут быть использованы для доведения pH.
 Нетоксично

RU № РЗН xxxx/xxxxx от ДД.ММ.ГГГГ

Место для штрих-кода или его цифрового изображения

АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, зд. 121
 АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, зд. 121

35%
 100,7 kPa (760 мм рт. ст.)
 84,0 kPa (630 мм рт. ст.)
STERILE

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 лист(ов)

Директор АО «НПП «ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов



2020 г.