



Общество с ограниченной ответственностью «АРМЕДИКА»

ООО «Армедика»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко 20, пом.7

ИНН/КПП 6670447250/667001001

Тел.: (343)286-42-73

e-mail: info@yukigroup.ru

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Фотографические изображения медицинского изделия

Маска лицевая кислородная нереверсивная, торговый знак ЮКИ групп


Производства Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.
(Тайзу Кангжиан Медикал Эквипментс Ко., Лтд.)


Генеральный директор Приходкин Юрий Игоревич


"6" 10 2022 г.

М.П.

(Подпись)







Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке.

**Маска лицевая кислородная нереверсивная
торговый знак ЮКИ групп**

Размер: XL

Способ применения:

1. Присоедините трубку подачи кислорода к источнику газа.
2. Установите желаемый поток кислорода.
3. Проверьте поток газа через устройство. Всегда проверяйте правильность работы клапанов. Клапаны между маской и резервуар должны подниматься на вдохе и опускаться на выдохе.
4. Наденьте маску на лицо пациента с помощью эластичного ремешка до фиксации.
5. Вырежьте металлическую полоску на маске по размеру лица.

Предупреждения и меры предосторожности:

- Для однократного использования. Выбросить после использования.
- Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.
- Не храните при экстремальной температуре и влажности. Хранить в сухом и прохладном месте.
- Убедитесь, что все соединения надежны и воздух свободно циркулирует по трубке.

 **Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.**
The Machine Electricity Zone (Hang Ni Kan) of
Yuhuan County, Zhejiang Province 317600, China
Тел: 0086-576-87299799 Факс: 0086-576-87239799
E-mail: webmaster@kangjiancn.com

Уполномоченный представитель:
ООО «АРМЕДИКА»
620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Шевченко, дом 20, помещение 7
Тел.: 8(343)286-42-73, 8(343)286-42-74
E-mail: togi@yukigroup.ru

РУ № _____ от _____

STERILE EO

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX




XX.XX.XXXX



CE 0197

Маркировка транспортной упаковки.



Макет маркировки транспортной упаковки на русском языке.

2. 0197

**Маска лицевая кислородная
нереверсивная,
торговый знак ЮКИ групп
Размер: XL**



Количество: ____ шт.



Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.
The Machine Electricity Zone (Hang Ni Kan) of
Yuhuan County, Zhejiang Province 317600, China
Тел: 0086-576-87299799 Факс: 0086-576-87239799
E-mail: webmaster@kangjiancn.com

Уполномоченный представитель:

ООО «АРМЕДИКА»

620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Шевченко, дом 20, помещение 7

Тел.: 8(343)286-42-73, 8(343)286-42-74

E-mail: torgi@yukigroup.ru

РУ № _____ от _____

LOT.:

MFG.:

EXP.:

QTY.: 100 PCS

G.W.: 7.65 KGS

N.W.: 6.7 KGS

MEAS: 50X36X34 CM

Пропито, пронумеровано
(7 лист(ов))



Общество с ограниченной ответственностью «АРМЕДИКА»

ООО «Армедика»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко 20, пом.7

ИНН/КПП 6670447250/667001001

Тел.: (343)286-42-73

e-mail: info@yukigroup.ru

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Фотографические изображения медицинского изделия


Маска лицевая кислородная нереверсивная, торговый знак ЮКИ групп

Производства Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.
(Тайзу Кангжиан Медикал Эквипментс Ко., Лтд.)


Генеральный директор Приходкин Юрий Игоревич


"С" 16.10.2023 г.




(Подпись)

Общий вид.





NON REBREATHING MASK

With Tubing

- ☐ **XL** (Adult Elongated) ☐ **M** (Pediatric Elongated)
☐ **L** (Adult Standard) ☐ **S** (Pediatric Standard)



LOT.:20210512
MFG.:2021-05-12
EXP.: 2026-05-11
QTY.: 100 PCS
G.W.: 8.55 KGS
N.W.: 7.65 KGS
MEAS: 50X36X35 CM

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листов

Генеральный директор ООО «Армедика»

Приходкин Ю.И.

« 12 » 01 2023 год