



Общество с ограниченной ответственностью «АРМЕДИКА»

ООО «Армедика»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко 20, пом.7

ИНН/КПП 6670447250/667001001

Тел.: (343)286-42-73

e-mail: info@yukigroup.ru

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Фотографические изображения медицинского изделия

Канюли назальные кислородные, торговый знак ЮКИ групп

Производства Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.
(Тайзу Кангжиан Медикал Эквипментс Ко., Лтд.)


Генеральный директор Приходкин Юрий Игоревич


"07" 10 2022 г.


М.П.

(Подпись)

Общий вид.







OPEN

Nasal Oxygen Cannula

Direction for Use

1. Attach the oxygen supply tubing to the gas source and set the oxygen to the prescribed flow.
 2. Check for gas flow throughout the device.
 3. To set the cannula into the nostrils with the two plastic tubes over the ears and under the chin.
 4. Gently adjust the plastic slide until the cannula is secure.
- NOTE: Nasal tips may be trimmed with scissors to fit smaller patients.

Caution:

- Do not use gas and air use.
- Do not use the cannula if it is open or damaged.
- Do not store at extreme temperatures and humidity.
- Do not use if the cannula is not in good condition.
- Ensure that all connections are secure and air flows freely through the tubing.

Adult ☐ Child ☐ Infant ☐ Newborn

CE 0123

**Канюли назальные кислородные
торговый знак ЮКИ групп**

Размер: L

Способ применения:

1. Присоедините трубку подачи кислорода к источнику газа и установите требуемый поток кислорода.
2. Проверьте поток газа через устройство.
3. Вставьте назальные губцы в ноздри с двумя пластиковыми трубками над ушами и под подбородком.
4. Осторожно отрегулируйте пластиковую заслонку, пока канюля не зафиксируется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Назальные губцы можно обрезать ножницами для использования на маленьких пациентах.

Предупреждения и меры предосторожности:

- Для однократного использования. Выбросить после использования.
- Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.
- Не храните при экстремальной температуре и влажности. Хранить в сухом и прохладном месте.
- Убедитесь, что все соединения надежны и воздух свободно циркулирует по трубке.

Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.



The Machine Electricity Zone (Hang Ni Kan) of
Yuhuan County, Zhejiang Province 317600, China

Tel: 0086-576-87299799 Факс: 0086-576-87239799

E-mail: webmaster@kangjiancn.com

Уполномоченный представитель:

ООО «АРМЕДИКА»

620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица

Шевченко, дом 20, помещение 7

Тел.: 8(343)286-42-73, 8(343)286-42-74

E-mail: torgi@yukigroup.ru

STERILE

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX




XX.XX.XXXX



CE 0197

РУ № _____ от _____

Маркировка транспортной упаковки.



Макет маркировки транспортной упаковки на русском языке.

**Канюли назальные кислородные
торговый знак ЮКИ групп**

Размер: L

Количество: _____ шт.

APPROVED ② CE 0197

Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.
The Machine Electricity Zone (Hang Ni Kan) of Yuhuan
County, Zhejiang Province 317600, China
Тел: 0086-576-87299799 Факс: 0086-576-87239799
E-mail: webmaster@kangjiancn.com

Уполномоченный представитель
ООО «АРМЕДИКА»

620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Шевченко, дом 20, помещение 7
Тел.: 8(343)286-42-73, 8(343)286-42-74
E-mail: torgi@yukigroup.ru

РУ № _____ от _____



LOT :
MFG :
EXP :
QTY.: 100 PCS
G.W.: 4 65 KGS
N.W.: 4 KGS
MEAS: 56X28X20 CM

