

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия

**Встряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500»
по ТУ 32.50.50-003-27278232-2022**

helicon

Для профессионального применения

Встряхиватель лабораторный медицинский "ЦВ-2500"

ТУ 32.50.50-003-27278232-2022

Состав:

1. Встряхиватель лабораторный медицинский "ЦВ-2500" – 1 шт.
2. Ротор «Р1» (12х1,5 мл и 12х0,5 мл пробирок) – 1 шт.
3. Ротор «Р2» (2 стрипа 8х0,2 мл или 16 одиночных 0,2 мл пробирок) – 1 шт.
4. Насадка вортекс – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ООО "НПФ Хеликон", 121351, г. Москва, Вн. тер. г. муницип.
округ Кунцево, ул. Коцюбинского, дом 4, пом. 390



03.2022

Артикул: ЦВ-2500-IVD

Сер. номер: 200112210001

РУ номер:

Сделано в России

Масса нетто: 1805 г.

Масса брутто: 2500 г.

Питание: 220 В, 50 Гц.

Предохранитель: 5х20 мм, 250 В, 0,25 А, 10 мс.

Максимальная потребляемая мощность: 55 Вт.



helicon

Для профессионального применения

Встряхиватель лабораторный медицинский "ЦВ-2500"

ТУ 32.50.50-003-27278232-2022

Состав:

1. Встряхиватель лабораторный медицинский "ЦВ-2500" – 1 шт.
2. Ротор «Р1» (12х1,5 мл и 12х0,5 мл пробирок) – 1 шт.
3. Ротор «Р2» (2 стрипа 8х0,2 мл или 16 одиночных 0,2 мл пробирок) – 1 шт.
4. Насадка вортекс – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



ООО "НПФ Хеликон", 121351, г. Москва, Вн. тер. г. муницип.
округ Кунцево, ул. Коцюбинского, дом 4, пом. 390



03.2022

Артикул: ЦВ-2500-IVD

Сер. номер: 200112210001

РУ номер: _____

Сделано в России

Масса нетто: 1805 г.

Масса брутто: 2500 г.

Питание: 220 В, 50 Гц.


Предохранитель: 5х20 мм, 250 В, 0,25 А, 10 мс.

Максимальная потребляемая мощность: 55 Вт.



Расположение встряхивателя внутри упаковки





стряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500» (вид со стороны панели управления)
установленный Ротор «Р1» (12x1,5 мл и 12x0,5 мл пробирок)



стряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500» (вид со стороны панели управления)
установленный Ротор «Р2» (2 стрипа 8х0,2 мл или 16 одиночных 0,2 мл пробирок)



«Потер «Р1» (12х1,5 мл и 12х0,5 мл пробирок)



мотор «P2» (2 стрипа 8х0,2 мл или 16 одиночных 0,2 мл пробирок)



Встряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500» (вид со стороны панели управления)
установленная Насадка вортекс

Насадка вортекс



Встряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
«ЦВ-2500»**

по ТУ 32.50.50-003-27276232-2022

БВАД 941411.001-01РЭ

снование встряхивателя с маркировкой:

helicon

Встряхиватель лабораторный медицинский "ЦВ-2500"

ТУ 32.50.50-003-27278232-2022



ООО "НПФ Хеликон", 121351, г. Москва, Вн. тер.
г. муницип. округ Кунцево, ул. Коцюбинского,
дом 4, пом. 390



03.2022

Артикул: ЦВ-2500-IVD

Сер. номер: 200112210001

Питание: 220 В, 50 Гц, max. 55 Вт.

Предохранитель: 5*20мм, 250 В, 0,25 А, 10мс.

Масса: 1730 г.

РУ номер: _____

Сделано в России



IPX0

Для профессионального применения

стряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500» (задняя сторона встряхивателя):



встряхиватель лабораторный медицинский «ЦВ-2500» (лицевая сторона встряхивателя без роторов):



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 14 листов

Генеральный директор
ООО «НПФ Хеликон»

С.А. Горинов

