

**Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования
водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Fiat Ducato,
Volkswagen Crafter 35 LR, ГАЗ-330202, Ford Transit, ГАЗ С4**

по ТУ 9451-033-42254364-2010

Макеты маркировки

Версия 2 от 11.05.2023

Основная маркировочная табличка с шасси Fiat Ducato

	РЕНТГЕНПРОМ
	Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, квартал 0080204, здание 173
Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Fiat Ducato	
ТУ 9451-033-42254364-2010	SN
	

Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Fiat Ducato по ТУ 9451-033-42254364-2010
Потребляемая мощность – 3 кВт Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц

Основная маркировочная табличка с шасси Volkswagen Crafter 35 LR

	РЕНТГЕНПРОМ
	Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, квартал 0080204, здание 173
Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Volkswagen Crafter 35 LR	
ТУ 9451-033-42254364-2010	SN
	

Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Volkswagen Crafter 35 LR по ТУ 9451-033-42254364-2010
Потребляемая мощность – 3 кВт Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц

Основная маркировочная табличка с шасси ГАЗ-330202

 РЕНТГЕНПРОМ Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, квартал 0080204, здание 173	
Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси ГАЗ-330202	
ТУ 9451-033-42254364-2010	SN
	

Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси ГАЗ-330202 по ТУ 9451-033-42254364-2010
Потребляемая мощность – 3 кВт Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц

Основная маркировочная табличка с шасси Ford Transit

 РЕНТГЕНПРОМ Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, квартал 0080204, здание 173	
Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Ford Transit	
ТУ 9451-033-42254364-2010	SN
	

Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Ford Transit по ТУ 9451-033-42254364-2010
Потребляемая мощность – 3 кВт Напряжение – 220В~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц

Основная маркировочная табличка с шасси ГАЗ С4

	РЕНТГЕНПРОМ
	Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, квартал 0080204, здание 173
Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси ГАЗ С4	
ТУ 9451-033-42254364-2010	SN
	

Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси ГАЗ С4 по ТУ 9451-033-42254364-2010
Потребляемая мощность – 3 кВт Напряжение – 220В~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц

Директор АО «РЕНТГЕНПРОМ»



А.Н. Гуржиев

11.05.2023

Всего прошито и пронумеровано

Три листов

Исполнительный директор АО "РЕНТГЕНПРОМ"

Сявбянов Мансур Рафитович



Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси Fiat Ducato, Volkswagen Crafter 35 LR, ГАЗ-330202, Ford Transit, ГАЗ С4 по ТУ 9451-033-42254364-2010

Фотографические изображения изделия и комплектующих
ППМО-РП на базе шасси ГАЗ С4, общий вид





РЕНТГЕНПРОМ



Россия, 143560,
Московская обл., г.Истра,
квартал 0080204, здание 173

**Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования
водителей на состояние опьянения ППМО-РП на базе шасси ГАЗ С4**

ТУ 9451-033-42254364-2010

SN



Маркировка на ППМО-РП







ОАО "Уральский завод химических реактивов"
РОССИЯ, 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131

Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху

Изделие выпускается в виде "Набора трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху" в пластмассовом пенале. Для пополнения изделия трубками используются "Трубки контроля трезвости". Хранить в сухих неотапливаемых и отапливаемых помещениях. Размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов недопустимо.

Состав набора:

Пенал	1 шт.
Трубка	10 шт.
Мундштук в пакете	10 шт.
Баллон респираторный	1 шт.
Вскрывать (закреплён в пенале)	1 шт.
Инструкция-памятка (в пенале)	1 шт.

Изделие предназначено для обнаружения алкоголя в организме человека по выдыхаемому через трубку воздуху.

ТУ 9398-003-00205087-2004

Гарантийный срок годности 2 года.

Дата изготовления: май 2014 года

Штамп ОТК

Маркировка на Набор трубок индикаторных для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху

7 IN 1 SALIVA DRUG TEST CUP
(COC/OPI/BZO/AMP/HTD/MET/THC)
LOT/MDC19010401 EXP/01-2021


DATE _____ ID _____

NEG ☐ POS ☐ INVALID ☐


AMP AMP AMP AMP
AMP AMP AMP AMP
BZO BZO BZO BZO
COC COC COC COC
HTD HTD HTD HTD
MET MET MET MET
OPI OPI OPI OPI
THC THC THC THC
















При покупке требуйте правильного заполнения
гарантийного талона, находящегося в середине
настоящего Руководства по эксплуатации!

Благодарим Вас за покупку!



APREXMED



Сурвикон Прд. Пенсия
Surgicon
A MAJOR SOURCE OF QUALITY SURGICAL
INSTRUMENTS SINCE 1900

P.O. Box 144, Houston, TX 77001
USA, Houston, TX 77001

Медицинские изделия
Инструменты хирургические

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА SURGICON

Отличительной особенностью инструментов
Surgicon является высокое качество
материалов и изготовления. На все инструменты
Surgicon распространяется гарантия качества
и защита от подделок.
Претензии по качеству инструментов
принимаются исключительно по адресу:
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 100, стр. 1, МАОУ г. Н. Новгород
Адрес: 603067, г. Н. Новгород, Александровский
Смольный, д. 241, сайт: www.surgicon.ru
e-mail: info@surgicon.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

1. Тщательно мойте инструменты для удаления крови, жира
и другого загрязнения инструмента.
2. Стерилизуйте перед использованием.
3. После использования тщательно мойте и стерилизуйте
инструменты.
4. Тонкие инструменты могут быть повреждены ультразвуком.
По возможности используйте инструменты вручную.
5. Тщательно и осторожно мойте инструменты вручную.
По возможности используйте ультразвуковую очистку.
6. Хорошо просушите после мойки.
7. Инструменты с покрытием должны быть защищены от коррозии.
Смажьте покрытие после мойки.
8. Перед стерилизацией инструменты должны быть сухими.
Смажьте инструменты перед стерилизацией.
9. Обработка в автоклаве проводится при температуре
при 121°C.
10. При стерилизации инструментов горячим воздухом температура
должна составлять 180-200°C.
11. Инструменты Surgicon должны быть немедленно
использованы из упаковки.
12. Гарантийный срок 3 года с момента выпуска инструмента в
эксплуатацию при условии соблюдения инструкции по уходу.

RU RF 2016/2016/2016 от 12.10.2016 г.

Дата производства



ISO 9001:2008
ISO 13485:2016


USFDA QSA







15. Многофункциональный автоматический преобразователь электроэнергии
Типа МАП LCD






17. Кабель силовой (25 м)









21. Биотуалет Thetford







24. Умывальник с автоматическим поддержанием температуры воды в баке
Тип УА 15-01 «НОКУ»







Набор мебели (тумба- подставка)



Всего прошито и пронумеровано
29 (двадцать девять) листов
Исполнительный директор
АО "РЕНТГЕНПРОМ"
Сявбянов Мансур Рафитович

