



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Светильник хирургический Q-Flow, в вариантах исполнения,
с принадлежностями**


Светильник хирургический потолочный Q-Flow SOLO




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4 LCH



Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6 LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i



Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6i





Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i LCH






Плита потолочная







Комплект из балансирующего и поворотного плеча








Пульт управления MeriMote




Перчатки настенный MeriMote











Труба переходная сварная, длина 1000 мм




Светильник хирургический потолочный Q-Flow DUO 320




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6





Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4 LCH






Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i






Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6i LCH








Адаптер DUO320 для потолочной трубы, 1 шт.








Источник бесперебойного питания







Держатель настенный MeriMote




Труба соединительная











Светильник хирургический потолочный Q-Flow DUO




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4 LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6 LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i



Корпус лампы вертикал исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6i





Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i LCH



Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6i LCH










Колпак потолочный для потолочной трубы, диаметр 110мм


















Монитор медицинский













Перьеватель настенный MeriMote












Труба потолочная усиленная, длина 1000 мм




Светильник хирургический потолочный Q-Flow TRIO




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4 LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6 LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6i




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6i LCH



Плита потолочная




Труба потолочная с фланцем, включая потолочный колпак, диаметр не менее 70 мм, 1 шт.




Колпак потолочный для потолочной трубы, диаметр 110мм



Ось центральная ДУО 360, 1 шт., вариант исполнения: ось центральная DUO 360, более 360°



Ось поворотная DUO 360, 1 шт., вариант исполнения: ось центральная DUO 360, не более 320°



Комплект из балансирующего и поворотного плеча




Трансформатор



Источник бесперебойного питания




Монитор медицинский




Кабель для монитора




Кронштейн для монитора




Адаптер пластина для кронштейна для монитора




Пульт управления MeriMote



Держатель настенный MeriMote




Телефон: 8 (800) 100-10-10



План в сборе




Корзина установочная для трансформатора




Труба потолочная усиленная, длина 1000 мм




Светильник хирургический передвижной Q-Flow Mobile







Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 6 LCH




Корпус лампы, вариант исполнения: корпус лампы LED Q-FLOW 4i LCH













Пульт управления MeriMote












Труба потолочная усиленная, длина 1000 мм



Прошито и скреплено печатью

114 (сто сорок одна) *лист*

листа (-ов)

Генеральный директор

ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

