

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«26» 06 2023 г.

МИТРОХИНА Ю.Ю.

по доверенности


№77АГ8913769

Фотографические изображения


медицинского изделия

Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования


(Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd. («Шаньдун Вэйгао Блад
Пьюрификейшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай)



Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.6×25GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.6×25XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.6×32GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.6×32XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы






Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.6×25XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.6×32GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.6×32XS (300мм) с вращающимся держателем иглы

Игла фистулярная артериовенозная, однократного использования 1,8×25GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы









Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×32GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы

Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×32XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы








Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.8×25GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×25XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы









Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы



Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы



Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы



Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.4×25XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы

Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.4×32XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы





Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.6×25GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы





Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.6×25XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы



Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.6×32XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы








Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.6×25XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.6×32GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы

Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1,6×32XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы







Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×25GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы



Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×25XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы



Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.8×32GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×32XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.8×25GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы




Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования 1.8×25XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы





Игла фистулярная артериовенозная, одноразового использования 1.8×32XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы



Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования. Потребительская упаковка

Открывать здесь



Стерильно
Апирогенно

STERILE EO

2

1

Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования **WEGO**

EN	A.V. Fistula Needle Sets
DE	A.V. Kanüle
FR	Aiguilles à Fistule A.V.
ES	Set de Aguja de Fistula A.V.
PT	Aguilhas de Istula A.V.
KU	İğna fistulyar arteriovenozal, odnоразового использования
AR	أبرة فيستولية
JP	AVF ニードルセット

- Перед применением прочтите инструкцию
- Изделие предназначено только для одноразового использования. Используйте изделие сразу же после вскрытия упаковки и утилизируйте после использования
- Не используйте если упаковка вскрыта или повреждена
- Хранить в сухом и проветриваемом месте
- Максимальное положительное давление должно быть не более 66,7 кПа
- Максимальное отрицательное давление должно быть не более 62,2 кПа
- Соединения между кровопроводящими магистралями и шунтами должны быть плотными
- Данное изделие содержит DEHP
- Для получения более подробной информации, обратитесь к инструкции по применению
- Скорость потока крови при давлении 10 кПа и наружном диаметре иглы 1.4 мм ≥ 24 мл/мин
- Скорость потока крови при давлении 30 кПа и наружном диаметре иглы 1.4 мм ≥ 200 мл/мин

Информация:

Модель: 

LOT: 

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Блад Пьюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай
No.10 Xingshan Road, Weihai Torch H-tech Science Park, 264210 Weihai
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-531-5660398 Fax: +86-531-5660398

MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster GERMANY.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Компания "БиВи" 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом 17
ИНН 7722385440, Тел.: +7(499)2816768
Регистрационное удостоверение № от

CE 0123

Версия 1.0

Открывать здесь

Стерильно
Aseptically

STERILE EO



Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования **WEGO**

EN	A.V. Fistula Needle Sets
DE	A.V. Kanüle
FR	Aiguilles à Fistule A.V.
ES	Set de Agujas de Fistula A.V.
PT	Aguilhas de Istua A.V.
RU	Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования
AR	مجموعة إبرة
JP	AVF ニードルセット

- Перед применением прочтите инструкцию
- Изделие предназначено только для одноразового использования. Используйте изделие сразу же после вскрытия упаковки и утилизируйте после использования
- Не используйте если упаковка вскрыта или повреждена
- Хранить в сухом и проветриваемом месте
- Максимальное положительное давление должно быть не более 66,7 кПа
- Максимальное отрицательное давление должно быть не более 62,2 кПа
- Соединения между крововодящими магистральями и шунтами должны быть плотными
- Данное изделие содержит DEHP
- Для получения более подробной информации, обратитесь к инструкции по применению
- Скорость потока крови при давлении 10 кПа и наружном диаметре иглы 1,6 мм ≥ 30 мл/мин
- Скорость потока крови при давлении 30 кПа и наружном диаметре иглы 1,6 мм ≥ 250 мл/мин

Информация:

Модель:

LOT



Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Биод Пюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай
No. 20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-631-5660558 Fax: +86-631-5660558
MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster GERMANY

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Компания "БиВи" 129086, г. Москва, Проекти Мира, дом 101, стр. 1, псм 17
ИНН 7722385440, Тел.: +7(499)2816768
Регистрационное удостоверение № от

CE 0123

Версия 1.0

Открыть здесь



Стерильно
Асептично

STERILE EO

2

Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования **WEGO**

EN	A.V. Fistula Needle Sets
DE	A.V. Kanüle
FR	Aiguilles à Fistule A.V.
ES	Set de Aguja de Fistula A.V.
PT	Aguihas de Istula A.V.
RU	Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования
AR	نارورة
JP	AVF ニードルセット

- Перед применением прочтите инструкции
- Изделие предназначено только для одноразового использования. Используйте изделие сразу же после вскрытия упаковки и утилизируйте после использования
- Не используйте если упаковка вскрыта или повреждена
- Хранить в сухом и проветриваемом месте
- Максимальное положительное давление должно быть не более 66,7 кПа
- Максимальное отрицательное давление должно быть не более 62,2 кПа
- Соединения между кровопроводящими магистральями и шунтами должны быть плотными
- Данное изделие содержит DENP
- Для получения более подробной информации, обратитесь к инструкции по применению
- Скорость потока крови при давлении 10 кПа и наружном диаметре иглы 1.8 мм ≥ 38 мл/мин
- Скорость потока крови при давлении 30 кПа и наружном диаметре иглы 1.8 мм ≥ 320 мл/мин

Информация:

Модель:

LOT

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Блад Пьюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай
No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-431-5660596 Fax: +86-431-5660598



MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster GERMANY.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Компания "Бивм" 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом 17
ИНН 7722385440, Тел.: +7(499)2816768
Регистрационное удостоверение № от

CE 0123

Версия 1.0


Макет маркировки индивидуальной упаковки игл с диаметром трубки 1.8 мм



Макет маркировки потребительской упаковки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 54 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



Митрохина Ю.Ю.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№77АГ8913769