

Директор по качеству и
регистрации


ООО «Сименс Здравоохранение»

А. В. Фирстова



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, варианты исполнения:
SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Up»**



I. Система компьютерной томографии SOMATOM go.Now. Базовый состав (вариант 1).

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями

Вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.Now

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие;
массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сиенс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

3/N/PE 380/400/420/440/460/480 В 50/60 Гц 50 кВА/2 кВА

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go.Now – Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

System Info



syngo CT VA40A Version Information

Product Name: SOMATOM go.Now

Model Type: P81A

Version: VA40A

ICS: VA40A

SW Updates: VA40A_SP1 VA40A_FP1

IRS: VA40A

syngo: SYNGO_DEPLOY_TORUS_RELEASE_QR2107_V13


Package: n/s 13.2.2107.1401

Operating System: Windows 10 Enterprise LTSC 2019


OEM: VA40A_Win10_2019_01_P18

Copyright © Siemens Healthcare GmbH 2021. All rights reserved.


Версия программного обеспечения для изделия Система компьютерной томографии SOMATOM go.Now



1.1 Гентри в составе: рентгеновская трубка; коллиматор трубки; детектор; кожух гентри; привод вращения; генератор.



1.2 Блок реконструкции изображений в вариантах исполнения.



1.3 Блок реконструкции изображений стандартный.



1.4 Блок реконструкции изображений высокопроизводительный.



2.1. Консоль оператора в составе: мониторы цветные, клавиатура, мышь, кабель соединительный.



2.2. Консоль оператора в составе: мониторы цветные, клавиатура, мышь, кабель соединительный.



3. Базовое программное обеспечение.




4. Манипулятор сканирования.



5.1. Стол пациента, варианты исполнения: - стандартный.



5.2. Стол пациента, варианты исполнения: - с изменяемой высотой.



5.3. Стол пациента, варианты исполнения: - для планирования лучевой терапии.




SOMATOM go.

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM go.Now
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

6. Документация пользователя на русском языке.



II. Система компьютерной томографии SOMATOM go.Now. Базовый состав (вариант 2)

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями

Вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.Now

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие;
массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~3/N/PE 380/400/420/440/460/480 В 50/60 Гц 50 кВА/2 кВА

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go.Now – Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

System Info



syngo CT VA40A Version Information

Product Name: SOMATOM go.Now

Model Type: P81A

Version: VA40A

ICS: VA40A

SW Updates: VA40A_SP1 VA40A_FP1

IRS: VA40A

syngo: SYNGO_DEPLOY_TORUS_RELEASE_QR2107_V13


Package: n/s 13.2.2107.1401

Operating System: Windows 10 Enterprise LTSC 2019

OEM: VA40A_Win10_2019_01_P18

Copyright © Siemens Healthcare GmbH 2021. All rights reserved.

Версия программного обеспечения для изделия Система компьютерной томографии SOMATOM go.Now



1.1 Гентри в составе: рентгеновская трубка; коллиматор трубки; детектор; кожух гентри; привод вращения; генератор.



1.2 Блок реконструкции изображений в вариантах исполнения.



1.3 Блок реконструкции изображений стандартный.



1.4 Блок реконструкции изображений высокопроизводительный.



2.1 Консоль оператора в составе: мониторы цветные; клавиатура; мышь; кабель соединительный.



2.2 Консоль оператора в составе: мониторы цветные; клавиатура; мышь; кабель соединительный.



3. Базовое программное обеспечение.



4. Манипулятор сканирования.




SOMATOM go.

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM go.Now
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

5. Документация пользователя на русском языке.



III. Система компьютерной томографии SOMATOM go.Up. Базовый состав (вариант 1).

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями

Вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.Up

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие;
массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здоровоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~3/N/PE

380/400/420/440/460/480 В

50/60 Гц

50 кВА/2 кВА

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go.Up – Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

System Info



syngo CT VA40A Version Information

Product Name: SOMATOM go.Up

Model Type: P81B

Version: VA40A

ICS: VA40A

SW Updates: VA40A_SP1 VA40A_FP1

IRS: VA40A

syngo: SYNGO_DEPLOY_TORUS_RELEASE_QR2107_V13


Package: n/s 13.2.2107.1401

Operating System: Windows 10 Enterprise LTSC 2019

OEM: VA40A_Win10_2019_01_P18

Copyright © Siemens Healthcare GmbH 2021. All rights reserved.

Версия программного обеспечения для изделия Система компьютерной томографии SOMATOM go.Up



1.1. Гентри в составе: рентгеновская трубка; коллиматор трубки; детектор; кожух гентри; - привод вращения; генератор.




1.2. Блок реконструкции изображений в вариантах исполнения.



1.3. Блок реконструкции изображений стандартный.




1.4 Блок реконструкции изображений высокопроизводительный.



2.1 Консоль оператора в составе: мониторы цветные; клавиатура; мышь; кабель соединительный.



2.2 Консоль оператора в составе: мониторы цветные; клавиатура; мышь; кабель соединительный.




3. Базовое программное обеспечение.



4. Манипулятор сканирования.



5.1. Стол пациента, варианты исполнения: - с изменяемой высотой.



5.2. Стол пациента, варианты исполнения: - для планирования лучевой терапии.



5.3. Стол пациента, варианты исполнения: - с увеличенным диапазоном сканирования.




SOMATOM go.

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM go.Up
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

6. Документация пользователя на русском языке.



IV. Система компьютерной томографии SOMATOM go.Up. Базовый состав (вариант 2).

Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями

Вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.Up

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение, нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие;
массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~3/N/PE

380/400/420/440/460/480 В

50/60 Гц

50 кВА/2 кВА

Система

компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go.Up – Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

System Info



syngo CT VA40A Version Information

Product Name: SOMATOM go.Up

Model Type: P81B

Version: VA40A

ICS: VA40A

SW Updates: VA40A_SP1 VA40A_FP1

IRS: VA40A

syngo: SYNGO_DEPLOY_TORUS_RELEASE_QR2107_V13


Package: n/s 13.2.2107.1401

Operating System: Windows 10 Enterprise LTSC 2019


OEM: VA40A_Win10_2019_01_P18

Copyright © Siemens Healthcare GmbH 2021. All rights reserved.

Версия программного обеспечения для изделия Система компьютерной томографии SOMATOM go.Up



1.1 Гентри в составе: рентгеновская трубка; коллиматор трубки; детектор; кожух гентри; привод вращения; генератор




1.2 Блок реконструкции изображений в вариантах исполнения.



1.3 Блок реконструкции изображений стандартный.



1.4 Блок реконструкции изображений высокопроизводительный.



2.1. Консоль оператора в составе: мониторы цветные; клавиатура; мышь; кабель соединительный.



2.2. Консоль оператора в составе: мониторы цветные; клавиатура; мышь; кабель соединительный.



3. Базовое программное обеспечение.



4. Манипулятор сканирования.



SOMATOM go.


Инструкции по эксплуатации – SOMATOM go.Up
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

5. Документация пользователя на русском языке.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



1.1 Сателлитная консоль в составе: монитор цветной.; системный блок; клавиатура; мышь; кабели ; ключ лицензионный для активации удаленного доступа к базовому программному обеспечению.

▼ ADDITIONAL WORKPLACE

Feature ADDITIONAL WORKPLACE

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0023 A821 30D8 C6E8 6F21 4

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String **ADDITIONAL_WORKPLACE**

Concurrent License Yes

Check Sum 205

Checked Out Licenses 0


Error Information



2.1. Панели удаленного доступа беспроводные.




2.2. Панели удаленного доступа беспроводные.




2.3 Панели удаленного доступа беспроводные.



3.1 Аппаратный пакет для беспроводного управления, в составе: - беспроводной пульт дистанционного управления сканером; - планшет.



3.2 Аппаратный пакет для беспроводного управления, в составе: - беспроводной пульт дистанционного управления сканером; - планшет.



4. Маты для позиционирования.




5. Маты для позиционирования с плоской поверхностью.



6. Держатели для головы.



7. Комплекты ремней для фиксации.



8. Набор аксессуаров для стола пациента, в составе: - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - стандартные; - ящик для хранения на боковой поверхности стола; - держатель для сосуда инфузионной системы.



9.1 Комплекты вкладышей для головы: подушки для головы, клиновидные (4 шт.); пара прокладок толстых; плоская подушка.



9.2 Комплекты вкладышей для головы: подушки для головы, клиновидные (4 шт.); пара прокладок толстых; плоская подушка.



10. Подголовники.



11. Тележки для аксессуаров.



12. Матрасы для младенцев.



13. Дополнительная секция деки стола пациента.



14. Маты для дополнительной секции деки стола пациента.



15.1. Набор средств для проведения КТ денситометрии в составе: матрас.



15.2. Набор средств для проведения КТ денситометрии в составе: фантом.



15.3. Набор средств для проведения КТ денситометрии в составе: гелевая подушка.



15.4. Набор средств для проведения КТ денситометрии в составе: мат.

▼ CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Feature CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0023 A485 1AFF EB7B 8CB5

Hardware ID Type EthernetAddress


Vendor String CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Concurrent License Yes

Check Sum 205

Checked Out Licenses 0

Error Information



16.2 Комплект для проведения КТ денситометрии, в составе:- ключ лицензионный для активации опции для количественной оценки деминерализации костной ткани в поясничном отделе позвоночника на основе КТ денситометрии; - контрольный фантом, - матрас.



17. Опоры для рук.




18.1 Универсальные средства для транспортировки с принадлежностями в составе: транспортировочные ремни; передвижная стойка; фиксирующие ремни.



18.2. Универсальные средства для транспортировки с принадлежностями в составе: транспортировочные ремни; передвижная стойка; фиксирующие ремни.



19. Маты для универсальных средств для транспортировки.



20. Подголовники для универсальных средств для транспортировки.



21. Опора под колени.



22. Держатель для инфузионной ёмкости.



23. Держатель для инжектора.




24. Ящик для хранения на встроенном рычаге инжектора.



25. Фантомы.



26. Держатель рулона бумаги.



27. Опора для головы/предплечья.



28. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для протоколов сбора данных.

▼ DATA_CONSISTENCY

Feature DATA_CONSISTENCY

Version 1.0

Expiry Date 2018-07-05

License Key 006E 3789 94B7 D84F 2D5D 8

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String 1.3.12.2.1107.5

Concurrent License Yes

Check Sum 122

Checked Out Licenses 0

Error Information

29.1 Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для функциональных системных коммуникаций.

SY_MULTISERVER_LICENSING | No
Feature SY_MULTISERVER_LICENSING
Version 1.0
Expiry Date 2018-07-05
License Key 002B 6463 CDC6 4926 9234 7DF
Hardware ID Type EthernetAddress
Vendor String SY_MULTISERVER_LICENSING
Concurrent License Yes
Check Sum 181
Checked Out Licenses 0
Error Information

▼ CT_VIEWER

Feature CT_VIEWER

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0068 4562 BEC7 28C0 B

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_VIEWER

Concurrent License Yes

Check Sum 199


Checked Out Licenses 0

Error Information

30. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений.



31.1. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений.



31.2. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений.




31.3. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений.




31.4. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений.



31.5. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений.



32. Ключи лицензионные для активации опции экстренной диагностики при травме.



33. Ключ лицензионный для активации опции кардиологической оценки (не более 5 шт.).

▼ CT_DENTAL

Feature CT_DENTAL

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0060 217D E25D 5A11

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_DENTAL

Concurrent License Yes

Check Sum 178

Checked Out Licenses 0

Error Information

С

всех видов программного режима для панорамного представления

резов

Р

2

▼ RECON_IMAR

Feature RECON_IMAR

Version 1

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00B0 6849 3379 80C8 1

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String RECON_IMAR

Concurrent License Yes

Check Sum 173

Checked Out Licenses 0

Error Information

35. Ключ лицензионный для активации опции коррекции артефактов от металла.

▼ RECON_ITERATIVE_STEP2

Feature RECON_ITERATIVE_STEP2

Version 1

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00AD E94C 3906 57C2 495D

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String RECON_ITERATIVE_STEP2

Concurrent License Yes

Check Sum 137

Checked Out Licenses 0

Error Information

36. Ключ лицензионный для активации опции итеративной реконструкции.

▼ CARDIO_RETRO

Feature CARDIO_RETRO

Version 1

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0056 CFEA 0543 33AC

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CARDIO_RETRO

Concurrent License Yes

Check Sum 200

Checked Out Licenses 0

Error Information

Содержит программу сканирования с ЭКГ-сигналом и регистрацией информации цикла.

ИИ С

▼ CT_Cardiac_QCA_Basic

Feature CT_Cardiac_QCA_Basic

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00B0 4D97 7085 1FD2 4A49

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_Cardiac_QCA_Basic


Concurrent License Yes

Check Sum 237

Checked Out Licenses 0

Error Information

37.2. Ключи лицензионные для активации опции программного режима сканирования с ЭКГ-синхронизацией и реконструкции кардиоизображений с автоматическим выбором лучшей фазы сердечного цикла.



38. Ключ лицензионный для активации опции повышения скорости вращения трубки.

▼ CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Feature CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0023 A485 1AFF EB7B 8CB5

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Concurrent License Yes

Check Sum 205

Checked Out Licenses 0

Error Information

39. Ключ лицензионный для активации опции для количественной оценки деминерализации костной ткани в поясничном отделе позвоночника на основе КТ-денситометрии.

▼ CT_APP_PLUGIN_NEURO_DSA | No

Feature CT_APP_PLUGIN_NEURO_DSA

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00B8 B81C D7A7 3DB8 226B A7D

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_NEURO_DSA

Concurrent License Yes

Check Sum 165

Checked Out Licenses 0

Error Information

▼ CT_APP_PLUGIN_VASCULAR	Node
Feature CT_APP_PLUGIN_VASCULAR	
Version 1.0	
Expiry Date 2018-01-09	
License Key 0026 E833 01D5 962B 27F1 ABE1 E	
Hardware ID Type EthernetAddress	
Vendor String CT_APP_PLUGIN_VASCULAR	
Concurrent License Yes	
Check Sum 193	
Checked Out Licenses 0	
Error Information	

41. Ключ лицензионный для активации опции для комплексного анализа сосудов.

▼ CT_APP_PLUGIN_ONCO

Feature CT_APP_PLUGIN_ONCO

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0056 E3D8 4F55 4E52 0C1C

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_ONCO

Concurrent License Yes

Check Sum 205

Checked Out Licenses 0

Error Information

42. Ключи лицензионные для активации опции анализа и сегментации онкологических образований.

▼ CT_Cardiac_CaScoring

Feature CT_Cardiac_CaScoring

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 009F 3ADE 4DB1 9CA6 23B5

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_Cardiac_CaScoring

Concurrent License Yes

Check Sum 219

Checked Out Licenses 0

Error Information

43. Ключ лицензионный для активации опции анализа бляшек в сосудах.

▼ CT_RT_IMAGE_SUITE_BASIC

Feature CT_RT_IMAGE_SUITE_BASIC

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0074 888C D748 DB83 28E9 2E

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_RT_IMAGE_SUITE_BASIC

Concurrent License Yes

Check Sum 139

Checked Out Licenses 0

Error Information

44.1 Ключи лицензионные для активации опции виртуальной симуляции.

▼ CT_RT_IMAGE_SUITE_4D

Feature CT_RT_IMAGE_SUITE_4D

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 003E 3DEC 7CF9 BD4B A745

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_RT_IMAGE_SUITE_4D

Concurrent License Yes

Check Sum 192

Checked Out Licenses 0

Error Information

44.2. Ключи лицензионные для активации опции виртуальной симуляции.

▼ CT_RT_IMAGE_SUITE_DEF_REG | Float
Feature CT_RT_IMAGE_SUITE_DEF_REG
Version 1.0
Expiry Date 2018-01-09
License Key 0097 FFD5 93B2 A98D 569F B534 E
Hardware ID Type EthernetAddress
Vendor String CT_RT_IMAGE_SUITE_DEF_REG
Concurrent License Yes
Check Sum 212
Checked Out Licenses 0
Error Information

44.3. Ключи лицензионные для активации опции виртуальной симуляции.

▼ CT_APP_PLUGIN_ENDO_VIEW

No

Feature CT_APP_PLUGIN_ENDO_VIEW

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00C0 87EB C15A 295A E82D 5480

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_ENDO_VIEW

Concurrent License Yes

Check Sum 242

Checked Out Licenses 0

Error Information

45. Ключи лицензионные для активации опции виртуальной эндоскопии.

▼ ENH_EXTENDED_FOV

Feature ENH_EXTENDED_FOV
Version 1.0
Expiry Date 2018-01-09
License Key 00EB 7A4C A7A2 06DF 9AA1
Hardware ID Type EthernetAddress
Vendor String ENH_EXTENDED_FOV
Concurrent License Yes
Check Sum 178
Checked Out Licenses 0
Error Information

46. Ключи лицензионные для активации опции расширенного поля обзора.

▼ CT_CV_PLANNING

Feature CT_CV_PLANNING

Version 1.0

Expiry Date 2018-07-05

License Key 006E 0887 DCEA 70E6 10F7

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_CV_PLANNING

Concurrent License Yes

Check Sum 233

Checked Out Licenses 0

Error Information

47. Ключи лицензионные для активации опции комплексной органоспецифической минимизации лучевой нагрузки в автоматическом и полуавтоматическом режиме.

▼ MI_ONCO_LUNGCAD

Feature MI_ONCO_LUNGCAD

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 008E 984B 3B8D D726 BFA

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String MI_ONCO_LUNGCAD

Concurrent License Yes

Check Sum 170

Checked Out Licenses 0

Error Information

48.1 Ключи лицензионные для активации опции для визуализации и идентификации потенциальных образований в легких.

▼ MI_ONCO_LUNGCAD_EXP

Feature MI_ONCO_LUNGCAD_EXP

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 007D 8B40 A66D 6385 E787

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String MI_ONCO_LUNGCAD_EXP

Concurrent License Yes

Check Sum 243

Checked Out Licenses 0

Error Information

48.2. Ключи лицензионные для активации опции для визуализации и идентификации потенциальных образований в легких.

▼ INJ_CONNECTION_ROW

Feature INJ_CONNECTION_ROW

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0032 65CF 795E 905F E69B

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String INJ_CONNECTION_ROW

Concurrent License Yes

Check Sum 219

Checked Out Licenses 0

Error Information

49. Ключ лицензионный для активации опции автоматического сопряжения КТ и инжектора.

▼ CT_PP_PLUGIN_RANGE_RIB

Feature CT_PP_PLUGIN_RANGE_RIB

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00F9 B336 6129 C05F F732 E8

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_PP_PLUGIN_RANGE_RIB

Concurrent License Yes

Check Sum 210

Checked Out Licenses 0

Error Information

50.1. Ключи лицензионные для активации опции автоматической маркировки ребер и позвонков.

▼ CT_PP_PLUGIN_RANGE_SPINE | Noc

Feature CT_PP_PLUGIN_RANGE_SPINE
Version 1.0
Expiry Date 2018-01-09
License Key 00CF 308E 7841 2777 F60D 8B33
Hardware ID Type EthernetAddress
Vendor String CT_PP_PLUGIN_RANGE_SPINE
Concurrent License Yes
Check Sum 226
Checked Out Licenses 0
Error Information

50.2. Ключи лицензионные для активации опции автоматической маркировки ребер и позвонков.

▼ CT_APP_PLUGIN_TABLE_REMOVAL

Node Loc

Feature CT_APP_PLUGIN_TABLE_REMOVAL

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 003D 940D 9089 40B5 49AE 37A4 31E6

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_TABLE_REMOVAL

Concurrent License Yes

Check Sum 22

Checked Out Licenses 0

Error Information

51. Ключи лицензионные для активации опции автоматического удаления стола.

▼ CT_APP_PLUGIN_BONE_REMOVAL

Node Loc

Feature CT_APP_PLUGIN_BONE_REMOVAL

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 005F 5597 FE72 0EA6 3E6E 6309 595D

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_BONE_REMOVAL


Concurrent License Yes

Check Sum 209


Checked Out Licenses 0

Error Information


52. Ключи лицензионные для активации опции автоматического удаления костей.



53. Ключи лицензионные для активации опции двухэнергетического сканирования.




54. Ключи лицензионные для активации опции анализа данных полученных при двухэнергетическом сканировании.



55. Ключ лицензионный для активации опции анализа перфузии головного мозга.



56. Беспроводной блок управления.



57. Держатель блока управления.



58. Держатель панели удаленного доступа беспроводной.



59. Держатель на передней панели гентри.



60. Блок подключения к линии питания.



61. Монтажные фиксаторы для крепления базового блока.



62. Столы оператора рабочие.




63. Столы оператора рабочие с изменяемой высотой.



64. Передвижная стойка для мониторов.



65. Источники бесперебойного питания



66. Дополнительные мониторы основной и/или сателлитной консоли.



67. Комплект средств для установки монитора при потолочном креплении: рычаги; рамы; кабели.



68. Модули для интервенционного вмешательства.



69.1. Набор для подключения внешних устройств: Кабели.




69.2 Набор для подключения внешних устройств: Распределитель сигналов.




70.1. Набор для вывода физиологических параметров в составе: встроенный ЭКГ модуль.



70.2. Набор для вывода физиологических параметров в составе: ЭКГ-кабели.



71.1. Переключатель педальный для интервенционных процедур.



71.2. Переключатель педальный для интервенционных процедур.



72. Переключатель педальный для управления столом пациента.




73.1. Монтажный набор для крепления гентри в модуле: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.



73.2. Монтажный набор для крепления гентри в модуле: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.



74.1. Набор инсталляционный для позиционирования гентри в составе: направляющие; монтажный материал: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.



74.2. Набор инсталляционный для позиционирования гентри в составе: направляющие; монтажный материал: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.




74.3. Набор инсталляционный для позиционирования гентри в составе: направляющие; монтажный материал: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.



74.4. Набор инсталляционный для позиционирования гентри в составе: направляющие; монтажный материал: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.



74.5. Набор инсталляционный для позиционирования гентри в составе: направляющие; монтажный материал: болты, шайбы, пластины, фиксаторы.




75. Док-станция




76. Бокс для хранения на боковой поверхности стола



77. Боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: стандартные, удлиненные



78.1. Ключ лицензионный для активации доступа к пакету расширенной диагностики



78.2. Ключ лицензионный для активации доступа к пакету расширенной диагностики

▼ RECON_IMAR

Feature RECON_IMAR

Version 1

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00B0 6849 3379 80C8

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String RECON_IMAR

Concurrent License Yes

Check Sum 173


Checked Out Licenses 0

Error Information


78.3. Ключ лицензионный для активации доступа к пакету расширенной диагностики.




79. 3D-камера для позиционирования пациента.




80. Ключ лицензионный для активации опции синхронизации по дыханию




81.1. Ключ лицензионный для активации протоколов планирования лучевой терапии с синхронизацией по дыханию.




81.3 Ключ лицензионный для активации протоколов планирования лучевой терапии с синхронизацией по дыханию




81.4. Ключ лицензионный для активации протоколов планирования лучевой терапии с синхронизацией по дыханию




82. Интерфейс Open Interface для подключения внешних устройств для синхронизации по дыханию.




83. Интерфейс ANZA для подключения внешних устройств для синхронизации по дыханию.




84. Интерфейс Varian для подключения внешних устройств для синхронизации по дыханию.




85. Ключ лицензионный для активации опции оценки подагрических отложений на основе двухэнергетических данных.




86. Ключ лицензионный для активации опции дифференцировки камней в почках и мочевыводящих путях по составу на основе двухэнергетических данных




87. Ключ лицензионный для активации опции спектральной визуализации.




88. Ключ лицензионный для активации опции расширенной спектральной визуализации.




89.1. Ключ лицензионный для активации пакета для реконструкции и визуализации спектральных данных.



89.2 Ключ лицензионный для активации пакета для реконструкции и визуализации спектральных данных



89.3 Ключ лицензионный для активации пакета для реконструкции и визуализации спектральных данных



90. Ключ лицензионный для удаленного доступа к консоли оператора.



Doe, John

5/14/1941



myLogix Compass

Breathing Instruction Practice



Practice the breathing instructions with the patient. The heart rate will be measured.

Audio Control

Patient Characteristics

Heart Rate Variability

Regular

Unstable

Arrhythmic



Questions

Which recon do you want to perform?

left





Information


Cardiac Phase Target: The selected strategy realizes an end-systolic acquisition and reconstruction.

OK




-750.0 120.0 0°


91. Ключ лицензионный для активации опции интеллектуального алгоритма выбора протокола исследования




92.1. Ключ лицензионный для активации алгоритма выявления ранних признаков нарушения мозгового кровообращения на основании автоматического расчета плотности паренхимы на бесконтрастных сериях изображений головного мозга.




92.2. Ключ лицензионный для активации алгоритма выявления ранних признаков нарушения мозгового кровообращения на основании автоматического расчета плотности паренхимы на бесконтрастных сериях изображений головного мозга.




93. Ключ лицензионный для активации опции виртуального моделирования лучевой терапии на основе данных КТ.



94. Ключ лицензионный для активации опции автоматической передачи координат при планировании лучевой терапии.




95. Ключ лицензионный для активации опции реконструкции электронной плотности при любом значении кВ.



96.1 Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 2D; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.




96.2 Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 2D; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.




97.1 Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.



97.2 Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D: - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.



98. Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях



99.1 Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D;- i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях;- i-Joystick;- педальный переключатель рентгеновского излучения;- боковые рельсы стола (пара), вариант исполнения: - удлиненные;- док-станция планшета для стола пациента.




99.2 Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола (пара), вариант исполнения: - удлиненные; - док-станция планшета для стола пациента.



100.1 Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - профессиональная потолочная система с одним монитором;



100.2 Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - профессиональная потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения;



100.3 Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - потолочная система с одним монитором;



100.4 Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения;




100.5 Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - потолочная система с двумя мониторами.




101.1 Видеоинтерфейс для подключения мониторов, варианты исполнения: - для подключения одного монитора; - для подключения двух мониторов.




101.2 Видеointерфейс для подключения мониторов, варианты исполнения: - для подключения одного монитора; - для подключения двух мониторов.




101.3 Видеоинтерфейс для подключения мониторов, варианты исполнения: - для подключения одного монитора; - для подключения двух мониторов.



102. Дополнительный кожух для потолочного крепления.




103. i-Joystick



104. Педальный переключатель рентгеновского излучения



105. Комплект аппаратных средств для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - планшет для интервенций; - док-станция планшета для стола пациента.



106. Щит распределительный



107. Док-станция планшета для стола пациента.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
105 листа (ов)

