

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Ортопедика»



И.П. Дубинин


25 мая 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T
в вариантах исполнения с принадлежностями

I. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T в вариантах исполнения:


1. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, малый, 10°, высотой 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 мм;
2. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, малый, 15°, высотой 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 мм;
3. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, малый, 20°, высотой 13, 15, 17, 19 мм;
4. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, малый, 25°, высотой 15, 17, 19, 21 мм;
5. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, малый, 30°, высотой 17, 19, 21, 23 мм;



6. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, средний, 10°, высотой 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 мм;
7. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, средний, 15°, высотой 11, 12, 13, 14, 16, 18 мм;
8. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, средний, 20°, высотой 14, 16, 18, 20 мм;
9. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, средний, 25°, высотой 18, 20, 22, 24 мм;
10. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, средний, 30°, высотой 19, 21, 23, 25 мм;



11. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, большой, 10°, высотой 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 мм;
12. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, большой, 15°, высотой 12, 13, 14, 16, 18 мм;
13. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, большой, 20°, высотой 15, 17, 19, 21 мм;
14. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, большой, 25°, высотой 19, 21, 23, 25 мм;
15. Блокируемый поясничный кейдж переднего доступа Scarlet AL-T, большой, 30°, высотой 20, 22, 24, 26 мм;



II. Принадлежности:

1. Винт костный Scarlet AL-T, диаметр 5.0 мм, длина 25, 30, 35, 40 мм;
2. Винт костный Scarlet AL-T, диаметр 5.5 мм, длина 25, 30, 35, 40 мм.




Фото маркировки медицинского изделия.



Mat: Ti 6-Al 4-V ELI / ASTM F 136 / ASTM F 3001

REF SCA-LL 10 12-S

LOT 8-5774a



(01)07640178987982(11)210401(17)290331(10)8-5774a

fr CAGE ANTERIEURE LOMBAIRE
SECURISEE



Consult instructions for use

de GESICHERTE ANTERIORE
LUMBALER CAGE



Do not use if package is damaged

el ΛΟΡΔΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΑΣ ΚΛΟΥΒΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ



Do not restitute

it GABBIA INTERSOMATICA LOMBARE
(VIA ANTERIORE) FISSATA CON VITI



Do not reuse

pt CAGE LOMBAR ANTERIOR FIXA

es CAJA LUMBAR ANTERIOR
ASEGURADO



pl KŁATKA MIEDZYTRZONOWA
ŁĘDZWIOWO BLOKADA



cs LUMBÁLNÍ ANTERIORNÍ KLEC SE
ZAJISTĚNÍM

STERILE R



Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician



US REP

Spineart SA
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland

Phone : +41 (0)22 670 12 00

Fax : +41 (0)22 594 83 06

www.spineart.com

Spineart USA INC
23332 Mill Creek Dr. Suite 150
Laguna Hills, CA 92653 USA

Phone: +1 949 313 6400

Fax: +1 848-304-1001

www.spineart.com



2021-04-01

CE 1250

0004_000000045631-1 5

SCARLET® AL-T
SECURED LUMBAR ANTERIOR CAGE

LARGE H12 10°
2029-03-31

REF SCA-LL 10 12-S LOT 5-5774a QTY 1

Mat: Ti 6-Al 4-V ELI / ASTM F 136 / ASTM F3001



(01)07640178987982(11)210401(17)290331(10)5-5774a



Spineart SA
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland
Phone : +41 (0)22 570 12 00
Fax : +41 (0)22 594 83 06
www.spineart.com

US REP
Spineart USA INC
23332 Mill Creek Dr, Suite 150
Laguna Hills, CA 92653 USA
Phone: +1 949 313 6400
Fax: +1 646-304-1001
www.spineart.com

US	REP
----	-----

STERILE	R
---------	---

Rx Only

 2021-04-01

CE 1250 MD

15630-2 42



SCARLET® AL-T Ø5.5 L40

BONE SCREW



REF SJT-LS 55 40-S

LOT 5-1868

QTY 1

2028-05-11

Mat: Ti 6-Al 4-V / ISO 5832-3 / ASTM F 136

REF SJT-LS 55 40-S

LOT 5-1868



(01)07640178986916(11)200512(17)280511(10)5-1868

ti VIS A OS

ds SCHRAUBE

el B15c

st VITE

PARAFUSO

TESSILLO

BRUNO

VITE



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged



Do not re-sterilize



Do not reuse

MD



STERIL

Mat: Ti 6-Al 4-V / ISO 5832-3 / ASTM F 136

REF SJT-LS 55 40-S

LOT 5-1868



(01)07640178986916(11)200512(17)280511(10)5-1868

fr VIS A OS

de SCHRAUBE

el βίδα

it VITE

pt PARAFUSO

es TORNILLO

pl ŚRUBA

tr VIDA



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged



Do not resterilize



Do not reuse

MD



STERILE R



Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician



Spineart SA
Chemin du Pré-Fleuri 3
1728 Plan-les-Ouates
Switzerland
Phone: +41 (0)22 570 12 00
Fax: +41 (0)22 594 83 06
www.spineart.com

US REP

Spineart USA INC
23332 Mill Creek Dr. Suite 50
Laguna Hills, CA 92653 USA
Phone: +1 949 313 6400
Fax: +1 646-304-1001
www.spineart.com



2020-05-12

CE 1250

0005 000000028734-1 235

 **SCARLET® AL-T**
BONE SCREW

Ø5.5 L40

 2028-05-11

REF SJT-LS 55 40-S **LOT** 5-1868 **QTY** 1

Mat: Ti 6-Al 4-V / ISO 5832-3 / ASTM F 136



(01)07640178986916(11)200512(17)280511(10)5-1868



Spineart SA
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland
Phone: +41 (0)22 570 12 00
Fax: +41 (0)22 594 83 06
www.spineart.com

US REP

Spineart USA INC
23332 Mill Creek Dr, Suite 150
Laguna Hills, CA 92653 USA
Phone: +1 949 313 6400
Fax: +1 546 304 1001
www.spineart.com

STERILE R

R_x Only

 2020-05-12

CE 1250 **MD**

00000028733-1 1195



Spineart SA (Switzerland) Спайнарт СА

(Швейцария)

**Место производства: Chemin du Pré-Fleuri 3 1228
Plan-les-Ouates Switzerland**

**Блокируемый поясничный кейдж переднего
доступа Scarlet AL-T, малый, 10°, высотой 10 мм**

LOT

см. на
маркировке

REF

см. на маркировке

QTY

см. на
маркировке



см. на
маркировке



см. на маркировке

STERILE R



РУ (номер и наименование) : XXXXXX (номер) от
XXX (дата)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО

«Ортопедика»

127474, Москва, Дмитровское шоссе, 60, помещение
VII, комната 36, офис 506

Тел.: +7 925 167 8533

Макет маркировки на русском языке

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью:

15 (Пятнадцать) листов
Генеральный директор
ООО "Ортопедика"



И.П.Дубинин

15.05.2023