



АМС-Мед

Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю



ОФИС: +7 (495)221-40-87

СКЛАД: +7 (495)1-343-888

ООО «АМС-МЕД»

Юридический адрес: 109028 г. Москва, Тессинский
переулок, д. 5 стр. 1, этаж 4, пом. 2, ком 5

Фактический адрес, офис:
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов
д. 56, офисы: 302-419

Фактический адрес, склад:
143900, Московская область, г. Балашиха,
мкр-н "Кучино", полигон владение 3
ИНН/КПП: 7709771052/770901001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АМС-Мед»




Махаев В.А.

12 » ноября 2021 г.

Фотографии изделия медицинского назначения

**Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора,
временного хранения и транспортировки медицинских отходов
классов А, Б, В, Г**

по ТУ 21.20.23-004-84148676-2021



Общий вид пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов А, с фальцами, с одним донным швом



Общий вид пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Б, без фальца, с двумя донными швами



Общий вид пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов В, с фальцами, с двумя донными швами



Общий вид пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Г, без фальца, с одним донным швом



Общий вид стяжки

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора,
временного хранения и транспортировки медицинских отходов
класса А, с фальцами, с одним донным швом, со стяжкой

ПАКЕТ КЛАСС «А»

Изготовлено с учетом требований
СанПиН 2.1.3684-21

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____,
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС _____,
ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 15 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных
острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты.

Руками не утрубовывать!

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет стяжками,
резиновыми лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.



Фактический адрес:
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов
д. 56 стр. 32, офисы: 302 — 419
www.medams.ru
тел. +7(495)221-40-87
(многоканальный)
mszharm@mail.ru

Место производства: ООО «Гриб-Полимер»
125040, г. Москва, ул. Савушкина, д. 3/1
тел. +7(495)221-40-87
e-mail: info@medams.ru
сайт: www.medams.ru



Маркировка пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и
транспортировки медицинских отходов А

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б, без фальши, с двумя донными швами, со стяжкой



ПАКЕТ КЛАСС «Б»

Изготовлено с учетом требований
СанПиН 2.1.3684-21

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС _____
ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты.

Руками не утилизировать!

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет стяжками, резиновыми лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.

Общество с ограниченной ответственностью

«АМС-Мед»



Поставка лекарств и
медицинской продукции
поставщикам

Фактический адрес:

111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов

д. 56 стр. 32, офисы: 302 — 419

www.medams.ru

тел. +7(495)221-40-87

(многоканальный)

maxharm@mail.ru


Место производства: ООО «Пробис-Медика»

125110, г. Москва, ул. Гусевский пер., д. 1/2, стр. 1


тел. +7(495)221-40-87

www.probis-medica.ru

тел. +7(495)221-40-87



Маркировка пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Б



Маркировка пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов В

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Г, без фальца, с одним донным швом, со створкой



ПАКЕТ КЛАСС «Г»

Изготовлено с учетом требований

СанПин 2.1.3.684-21

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС _____
ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 5 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Не пересыпать (перетруждать) непакетованные отходы в другие пакеты.

Руками не утирамбовывать!

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет створками.

резиновыми лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.

Общество с ограниченной ответственностью

«АМС-МЕД»



Поставка лекарств и
медицинской продукции
потребителю

МЕД

Фактический адрес:
11123, г. Москва, шоссе Энтузиастов,
д. 56 стр. 32, офисы: 302 — 419

www.ams-med.ru
тел. +7(495)221-40-87
(многоканальный)
mail@ams-med.ru

Место производства: ООО «Иро-Мед-Пакетер»
142210, Ряз., Московская обл., г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д.2/1
тел. +7(903)246-94-41
e-mail: 800700540@ams-med.ru
сайт: www.ams-med.ru



Маркировка пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Г

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г по ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б, без фальца, с двумя донными швами, со стяжкой

Размер пакета: Ширина 500 мм Длина 700 мм

Толщина: 14 мкм

Кол-во пакетов 10 штук

Изготовитель: ООО «АМС-Мед»

109028, город Москва, Тессинский переулок, дом 5 строение 1, эт 4 пом II ком 5.

Тел.: +7 (495) 221-40-87 maxpharm@mail.ru

Место производства: ООО «ПроМед-Полимер»

142210, РФ, Московская обл., г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д.2/1

ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Дата изготовления: 02.08.2021

Номер партии: 002

Гарантированный срок хранения пакетов – 5 лет

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 2. Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Использованные по назначению изделия утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов классов Б.

Общий вид упаковки и маркировки пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г



Общий вид транспортной упаковки пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г по ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Пакеты полиэтиленовые «АМС-МЕД» одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б, без фальца, с двумя донными швами, со стяжкой

Размер пакета: Ширина 500 мм Длина 700 мм

Толщина: 14 мкм

Кол-во пакетов 1000 штук

Изготовитель: ООО «АМС-Мед»

109028, город Москва, Тессинский переулок, дом 5 строение 1, эт 4 пом II ком 5.

Тел.: +7 (495) 221-40-87 maxpharm@mail.ru

Место производства: ООО «ПроМед-Полимер»

142210, РФ, Московская обл., г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д.2/1

ТУ 21.20.23-004-84148676-2021

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Дата изготовления: 02.08.2021

Номер партии: 002

Гарантированный срок хранения пакетов – 5 лет

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 2. Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Использованные по назначению изделия утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов классов Б.

Общий вид маркировки транспортной упаковки пакета полиэтиленового «АМС-МЕД» одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г

ООО «АМС-Мед»
Итого в настоящем документе

13 листа (ов)

Генеральный директор
Махаев В.А.

